



SPEEDY F1

Starrrahmen-Sportrollstuhl
mit individueller Rahmengeometrie und
Zurüstung nach Maß,
fest verschweißtes Fahrwerk
Zugelassen bis 120 kg Zuladung

A9011100000 € 4.990,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**
☐ **abweichend (siehe unten)**

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**
☐ **abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

☐ SPEEDY F1 basket



☐ SPEEDY F1 tennis



☐ SPEEDY F1 badminton



☐ SPEEDY F1 4dance



Grundmaße


Körpermaße:

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg


Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____



Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich!

Rollstuhlmaße:



A: SB Sitzbreite _____ cm

B: ST Sitztiefe _____ cm

C: RH Rückenhöhe _____ cm

D: USL Unterschenkellänge _____ cm

E: SHh Sitzhöhe hinten _____ cm

F: SHv Sitzhöhe vorne _____ cm

G: KP Kippunkt
(Innenkante Rückenrohr bis
Achsmittle Antriebsrad) _____ cm

H: Beginn Rahmeneinzug
(I - min. 6 cm) _____ cm

I: Rahmenlänge bis zum
vorderen Rahmenbogen _____ cm

J: KW Kniewinkel
oder _____ °

J1: Winkel des vorderen
Rahmenrohrs zur Vertikalen _____ °

M: Unterschenkelweite oben _____ cm

N: Unterschenkelweite unten _____ cm

O: Position des
Kippstützenlagerblocks
(beim Basketball bildet gemäß
Reglement das Antriebsrad den
hintersten Punkt) _____ cm

P: Position des
Lenkradlagerblocks
(Innenkante Rückenlehne bis Mitte
Lagerblock) _____ cm

Q: Abstand zwischen den
Lenkradlagerblöcken _____ cm

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)

Genauigkeitsgrad	Bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

☐ A9000100170-000

Pulverfarben

Weiß RAL 9016

☐ glanz A9000100170-023

☐ matt A9000100170-123 € 40,10

Brillant Silber

☐ glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

☐ glanz A9000100170-001

☐ matt A9000100170-101 € 40,10

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-003

☐ matt A9000100170-019 € 40,10

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-022

☐ matt A9000100170-122 € 40,10

Pink Magenta RAL 4010

☐ glanz A9000100170-037

☐ matt A9000100170-137 € 40,10

Pastellblau RAL 5024

☐ glanz A9000100170-036

☐ matt A9000100170-136 € 40,10

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-005

☐ matt A9000100170-105 € 40,10

Gelb RAL 1023

☐ glanz A9000100170-046

☐ matt A9000100170-146 € 40,10

Rot RAL 3001

☐ glanz A9000100170-047

☐ matt A9000100170-147 € 40,10

Lagoon Blue

☐ glanz A9000100170-052

☐ matt A9000100170-152 € 40,10

Athletic Grey

☐ glanz A9000100170-050

☐ matt A9000100170-150 € 40,10

Muddy Grey

☐ glanz A9000100170-051

☐ matt A9000100170-151 € 40,10

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber

☐ glanz A9000100170-007

Sky Blue

☐ glanz A9000100170-017

Marine Blau

☐ glanz A9000100170-045

☐ matt A9000100170-145 € 40,10

Electric Green

☐ glanz A9000100170-015

☐ matt A9000100170-115 € 40,10

Violett

☐ glanz A9000100170-044

Fire Red

☐ glanz A9000100170-018

☐ matt A9000100170-118 € 40,10

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

€ 323,20

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-500

☐ matt A9000100170-501

Café

☐ glanz A9000100170-520

☐ matt A9000100170-521

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-504

☐ matt A9000100170-505

Pearl (Perlmutter-Weiß)

☐ glanz A9000100170-524

☐ matt A9000100170-525

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-526

☐ matt A9000100170-527

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-522

☐ matt A9000100170-523

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-514

☐ matt A9000100170-515

Mint

☐ glanz A9000100170-528

☐ matt A9000100170-529

Chili

☐ glanz A9000100170-516

☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign			
Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.			
☐ Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)		€ 248,30	
Farbe bitte nachstehend wählen:			
Grundfarbe (am Rahmen hinten)			
Weiß RAL 9016 ☐ A9000100170-200	Brillant Silber ☐ A9000100170-201	Anthrazit RAL 7016 ☐ A9000100170-202	
Schwarz RAL 9005 ☐ A9000100170-203	Pastellblau RAL 5024 ☐ A9000100170-206	Lemon Green ☐ A9000100170-207	
Gelb RAL 1023 ☐ A9000100170-208	Lagoon Blue ☐ A9000100170-212	Athletic Grey ☐ A9000100170-210	
Muddy Grey ☐ A9000100170-211			
Designfarbe (am Rahmen vorne)			
Schwarz RAL 9005 ☐ glanz A9000100170-259 ☐ matt A9000100170-260	Lemon Green ☐ glanz A9000100170-250 ☐ matt A9000100170-251	Chili ☐ glanz A9000100170-253 ☐ matt A9000100170-254	
Rein Orange RAL 2004 ☐ glanz A9000100170-255 ☐ matt A9000100170-256	Café ☐ glanz A9000100170-278 ☐ matt A9000100170-279	Mint ☐ glanz A9000100170-286 ☐ matt A9000100170-287	
Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-274 ☐ matt A9000100170-275	Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-264 ☐ matt A9000100170-265	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-266 ☐ matt A9000100170-267	
Pearl (Perlmutter-Weiß) ☐ glanz A9000100170-282 ☐ matt A9000100170-283	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-284 ☐ matt A9000100170-285	Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-280 ☐ matt A9000100170-281	
Farbe - Anbauteile			
Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.			
Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen ☐ Schwarz A9000100171-003	Lenkradgabel und Lagerblock ☐ Silber A9000100173-011 ☐ Schwarz A9000100173-003		
Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:			
Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹ ☐ Rein Orange RAL 2004 A9000100171-022 € 193,10 ☐ Weiß RAL 9016 A9000100171-023 € 193,10 ☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 € 230,80 ☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 267,10 Farbe: _____ A9000100170-	Lenkrad: 5" Alu-Felge² (3-Speichen-Design) ☐ Rein Orange RAL 2004 A9000100174-022 € 44,40 ☐ Weiß RAL 9016 A9000100174-023 € 44,40 ☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 € 69,50 ☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 80,60 Farbe: _____ A9000100170-		
Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)			
Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette ☐ A9000100170-100 € 383,10	Glanzgrad ☐ glanz ☐ matt	Farbbezeichnung _____	RAL Nummer _____
Hinweis: Anbauteile nicht in Designfarben möglich			
¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)			
² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A9000501200 oder gute Dämpfung A9000501210			

Rückenlehne

Seitenblech Aluminium, Kontur dem Radlauf folgend

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0299

☐ A9015402470-002

Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar,
Rückenwinkel 90° zum Boden
Anpassung an die Oberkante des Reifens
in Rahmenfarbe




Seitenblech Aluminium, Kontur nach Maß

☐ A9015402470-001 € 155,00

Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar
Anpassung Maß:

A = _____ cm / B = _____ cm
in Rahmenfarbe



Seitenteil mit geschweißtem Rohrbügel, Kontur dem Radlauf folgend

☐ A9011400400-002 € 420,00

mit Füllblech,
Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar
Anpassung an die Oberkante des Reifens
in Rahmenfarbe
(Angabe 3 cm oberhalb des Reifens)
Nicht in Verbindung mit Body Contour
In Rahmenfarbe




Seitenteil mit geschweißtem Rohrbügel, Kontur nach Maß

☐ A9011400400-001 € 485,00

mit Füllblech,
Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar
Anpassung an die Oberkante des Reifens,
in Rahmenfarbe
Anpassung Maß:

A = _____ cm / B = _____ cm
Nicht in Verbindung mit Body Contour



Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

☐ A9011400010 € 298,90

7-fach winkelverstellbar,
mit integrierten Aluminium-Seitenteilen



Rückenausstattung

Anpassrücken und Rückenpolster

☐ A9000802010-K

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche

Ausstattung mit Rückenbügel 120 mm
ausgestellt




Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale, siehe
separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“



Sitzbespannung


Body Contour

☒ A9000801025-K
Zugelassen bis zu einem Körpergewicht von 120 kg
Nicht in Verbindung mit Seitenteil mit geschweißtem Rohrbügel, Artikelnr. A9011400400-001 und A9011400400-002




Offenes Gurtsystem

☐ A9000801010-K € 71,10




Sitzkissen



Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie
Inlett: Standard

☐ A9000805190-K € 149,20



Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur
Inlett: Standard

☐ A9000805320-K € 190,60

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie
Inlett: Anti-Dekubitus

☐ A9000805210-K € 445,10

Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur
Inlett: Anti-Dekubitus

☐ A9000805310-K € 486,10

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm
☐ 6 cm

Bezugsstoff:

☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ **Sitzkissen ist vorhanden**

Fabrikat / Typ _____

Kissenhöhe _____ cm

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Radsturz

12° Antriebsradsturz

☒ A9011202000-012

15° Antriebsradsturz

☒ A9011202000-015

18° Antriebsradsturz

☒ A9011202000-018

20° Antriebsradsturz

☒ A9011202000-020

Fußstütze

Fußbügel durchgehend

☒ A9016601010-K001
mit Rohr-Auflagebügel
höhenverstellbar +/- 3 cm



Fußbügel durchgehend mit gummierter Fußbrettauflage

☐ A9011610000-K € 111,80
höhenverstellbar +/- 3 cm
Auflage: Vorne gekantet, verschraubt
Tiefe: 27 cm



Fußbügel durchgehend mit Fußbrettauflage „Box-Form“

☐ A9011610020 € 198,40
gummiert, höhenverstellbar +/- 3 cm,
Auflage:
Breite: 20 cm,
Länge: 31,5 cm + 1,5 cm einstellbar



Rammbügel


Offence Bügel mit Radiusbogen

☐ A9011100500 € 325,00



Offence Bügel mit Trapezform

☐ A9011100501 € 325,00



Defence Bügel, abnehmbar

☐ A9011100502 € 325,00



Hinterer Rammbügel

☐ A9011100600 € 270,00
mit gebogenem Rohr ausgeführt



Adaptionen

Mittelkippstütze oversized fest verschweißt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ Kippstützengabel fest verschraubt A9011300378 € 331,50

☐ Kippstützengabel über Steckachse abnehmbar A9011300374 € 371,60



2 Kippstützen mit Oversized-Rohr

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ Kippstützengabel fest verschraubt A9011300170 € 429,50


☐ Kippstützengabel über Steckachse abnehmbar A9011300270 € 542,60



Mittelkippstütze mit Oversized-Rohr längenverstellbar (tennis)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ A9011300370 € 408,30
mit fest montierter Kipprad-Drehgabel



Mittelkipfstütze abnehmbar 4dance

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ A9000300010 € 478,40

über Schnellspannklammer abnehmbar
mit drehbarer Lenkradgabel und Skaterolle
Ø 80 mm
in Bodenfreiheit und Winkel einstellbar
Farbe: Schwarz



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501110 € 65,40

pannensicher



Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de

24" Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

☐ A9000203000

Bis 120 kg Körpergewicht mit Liteline-Nabe
(Bild links)
über 120 kg Körpergewicht mit Alu-
Hochflanschnabe (Bild rechts),
radial verspeicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540) € 145,90
A9000203100

☐ 25" (ETRTO 559) € 145,90
A9000203200

☐ 26" (ETRTO 590) € 145,90
A9000203300

☐ 28" (ETRTO 622) € 145,90
A9000203310

mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und
Körpergewicht >120 kg



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen

Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540) € 725,00
A9000203550


☐ 25" (ETRTO 559) € 725,00
A9000201559

☐ 26" (ETRTO 590) € 725,00
A9000203555



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" und 25" Rad
A9000205010-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006
- ☐ 28" Greifring für
28" Rad
A9000205010-008



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" und 25" Rad
A9000205030-004 € 152,50
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205030-006 € 152,50



Titan Ø 19 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" und 25" Rad
A9000205040-004 € 310,30
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205040-006 € 310,30




Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

- ☐ für Greifring 24"
A9000205100-004 € 215,20
- ☐ für Greifring 26"
A9000205100-006 € 215,20

Oberfläche ohne Struktur
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.



Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

- ☐ für 24" Rad
A9000206300-004 € 191,50
- ☐ für 26" Rad
A9000206300-006 € 191,50



Bereifung

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004
Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004
- ☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005
- ☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006
Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „SpeedAir“ Saalsportbereifung

- ☐ 24x3/4" (540-20) € 45,50
A9000204121-004
- ☐ 25x3/4" (559-20) € 45,50
A9000204121-005
- ☐ 26x3/4" (590-20) € 45,50
A9000204121-006
Farbe: Weiß, schwarzwand
10 bar



28x1" Hochdruckleichtlauf

- ☐ A9000204000-008
(ETRTO 622)
Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar

Zubehör

Handluftkompressor mit Manometer HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

- ☐ A9000901100 € 98,30
bis 14 bar



Transporttasche für Antriebsräder HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

- ☐ für 24" Rad € 71,90
A9000903530-004
Ø 76 cm x 2 cm
- ☐ für 26" Rad € 71,90
A9000903530-006
Ø 83 cm x 2 cm



Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

- ☐ A9990000000 € 327,80

Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

- ☐ A9990000006 € 327,80

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 10 - 2023-02-01 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt
Bestellblatt SPEEDY F1 Rev. 24

Unterschrift Endkunde / Fachhändler