

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



SPEEDY A1

Aktiv Leichtlauf-Starrrahmen-Rollstuhl

Zugelassen bis 120 kg Zuladung
HMV Pos.Nr.: 18.50.03.5023

A9010100000 € 3.820,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Grundmaße

Körpermaße:


Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg


Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich.



Rollstuhlmaße:



Sitzbreite SB	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49
	☐ 50									

Sitztiefe ST	Kurzer Rahmen				Langer Rahmen				
	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	

Rückenhöhe RH	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	

Unterschenkellänge USL	Kurzer Rahmen					Langer Rahmen				
	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44
	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49
	☐ 48	☐ 49	☐ 50			☐ 50	☐ 51	☐ 52		

Sitzhöhe hinten SHh (24" Rad)	Kurzer Rahmen				Langer Rahmen			
	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42
	☐ 41	☐ 42	☐ 43		☐ 43	☐ 44	☐ 45	

Sitzhöhe vorne SHv (5" Rad)	Kurzer Rahmen					Langer Rahmen				
	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50
	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52		☐ 51	☐ 52	☐ 53	☐ 54	

Kippunkt KP (Abstand Innenkante Rückenlehne bis Achsmitte Antriebsrad)	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☒ 8	☐ 9	☐ 10	☐ 11	☐ 12	☐ 13
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen! Sondermaße auf Anfrage möglich.

Rahmenfarbe - Einfarbdesign		
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php		
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette		
Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben		
☒ A9000100170-000		
Pulverfarben		
Weiß RAL 9016 ☒ glanz A9000100170-023 ☐ matt A9000100170-123 € 40,10	Brillant Silber ☒ glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016 ☒ glanz A9000100170-001 ☐ matt A9000100170-101 € 40,10
Schwarz RAL 9005 ☒ glanz A9000100170-003 ☐ matt A9000100170-019 € 40,10	Rein Orange RAL 2004 ☒ glanz A9000100170-022 ☐ matt A9000100170-122 € 40,10	Pink Magenta RAL 4010 ☒ glanz A9000100170-037 ☐ matt A9000100170-137 € 40,10
Pastellblau RAL 5024 ☒ glanz A9000100170-036 ☐ matt A9000100170-136 € 40,10	Lemon Green ☒ glanz A9000100170-005 ☐ matt A9000100170-105 € 40,10	Gelb RAL 1023 ☒ glanz A9000100170-046 ☐ matt A9000100170-146 € 40,10
Rot RAL 3001 ☒ glanz A9000100170-047 ☐ matt A9000100170-147 € 40,10	Lagoon Blue ☒ glanz A9000100170-052 ☐ matt A9000100170-152 € 40,10	Athletic Grey ☒ glanz A9000100170-050 ☐ matt A9000100170-150 € 40,10
Muddy Grey ☒ glanz A9000100170-051 ☐ matt A9000100170-151 € 40,10		
Pulverfarben „Dormant“		
Tiefschwarz Effekt Silber ☒ glanz A9000100170-007	Sky Blue ☒ glanz A9000100170-017	Marine Blau ☒ glanz A9000100170-045 ☐ matt A9000100170-145 € 40,10
Electric Green ☒ glanz A9000100170-015 ☐ matt A9000100170-115 € 40,10	Violett ☒ glanz A9000100170-044	Fire Red ☒ glanz A9000100170-018 ☐ matt A9000100170-118 € 40,10
Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“		
€ 323,20		
Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-500 ☐ matt A9000100170-501	Café ☐ glanz A9000100170-520 ☐ matt A9000100170-521	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-504 ☐ matt A9000100170-505
Pearl (Perlmutter-Weiß) ☐ glanz A9000100170-524 ☐ matt A9000100170-525	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-526 ☐ matt A9000100170-527	Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-522 ☐ matt A9000100170-523
Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-514 ☐ matt A9000100170-515	Mint ☐ glanz A9000100170-528 ☐ matt A9000100170-529	Chili ☐ glanz A9000100170-516 ☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐

Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)

€ 248,30

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

Muddy Grey

☐ A9000100170-211

Brillant Silber

☐ A9000100170-201

Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Athletic Grey

☐ A9000100170-210

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

Pearl (Perlmutter-Weiß)

☐ glanz A9000100170-282

☐ matt A9000100170-283

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

Café

☐ glanz A9000100170-278

☐ matt A9000100170-279

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

Mint

☐ glanz A9000100170-286

☐ matt A9000100170-287

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹

☐ Rein Orange RAL 2004

A9000100171-022

€ 193,10

☐ Weiß RAL 9016

A9000100171-023

€ 193,10

☐ Rahmenfarbe

A9000100171-999

€ 230,80

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe)

A9000100171-998

€ 267,10

Farbe:

A9000100170-

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (3-Speichen-Design)

☐ Rein Orange RAL 2004

A9000100174-022

€ 44,40

☐ Weiß RAL 9016

A9000100174-023

€ 44,40

☐ Rahmenfarbe

A9000100174-999

€ 69,50

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe)

A9000100174-998

€ 80,60

Farbe:

A9000100170-

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100

€ 383,10

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile nicht in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A9000501200 oder gute Dämpfung A9000501210

- 4 - 2023-02-01 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten

☐ = im Grundpreis


☒ Position gewählt

Bestellblatt Farben Rev. 13

Rahmen

Rahmenvorbau G-Form


☒ A9010100010-K*



Rahmenvorbau V-Form

☐ A9010100020-K* € 237,60

ab SB 33 cm
Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form
 $x = SB - (0,25 \times USL + 6 \text{ cm})$



Kniewinkel

Kniewinkel 105°

☒ A9000100050-001

Kniewinkel 95°

☐ A9000100050-002 € 313,40

Rahmenwinkel hinten

Rahmenwinkel hinten 105°

☒ A9010100100-001
KP von 6 cm bis 13 cm

Rahmenwinkel hinten 95°

☐ A9010100100-002 € 119,40
KP von 4 cm bis 10 cm

Schiebegriffe

Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

☐ A9000401051-K € 120,60

gerade.

Auch mit Lordosewölbung möglich:

- ☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm



Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

☐ A9000401050 € 120,60

ab RH 23 cm



Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

☐ A9000401076 € 223,60

abschraubbar



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401060 € 200,10

Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Anpassrücken
ab RH 43 cm bei Rückenschale
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401075 € 344,80

stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert
Bis SB 42 cm oder Körpergewicht 95 kg,
nicht in Verbindung mit Armauflage
abschwenkbar



Rückenlehne

Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

☐ A9000400011
7-fach winkelverstellbar,
mit integrierten kunststoffummantelten
Aluminium-Seitenteilen



Rückenrohr mit Lordosewölbung

☐ A9000400005-K € 105,80

- ☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm



Rückenausstattung

Anpassrücken und Rückenpolster

☐ A9000802010-K
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Rückenerhöhung + 3-5 cm

☐ A9000802100 € 144,40
zu Rückenhöhe Nennmaß
Nur in Kombination mit
höhenverstellbaren Schiebegriffen



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

☐ A9000802011 € - 53,00
Ausstattung mit Rückenquerbügel

Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale siehe
separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“




Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie
auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“



Sitzbespannung


Body Contour

☐ A9000801025-K
zugelassen bis zu einem Körpergewicht von
120 kg



Offenes Gurtsystem

☐ A9000801010-K € 71,10





Ausstattung ohne Sitzbespannung

☐ A9000801050



Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805180-K* € 106,60

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000800300-K* € 148,00

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm
A9000805204-K* € 276,20

☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000805200-K* € 401,90

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm
A9000800311-K* € 326,50

☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000800310-K* € 443,70

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm
☐ 6 cm

Bezugsstoff:

- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ _____

Kissenhöhe _____ cm

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000403210-K € 224,90

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000403211-K € 287,60

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000403212-K € 319,00

Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

☐ A9000400012-K € 521,20

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



Armauflagen

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

inklusive Kleiderschutz Aluminium
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000400008-K € 526,70

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000400009-K € 575,00

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign)

☐ A9000400010-K € 599,20

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert ☐ A9000400018-K € 797,00 inklusive Kleiderschutz Carbon mit Armpolster 25 cm lang über Rastfunktion abnehmbar Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar	Armauflagen abschwenkbar, abnehmbar ☐ A9000403141-K € 331,50 mit Armpolster 25 cm lang Positionierung: Armpolsteroberkante ca. 25 bis 31 cm über Sitzrohr, in 1,5 cm Schritten einstellbar Nicht in Kombination mit Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert 	DESK Seitenteile mit Armauflage 38 cm HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201 ☐ A9010403160 € 443,30 abnehmbar, höhenverstellbar (Gesamtbreite + 4 cm) Nicht in Kombination mit Kleiderschutz Aluminium / Carbon
--	---	--

Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Radplatten auf Anfrage.


2-Schlitz Antriebsradplatte

☐ A9000201000*
 Sitzhöhe hinten (bei 24" Rad):
 kurzer Rahmen = ca. 37 - 43 cm
 langer Rahmen = ca. 39 - 45 cm



3-Schlitz Antriebsradplatte

☐ A9000201020* € 161,50
 Sitzhöhe hinten (bei 24" Rad):
 kurzer Rahmen = ca. 40 - 46 cm
 langer Rahmen = ca. 42 - 48 cm




Verlängerte Radplatte

☐ A9000201010* € 161,50
 Radstandsverlängerung um 7,5 cm
 kurzer Rahmen = ca. 37 - 43 cm
 langer Rahmen = ca. 39 - 45 cm



Verlängerte Bike-Platte

☐ A9000201030* € 291,40
 + 4° Sturz integriert, Spur einstellbar
 kurzer Rahmen = ca. 37 - 43 cm
 langer Rahmen = ca. 39 - 45 cm



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

☐ A9000202010*
 Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

4° Antriebsradsturz

☐ A9000202030*
 Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

☐ A9000202040*
 Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

☐ A9000201200* € 465,00
 Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")
 PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

☐ A9000201210* € 156,40
 Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8 mm (2") und Drehmomentstütze e-fix.
 PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl "Adaptionen" wählen.
 Alber-Kippstützen und dazugehörige Anbauteile bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

- ☐ Alber GmbH
 (Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen!)
- ☐ Fachhändler

Bremssystem

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

☐ A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

☐ A9000701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel tief

☐ A9000701010-003



Bremshebel 20° ausgestellt

☐ A9000700002

Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem,
Bremshebel Standard, lang oder tief.



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504

☐ A9000706008

Länge: 9 cm

€ 146,70



Trommelbremse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0502

☐ A9000702011-K*

€ 438,30

Bedienung vom Schiebegriff
Gesamtbreite Rollstuhl (siehe Auswahl
„Radsturz“) + 3 cm
In Abhängigkeit der Sitzhöhe wird zum Schutz
des Trommelbremsankers die 2-Schlitz
Radplatte 9010201000 montiert.
Bitte beachten:
- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-
Felge 36 Speichen
- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb,
e-fix oder e-motion



Fußstütze

Fußbügel durchgehend

☐ A9016601010-K*

mit Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen
Bei x < 22 cm wird Fußbügel parallel
ausgeführt



Fußbügel einseitig hochklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0302

☐ A9016601300-K*

€ 160,80

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm, nach außen
schwenkbar, nicht abnehmbar
bei V-Form ab SB 40 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602005-K*

€ 265,70

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
bei KW 105° kurzer Rahmen ab USL 35 cm,
langer Rahmen ab USL 37 cm
bei KW 95° kurzer Rahmen ab USL 34 cm,
langer Rahmen ab USL 36 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602010-K* € 284,70

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und 20 mm Betätigungshebel
 bei KW 95° ab USL 38 cm
 bei KW 105° ab USL 42 cm
 bei G-Form ab SB 33 cm
 bei V-Form ab SB 38 cm

Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen

**Fußstütze mittig geteilt**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016603200-K € 311,40

mit gummierter Fußbrettauflage
 höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar,
 nach außen schwenkbar und seitlich
 hochklappbar, nicht abnehmbar
 bei V-Form ab SB 40 cm

**Fußstütze "Swing Away"**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016604100-K € 374,20

mit gummierter Fußbrettauflage,
 mittig geteilt, seitlich abschwenkbar,
 abnehmbar, hochklappbar, höhenverstellbar,
 winkelverstellbar
 inkl. Rahmenverstärkung
 ab USL 34 cm

**Zubehör Fußstütze****Fußbrettauflage gummiert**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610000-K € 116,40

verschraubt, winkelverstellbar
 Tiefe: 14 cm

**Fußbrettseitenanschlag**
☐ A9000610100 € 55,20

einstellbar
 Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
 gummiert

**Adaptionen****Kippstütze**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ rechts A9000300110-K* € 156,40

☐ links A9000300111-K* € 156,40

mit Zugfeder und Universaladapter
 schwenkbar
 Für optimales Schwenkverhalten sollte das
 Sitzgefälle > 3 cm sein

**Transitrollen**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0405


☐ A9000301110-K* € 304,80

mit Universaladapter, abnehmbar
 nicht in Kombination mit Kippstütze

**Ankippbügel**
☐ rechts A9000302110* € 129,50

☐ links A9000302111* € 129,50

mit Universaladapter und Quickpin
 nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw.
 links

**3" Lenkräder****3" Skaterrollen (80 mm)**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501110 € 65,40

pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterrollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501120
pannensicher

€ 65,40



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501220
pannensicher

€ 87,60



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501230 € 196,50

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „2-Komponenten“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501030
pannensicher

€ 52,00



5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501221 € 87,60
pannensicher



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ Silber eloxiert
A9000501200 € 160,50

☐ Schwarz
A9000501201 € 160,50

mit austauschbarem Gummlauftring 3 mm,
hart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ Silber eloxiert
A9000501210 € 166,30

☐ Schwarz
A9000501211 € 166,30

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501232 € 196,50

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



6" Lenkräder

6" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☒ A9000501010-006
(82A), pannensicher



6" Lenkrad „luftbereift“

- ☐ A9000501050

€ 52,90



6" Lenkrad „Flexel-System“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501070
pannensicher

€ 52,90



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Lenkradgabel Standard

- ☒ A9000500100-K001
mit Schraubachse

- ☐ A9000500100-K002 € 154,80
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

- ☐ A9000510111-K001 € 49,90
mit Schraubachse

- ☐ A9000510111-K002 € 202,40
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0410

- ☐ A9000500160-K001 € 466,90
mit Schraubachse

- ☐ A9000500160-K002 € 570,40
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

- ☐ A9000500300-K € 274,40
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

- ☐ A9000500301-K € 312,50
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne
Lenkrad.

Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter
der Rubrik Lenkräder eine zweite Auswahl
ankreuzen

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung



- ☐ A9000500400* € 54,70
10 mm pro Seite

- ☐ A9000500401* € 54,70
15 mm pro Seite

- ☐ A9000500410* € 54,70
20 mm pro Seite

Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht
Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Adaptivbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000

Bis 120 kg Körpergewicht mit Liteline-Nabe (Bild links)

über 120 kg Körpergewicht mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts), radial verspeicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 145,90

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 145,90

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 145,90

mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und Körpergewicht >120 kg



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 € 725,00

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559 € 725,00

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555 € 725,00



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203554 € 885,00



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203552 € 885,00



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205010-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt


Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205020-004 € 63,10
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205020-006 € 63,10



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 152,50
A9000205030-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 152,50
A9000205030-006



Titan Ø 19 mm


- ☐ Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 310,30
A9000205040-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 310,30
A9000205040-006



Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

- ☐ für Greifring 24"
A9000205100-004 € 215,20
- ☐ für Greifring 26"
A9000205100-006 € 215,20
- Oberfläche ohne Struktur,
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.



Ultra-Grip „sehr griffig“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 372,10
A9000205070-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 372,10
A9000205070-006



Ergo-Grip

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 377,90
A9000205080-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 377,90
A9000205080-006
- Anbau an Felge anliegend



Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
H 24 mm € 370,60
A9000205130-004
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
H 31 mm, Größe L € 370,60
A9000205140-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
H 31 mm, Größe L € 370,60
A9000205140-006



Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L A9000205160-004 € 375,50 	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = schwarz (Oberfläche glanz) Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grips nicht empfohlen. ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm A9000205135-004 € 432,40 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L A9000205145-004 € 432,40 ☐ 26" Greifring für 26" Rad H 31 mm, Größe L A9000205145-006 € 432,40 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm Größe L A9000205150-004 € 481,40 
Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205170-004 € 492,90 ☐ 25" Greifring für 25" Rad A9000205170-005 € 492,90 ☐ 26" Greifring für 26" Rad A9000205170-006 € 492,90 	Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205175-004 € 477,30 ☐ 25" Greifring für 25" Rad A9000205175-005 € 477,30 ☐ 26" Greifring für 26" Rad A9000205175-006 € 477,30 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205185-004 € 488,80 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 
Gekko S schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205195-004 € 477,30 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 	Ausstattung ohne Greifring ☒ A9000205990	

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

- ☐ für 24" Rad
A9000206300-004 € 191,50
- ☐ für 26" Rad
A9000206300-006 € 191,50



Bereifung

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004
Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004
- ☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005
- ☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006
Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-014 € 45,50
- ☐ 25x1" (559-25)
A9000204030-015 € 45,50
- ☐ 26x1" (590-25)
A9000204030-016 € 45,50
Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-004 € 45,50
Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204123-004 € 86,00
Farbe: Schwarz
9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204201-004 € 113,40
Farbe: Schwarz
Nicht in Verbindung mit Antriebsrad 18
Speichen, Spinergy und Einhandantrieb



Zubehör

24" MTB Wechselradsatz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

☐ A9000203410 € 650,40

24x1,75" Schwalbe "Marathon Plus"
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203413 € 650,40

24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



HINWEIS: Für die Verwendung mit
Trommelbremse erheben wir einen
Aufpreis

☐ A9000200004 € 210,60

Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 € 97,80

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer
Antriebsrad-Achverschluss „Tetra Clip“,
nicht in Verbindung mit Einhandantrieb



Arretierbarer Antriebsrad- Achverschluss „Tetra Clip“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000206400 € 153,90

Nicht für Spinerger Antriebsräder,
Einhandantrieb, Trommelbremse oder Liteline-
Nabe.



Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000901100 € 98,30

bis 14 bar



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902100 € 74,60



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902110 € 59,60



Stockhalter mit Nylon-Becher

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

☐ A9000902310 € 127,00

flexibel



Beleuchtungsset SIGMA

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

☐ A9000903270 € 99,80

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ für 24" Rad € 71,90

A9000903530-004
Ø 76 cm x 2 cm

☐ für 26" Rad € 71,90

A9000903530-006
Ø 83 cm x 2 cm



Accessoire-Tasche

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000903600 € 70,30

17 cm x 13 cm x 5 cm



Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO
ACTIV

☐ A9990000000 € 327,80

Übergabe und Einweisung des
Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 327,80

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 18 - 2023-02-01 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt

Bestellblatt SPEEDY A1 Rev. 22

Unterschrift Endkunde / Fachhändler