



▶ VIDEO



i WEB



# PROACTIV®

## LIFT activ mechanisch

UNFASSBAR FLEXIBEL IN BERUF & ALLTAG

# LIFT activ

Der **LIFT activ** ist mit einer manuellen Sitzhöhenverstellung ausgestattet, welche komfortabel über einen ergonomischen Griff ausgelöst wird. Die stufenlose Sitzhöhenverstellung erfolgt mittels Gasdruckfedern. Mit nur wenig Muskelkraft liftet der Sitz dann bis zu 30cm nach oben. In dieser Position ist der Rollstuhlfahrer mit einer stehenden Person von ca. 1,75 m Körpergröße auf Augenhöhe.

Diese Sitzhöhenverstellung eröffnet flexible Einsatzmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Berufen und die Nutzung von herkömmlichen Möbeln und Kücheneinrichtungen. Sie können mit dem LIFT activ flexibel an verschiedenen Arbeitsplätzen, Maschinen und Geräten tätig sein.



## LEICHT & AKTIV TROTZ HUBMECHANISMUS

Rahmen und Hubmechanismus wurden so entwickelt, dass der LIFT activ mit einem Gewicht ab 14,5 kg und mit einem attraktiven und dynamischen Design überzeugt.



## EINFACHER TRANSPORT

Der Transport im Kofferraum ist problemlos möglich durch einfaches und werkzeugloses Zerlegen des Rollstuhls in einzelne Module.



## UMFANGREICHE AUSWAHL AN OPTIONEN & ZUBEHÖR

Jeder LIFT activ ist eine individuelle Anfertigung entsprechend den Bedürfnissen des Rollstuhlfahrers hinsichtlich Rahmenmaßen und Ausstattung. Beim LIFT activ ist eine große Palette an wählbaren Ausstattungen hinsichtlich Fußstützen, Bremsen, Schiebegriffen, Rücken- und Sitzsystemen sowie Antriebs- und Lenkrädern verfügbar.



RÜCKENLEHNE MIT ABFALTBAREM LORDOSEGELENK

## DER LIFT ACTIV BRINGT SIE AUF DIE RICHTIGE HÖHE - IN BERUF, ALLTAG & FREIZEIT

Der **LIFT activ** eignet sich aufgrund des (im Vergleich zum LIFT solid) geringen Gewichts zum Transport und zur Nutzung des Rollstuhls in Beruf, Alltag und Freizeit. Morgens im Büro die Akten im oberen Regal erreichen, mittags in der heimischen Küche das Geschirr in den Hängeschrank über der Arbeitsfläche einräumen und abends mit der Familie und Freunden am Bartisch auf Augenhöhe mit den Gesprächspartnern eine Unterhaltung führen - mit dem LIFT activ kein Problem.



▶ VIDEO



## FLEXIBLE EINSATZMÖGLICHKEITEN - NUTZUNG ALS AUFSTEHILFE

Für Menschen mit Krankheitsbildern mit Restfunktion in den Beinen kann der LIFT activ auch als Aufstehilfe genutzt werden.

Für diese Nutzung ist es sinnvoll, die „Fußstütze geteilt mit abschwenkbarem Rahmenvorbau“ zu wählen oder eine andere Fußstütze, die sich wegfallen oder wegschwenken lässt.

### OPTION: RAHMENVORBAU ABNEHMBAR, ABSCHWENKBAR MIT GETEILTER FUSSTÜTZE

Der Rahmenvorbau kann nach außen geschwenkt und abgenommen werden, sodass der Rahmen an der vorderen Bespannungskante endet und viel Raum zum Transfer vorhanden ist.



▶ VIDEO



RAHMENVORBAU ABNEHMBAR, ABSCHWENKBAR MIT GETEILTER FUSSTÜTZE

## TECHNISCHE DATEN

Beinführung Unterschenkelbereich:	Rahmenvorbau in G-Form oder V-Form wählbar
Kniewinkel:	100°   105°
Liffunktion/ Sitzhöhenverstellung:	manuelle Sitzhöhenverstellung über 30 cm stufenlos
Sitzbreite:	35 - 46 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitztiefe:	35 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Rückenhöhe:	20 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Unterschenkellänge:	30 - 50 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe hinten:	41 - 43 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe vorne:	45 - 51 cm (in 1 cm-Schritten)
Kippunkt:	6 - 10 cm (in 1 cm-Schritten)
Produktgesamtgewicht:	ab 14,5 kg
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 100 kg
Möglicher Radsturz der Antriebsräder:	1°, 4°, 2,5°