



TRAVELER Aktiv-Leichtlauf-Faltrollstuhl

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

A9030100000 CHF 4.190,00

Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

Grundmaße

Körpermaße:


Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg (wenn >120kg bitte Heavy Duty Maßblatt verwenden)


Unterschenkel­länge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich!



Rollstuhlmaße:



Sitzbreite SB	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	Optional bei Rahmen lang möglich:			
	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52
Sitztiefe ST	Kurzer Rahmen					Langer Rahmen						
	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44		
Rücken­höhe RH	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29		
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39		
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48			
Unterschenkel­länge USL	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44				
	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51					
Sitz­höhe hinten SHh (bei 24" Antriebsrädern)	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input checked="" type="checkbox"/> 43					
Sitz­höhe vorne SHv	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input checked="" type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52			
Kipp­punkt KP (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmittle Antriebsrad)	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13		

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße, Radsturz sowie vorderem und hinterem Rahmenwinkel geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen!

Sondermaße auf Anfrage möglich. (außer Sitzbreite)

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

Pulverfarben

Weiß RAL 9016

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123 **CHF 46,00**

Brillant Silber

glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019 **CHF 46,00**

Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137 **CHF 46,00**

Pastellblau RAL 5024

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136 **CHF 46,00**

Lemon Green

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105 **CHF 46,00**

Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147 **CHF 46,00**

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber

glanz A9000100170-007

Sky Blue

glanz A9000100170-017

Marine Blau

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple Green

glanz A9000100170-014

matt A9000100170-114 **CHF 46,00**

Violett

glanz A9000100170-044

Fire Red

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118 **CHF 46,00**

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

CHF 348,00

Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

Café

glanz A9000100170-520

matt A9000100170-521

Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-524

matt A9000100170-525

Berry (Beere)

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

Blue Ocean

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

Omega (Blau)

glanz A9000100170-512

matt A9000100170-513

Mint

glanz A9000100170-528

matt A9000100170-529

Chili

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

Sunflower (Sonnengelb)

glanz A9000100170-518

matt A9000100170-519

Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne) **CHF 283,00**

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

A9000100170-200

Gestrahlt transparent beschichtet

A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

Lemon Green

A9000100170-207

Gelb RAL 1023

A9000100170-208

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-261

matt A9000100170-262

Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

Café

glanz A9000100170-278

matt A9000100170-279

Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

Omega (Blau)

glanz A9000100170-252

matt A9000100170-263

Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-282

matt A9000100170-283

Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

Mint

glanz A9000100170-286

matt A9000100170-287

Sunflower (Sonnengelb)

glanz A9000100170-276

matt A9000100170-277

Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Silber A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

Silber A9000100173-011

Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹

Rein Orange RAL 2004 **CHF 227,06**

A9000100171-022

Weiß RAL 9016 **CHF 227,06**

A9000100171-023

Rahmenfarbe **CHF 227,06**

A9000100171-999

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) **CHF 314,10**

A9000100171-998

Farbe: _____

A9000100170-

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (3-Speichen-Design)

Rein Orange RAL 2004 **CHF 52,11**

A9000100174-022

Weiß RAL 9016 **CHF 52,11**

A9000100174-023

Rahmenfarbe **CHF 81,65**

A9000100174-999

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) **CHF 81,65**

A9000100174-998

Farbe: _____

A9000100170-

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

Auswahl aus RAL Farbpalette

A9000100170-100 **CHF 436,00**

Glanzgrad

glanz

matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich


¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A9000501200 oder gute Dämpfung A9000501210

Rahmen

Rahmenvorbau G-Form


A9030100010-K*



Rahmenvorbau V-Form

A9030100020-K* **CHF 126,00**

Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form
x = SB - (0,25 x USL + 6 cm)



Sondermaß Sitzbreite 49 cm - 52 cm

A9030100060 **CHF 259,00**

Rahmenwinkel

Kniewinkel 105°

A9000100050-001

Kniewinkel 95°

A9000100050-002 **CHF 325,00**

Rahmenwinkel hinten 105°

A9030100100-001
KP von 6 cm bis 13 cm

Rahmenwinkel hinten 95°

A9030100100-002 **CHF 108,00**
KP von 4 cm bis 10 cm

Schiebegriffe

Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

A9000401051-K **CHF 132,00**
gerade.

Auch mit Lordosewölbung möglich:

- 1 cm
- 2 cm
- 3 cm



Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

A9000401050
ab RH 23 cm



Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

A9000401076 **CHF 237,00**
abschraubbar



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

A9000401060 **CHF 223,00**

Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Anpassrücken
ab RH 43 cm bei Rückenschale
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

A9030401071 **CHF 411,50**

stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert
Bis SB 42 cm oder Körpergewicht 95 kg,
Nicht in Verbindung mit Armauflage
abschwenkbar



Rückenlehne

Rückenlehne abfaltbar

A9000400011
7-fach winkel-verstellbar,
mit integrierten kunststoffummantelten
Aluminium-Seitenteilen



Rückenrohr mit Lordosewölbung

A9000400005-K **CHF 120,10**
 1 cm
 2 cm
 3 cm



Rückenlehne fest

A9000400020
Aluminium-Seitenteile fest verschraubt,
Rückenwinkel 90° zum Boden,
Rückenlehne nicht abfaltbar

Rückenausstattung

Anpassrücken und Rückenpolster

A9000802010-K
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche
Polsterstärke: 16 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „light“

A9000802320-K **CHF 79,60**
Rückenpolster mit extra dünner Polsterung für
leichtes, platzsparendes Zusammenfallen des
Rollstuhles
Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene
Oberfläche
Polsterstärke: 9 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel
Hinweis: Nicht zu empfehlen bei
Druckstellengefahr am Rücken.

Rückenerhöhung + 3-5 cm

A9000802100 **CHF 157,00**
zu RH Nennmaß
Nur in Kombination mit höhenverstellbaren
Schiebegriffen



Ausstattung ohne Rückenbespannung und ohne Rückenpolster bzw. Rückensystem

A9000802011 **CHF - 65,00**
Ausstattung mit Rückenquerbügel

Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale
siehe separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“




Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie
auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“



Sitzbespannung

Offenes Gurtsystem

A9000801011-K



Geschlossenes Gurtsystem

A9000801020-K **CHF 89,00**





Ausstattung ohne Sitzbespannung

A9000801050



Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

A9000805180-K* **CHF 120,60**

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

A9000800300-K* **CHF 165,40**

Sitzkissenhöhe:

3 cm 5 cm
 4 cm 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

bis 30x30 cm
A9000805204-K* **CHF 262,10**

>30x30 bis 50x50 cm
A9000805200-K* **CHF 446,20**

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

bis 30x30 cm
A9000800311-K* **CHF 307,80**

>30x30 bis 50x50 cm
A9000800310-K* **CHF 491,90**

Sitzkissenhöhe:

4 cm
 6 cm

Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
 Schwarz, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ _____


Kissenhöhe _____ cm

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

A9000403210-K

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei
Zweifarbdesign)

A9000403211-K **CHF 71,50**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im
Zweifarbdesign möglich)

A9000403212-K **CHF 114,40**

Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

A9000400012-K **CHF 325,00**

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



Armauflagen

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

inklusive Kleiderschutz Aluminium
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

A9000400008-K **CHF 357,00**

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei
Zweifarbdesign)

A9000400009-K **CHF 428,50**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im
Zweifarbdesign)

A9000400010-K **CHF 471,40**

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

A9000400018-K **CHF 682,00**

inklusive Kleiderschutz Carbon mit Armpolster 25 cm lang über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Antriebsradplatten auf Anfrage.

2-Schlitz Antriebsradplatte

A9000201000*
SH hinten = ca. 37 - 43 cm
(bei 24" Rad)




2-Schlitz verlängerte Antriebsradplatte

A9000201010* **CHF 172,00**
Radstandsverlängerung um 7,5 cm



Verlängerte Bike-Platte

A9000201030* **CHF 313,00**
+ 4° Sturz integriert
Bikespur separat einstellbar



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

A9000202010*
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

4° Antriebsradsturz

A9000202030*
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

A9000202040*
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

A9000201200 **CHF 108,00**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2") PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter „Adaptionen“ wählen.

Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

A9000201210 **CHF 108,00**

Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8 mm (2") und Drehmomentstütze e-fix. PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl "Adaptionen" wählen. Alber-Kippstützen und dazugehörige Anbauteile bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

- Alber GmbH
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)
- Fachhändler

Bremssystem

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

A9000701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel tief


A9000701010-003



Bremshebel 20° ausgestellt

A9000700002

Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard, lang oder tief.



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

A9000706008

CHF 155,60

Länge: 9 cm



Trommelbremse

A9000702011-K* CHF 492,50

Bedienung vom Schiebegriff,
Nur bei 2-Schlitz Radplatten!
(Gesamtbreite (siehe Auswahl „Radsturz“) + 3
cm, Radplatte nicht innen montierbar).
Bitte beachten:

- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-
Felge 36 Speichen
- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb,
e-fix oder e-motion



Fußstütze

Fußbügel durchgehend

A9030601100-K

mit Rohr-Auflagebügel,
faltbar, abnehmbar
Beim Falten des Rollstuhls faltet der Fußbügel
ab USL 37 cm komplett mit.
Bei Fußauflagefläche $x < 22$ cm wird der
Fußbügel parallel ausgeführt.
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen!



Fußbügel einseitig hochklappbar

A9030601200-K* CHF 247,00

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm,
nach außen schwenkbar,
abnehmbar
bei V-Form ab SB 40 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen!



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

A9030602005-K* CHF 385,00

abnehmbar über Rasthülse
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
bei KW 105° kurzer Rahmen ab USL 37 cm,
langer Rahmen ab USL 39 cm
bei KW 95° kurzer Rahmen ab USL 36 cm,
langer Rahmen ab USL 38 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen!



Fußstütze mittig geteilt

A9030603100-K CHF 298,00

mit gummierter Fußbrettauflage,
winkelverstellbar,
nach außen schwenkbar und seitlich
hochklappbar, abnehmbar
bei V-Form ab SB 40 cm



Fußstütze „Swing Away“

A9016604100-K CHF 408,00

mit gummierter Fußbrettauflage,
mittig geteilt, seitlich abschwinkbar,
hochklappbar, höhenverstellbar, abnehmbar,
winkelverstellbar



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert

A9000610000-K CHF 125,00

verschraubt, winkelverstellbar
Tiefe: 14 cm



Fußbrettseitenanschlag

A9000610100 CHF 57,80

einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Adaptionen

Kippstütze

- rechts
A9000300110-K* **CHF 170,00**
- links
A9000300111-K* **CHF 170,00**
verstellbar, abnehmbar, schwenkbar,
mit Zugfeder und Universaladapter



Transitrollen

- A9000301110-K* **CHF 330,00**
abnehmbar mit Universaladapter
Nicht in Kombination mit Kippstütze



Ankippbügel

- rechts
A9000302110* **CHF 138,80**
- links
A9000302111* **CHF 138,80**
mit Universaladapter und Quickpin
Nicht in Kombination mit Kippstütze rechts
bzw. links



3" Lenkräder

3" Skaterrollen (80 mm)

- A9000501110 **CHF 72,00**
pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

- A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterrollen (100 mm)

- A9000501120 **CHF 72,00**
pannensicher



4" Sicherheitsleuchttrolle (100 mm)

- A9000501220 **CHF 122,00**
pannensicher



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

- A9000501230 **CHF 152,00**
mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in silber



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

- A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

- A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „2-Komponenten“

- A9000501030 **CHF 56,00**
pannensicher



<p>5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)</p> <p><input type="checkbox"/> A9000501221 CHF 122,00 pannensicher</p> 	<p>5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“</p> <p><input type="checkbox"/> Silber eloxiert A9000501200 CHF 180,00</p> <p><input type="checkbox"/> Schwarz A9000501201 CHF 180,00 mit austauschbarem Gummilaufring 3 mm hart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)</p> 	<p>5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“</p> <p><input type="checkbox"/> Silber eloxiert A9000501210 CHF 180,00</p> <p><input type="checkbox"/> Schwarz A9000501211 CHF 180,00 mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm mittelhart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)</p> 
<p>5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)</p> <p><input type="checkbox"/> A9000501232 CHF 152,00 mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber</p> 		
<p>6" Lenkräder</p>		
<p>6" Lenkrad „Standard“ PU grau</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A9000501010-006 (82A), pannensicher</p> 	<p>6" Lenkrad „luftbereift“</p> <p><input type="checkbox"/> A9000501050 CHF 56,00 SH vorne min. 42 cm</p> 	<p>6" Lenkrad „Flexel-System“</p> <p><input type="checkbox"/> A9000501070 CHF 56,00 pannensicher</p> 
<p>Distanzscheibe Haarabweiser</p>		
<p><input type="checkbox"/> A9000500502 CHF 24,30 5,3 mm für Frog Legs Lenkräder schwarz</p> 		

Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Lenkradgabel Standard

A9000500100-K001
mit Schraubachse

A9000500100-K002 **CHF 173,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

A9000510111-K001 **CHF 59,90**
mit Schraubachse

A9000510111-K002 **CHF 232,90**
mit Steckachse



Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“

A9000500160-K001 **CHF 436,00**
mit Schraubachse

A9000500160-K002 **CHF 596,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“

A9000500300-K **CHF 298,00**
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“

A9000500301-K **CHF 353,00**
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne Lenkrad.
Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung



A9000500400* **CHF 57,80**
10 mm pro Seite

A9000500401* **CHF 57,80**
15 mm pro Seite

A9000500410* **CHF 57,80**
20 mm pro Seite

Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

24" (ETRTO 540)
A9000203122
mit Liteline-Nabe, radial verspeicht
Nicht in Verbindung mit:
- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Adaptivbike
nur bis 70kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)
A9000203000
Bis 120 kg Körpergewicht mit Liteline-Nabe (Bild links)
über 120 kg Körpergewicht mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts), radial verspeicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen


24" (ETRTO 540) **CHF 167,00**
A9000203100
 25" (ETRTO 559) **CHF 167,00**
A9000203200
 26" (ETRTO 590) **CHF 167,00**
A9000203300
mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und Körpergewicht >120 kg



<p>Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> 24" (ETRTO 540) A9000203550 CHF 770,00</p> <p><input type="checkbox"/> 25" (ETRTO 559) A9000201559 CHF 770,00</p> <p><input type="checkbox"/> 26" (ETRTO 590) A9000203555 CHF 770,00</p> 	<p>Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß</p> <p><input type="checkbox"/> 24" (ETRTO 540) A9000203554 CHF 884,00</p> 	<p>Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> 24" (ETRTO 540) A9000203552 CHF 884,00</p> 
---	--	--

Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau allgemein:
 x = 11 mm
 x = 19 mm

Greifringanbau Curve Greifringe:
 x = 10 mm
 x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

<p>Edelstahl Ø 20 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205010-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad A9000205010-006</p> 	<p>Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205019-004</p> 	<p>Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign) <input type="checkbox"/> = Oberfläche glanz <input type="checkbox"/> = Oberfläche matt</p> <p>Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grips nicht empfohlen.</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 69,00 A9000205020-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 69,00 A9000205020-006</p> 
<p>Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 162,00 A9000205030-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 162,00 A9000205030-006</p> 	<p>Titan Ø 19 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 285,00 A9000205040-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 285,00 A9000205040-006</p> 	<p>Silikon-Greifringüberzug</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 24" CHF 247,00 A9000205100-004</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 26" CHF 247,00 A9000205100-006</p> <p>Oberfläche ohne Struktur, kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder Ø 20 mm.</p> 

<p>Ultra-Grip „sehr griffig“</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 422,00 A9000205070-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 422,00 A9000205070-006</p> 	<p>Ergo-Grip</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 422,00 A9000205080-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 422,00 A9000205080-006 Anbau an Felge anliegend</p> 	<p>Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 422,00 H 24 mm A9000205130-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 422,00 H 31 mm, Größe L A9000205140-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 422,00 H 31 mm, Größe L A9000205140-006</p> 
<p>Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 425,00 H 31 mm, Größe L A9000205160-004</p> 	<p>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) <input type="checkbox"/> = schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 448,00 H 24 mm A9000205135-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 448,00 H 31 mm, Größe L A9000205145-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 448,00 H 31 mm, Größe L A9000205145-006</p> 	<p>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 H 31 mm Größe L A9000205150-004</p> 
<p>Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205170-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad CHF 498,00 A9000205170-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 498,00 A9000205170-006</p> 	<p>Gekko schwarz eloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205175-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad CHF 498,00 A9000205175-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 498,00 A9000205175-006 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 	<p>Gekko silber eloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 

Gekko S schwarz eloxiert

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 498,00**
A9000205195-004

mit vollständig in das Profil integrierter,
robuster und austauschbarer Silikonlippe
Profilhöhe 24 mm



Ausstattung ohne Greifring


- 9000205990

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

- für 24" Rad **CHF 215,00**
A9000206300-004

- für 26" Rad **CHF 215,00**
A9000206300-006



Bereifung

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)
A9000204001-004
Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)
A9000204000-004
- 25x1" (559-23)
A9000204000-005

- 26x1" (590-25)
A9000204000-006
Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- 24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

- 24x1" (540-25) **CHF 45,60**
A9000204030-014

- 25x1" (559-25) **CHF 45,60**
A9000204030-015

- 26x1" (590-25) **CHF 45,60**
A9000204030-016

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

- 24x1" (540-25) **CHF 45,60**
A9000204030-004

Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

- 24x1" (540-25) **CHF 98,00**
A9000204123-004

Farbe: Schwarz
9 bar



<p>Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“</p> <p><input type="checkbox"/> 24x1" (540-25) CHF 169,00 A9000204201-004</p> <p>Farbe: Schwarz Nicht in Verbindung mit 18 Speichen-Antriebsrad, Spinergy und Einhandantrieb</p> 	
--	--

Zubehör

<p>24" MTB Wechselradsatz</p> <p>mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring Mountainbike-Bereifung wahlweise:</p>		
<p><input type="checkbox"/> A9000203410 CHF 696,00</p> <p>24x1,75" Continental „Ride Tour Trekking“ Bremsenstellung kompatibel zum 24x1" Rad</p> 	<p><input type="checkbox"/> A9000203411 CHF 696,00</p> <p>24x1,75" Continental „Explorer“ Bremsenstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad</p> 	<p><input type="checkbox"/> A9000203413 CHF 696,00</p> <p>24x2,1" Schwalbe „Smart Sam“ Bremsenstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad</p> 
<p>HINWEIS: Für die Verwendung mit Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis von CHF 210,00 (A9000200004)</p>		

<p>Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß</p> <p><input type="checkbox"/> A9000200096 CHF 108,00</p> <p>Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm Achsdurchmesser: 12 mm Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achverschluss „Tetra Clip“, nicht in Verbindung mit Einhandantrieb</p> 	<p>Arretierbarer Antriebsrad-Achverschluss „Tetra Clip“</p> <p><input type="checkbox"/> A9000206400 CHF 165,00</p> <p>Nicht für Spinergy Antriebsräder</p> 	<p>Handluftkompressor mit Manometer</p> <p><input type="checkbox"/> A9000901100 CHF 113,00 bis 14 bar</p> 
--	--	---

<p>Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss</p> <p><input type="checkbox"/> A9000902100 CHF 79,80</p> 	<p>Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss</p> <p><input type="checkbox"/> A9000902110 CHF 64,90</p> 	<p>Stockhalter mit Nylon-Becher</p> <p><input type="checkbox"/> A9000902310 CHF 144,00 flexibel</p> 
--	---	---

<p>Beleuchtungsset SIGMA</p> <p><input type="checkbox"/> A9000903270 CHF 106,00</p> <p>bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset</p> 	<p>Transporttasche für Traveler-Rahmen</p> <p><input type="checkbox"/> A9030903200 CHF 259,20</p> <p>Nur in Verbindung mit Lenkradgabel mit Steckachse</p> 	<p>Transporttasche für Antriebsräder</p> <p><input type="checkbox"/> für 24" Rad A9000903530-004 CHF 88,00 Ø 76 cm x 2 cm</p> <p><input type="checkbox"/> für 26" Rad A9000903530-006 CHF 88,00 Ø 83 cm x 2 cm</p> 
<p>Accessoire-Tasche</p> <p><input type="checkbox"/> A9000903600 CHF 84,00</p> <p>17 cm x 13 cm x 5 cm</p> 	<p>Verriegelungsband für Traveler</p> <p><input type="checkbox"/> A9030902200 CHF 23,10</p>	
<p>Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de</p>		
<p>Dienstleistungen</p>		
<p>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000000 CHF 357,00</p>	<p>Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000006 CHF 357,00</p>	

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.