

## SPECIAL L14

€ 5.320,00



| CODE                                                | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TR-SPECIAL-L14</b><br><br><b>A9140100200-014</b> | <b>bis 160 kg Anhängelast   Ausstattung:</b><br>Radgröße 14", Bereifung City long life, programmierbare und anpassbare Elektronik (Software von Triride), 5 Geschwindigkeitsstufen, standardmäßig Fahrgeschwindigkeit bis 6 km/h mit Rückwärtsgang, Scheibenbremse, unterstütztes Ankoppeln, Basis-Tempomat, Display LCD Special mit USB und zylinderförmiger Akku 36V 252 Wh im Standard, Energierückgewinnung beim Bremsen<br><b>Motorleistung:</b> bei 36V-System 1200W   bei 48V-System 1500W |

### SANITÄTSHAUS/FIRMENADRESSE:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 ASP: \_\_\_\_\_

### RECHNUNGSADRESSE ABWEICHEND:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 ASP: \_\_\_\_\_

### VERSANDADRESSE ABWEICHEND:

Name: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_

### NUTZERDATEN/KOMMISSION:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Geb.-datum: \_\_\_\_\_  
 Kostenträger: \_\_\_\_\_  
 Indikation: \_\_\_\_\_

Bitte beachten: Beim Kauf eines Triride in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

## Dienstleistungen

|                                                                                                                                                             |            |                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| <b>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</b>                                                                                                              | 9990000000 | <input type="checkbox"/> | € 250,00 |
| <b>Montage des Rahmenadapters durch PRO ACTIV</b>                                                                                                           |            |                          |          |
| an neubestellten PRO ACTIV Rollstuhl<br>Prod.-Nr.: _____                                                                                                    | 9990000001 | <input type="checkbox"/> | standard |
| an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl<br>Prod.-Nr.: _____                                                                                                      | 9990000002 | <input type="checkbox"/> | € 135,00 |
| an Fremdprodukt (Kompatibilitätsprüfung und Anbaufreigabe sowie Auslieferung durch den Fachhandel, technischer Anbau durch PRO ACTIV) zzgl. Montagematerial | 9990000014 | <input type="checkbox"/> | € 250,00 |
| <b>Übergabe und Einweisung des Zuggerätes durch PRO ACTIV</b>                                                                                               | 9990000007 | <input type="checkbox"/> | € 450,00 |
| <b>Montage des Rahmenadapters durch den Fachhandel</b>                                                                                                      |            |                          |          |
| an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl<br>Prod.-Nr.: _____<br>(Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)                                                         | 9990000008 | <input type="checkbox"/> | standard |
| an Fremdprodukt (Kompatibilitätsprüfung und Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)                                                                        | 9990000005 | <input type="checkbox"/> | standard |

# SPECIAL L14 TR-SPECIAL-L14

€ 5.320,00

Medizinprodukteregister: 1560510

BESTELLUNG


ANGEBOT

DATUM



## ROLLSTUHLLEIGENSCHAFTEN für Adapterdefinition

Marke \_\_\_\_\_  
Modell \_\_\_\_\_  
Durchmesser Vorderrohre \_\_\_\_\_ mm  
Sitzbreite \_\_\_\_\_ cm  
Sitztiefe (b) \_\_\_\_\_ cm  
Abstand von Zehen zum vorderen Rohr (a)\* \_\_\_\_\_ cm  
Boden bis Kniehöhe (d) \_\_\_\_\_ cm  
Länge d. gestreckten Arme von der Schulter (c) \_\_\_\_\_ cm  
Neigung der Vorderrohre \_\_\_\_\_ Grad  
Nutzergewicht \_\_\_\_\_ kg




Fußstütze: Fix ☐ Intern ☐  
Abnehmbar ☐ Extern ☐

\*Für Rollstühle mit abnehmbarer Fußstütze

- ☐ Triride Standard-Adapter **standard**  
  
☐ Triride Zentraladapter  
inkl. Triride Abstellständer BS-O-083  
ersetzt Triride Standard-Adapter  
BS-C-113 € 250,00  
  
☐ Kein Triride Adapter - PRO ACTIV  
Adapter gewünscht  
Auswahl unter der Kategorie "PRO ACTIV  
Adapter"

## TRIRIDE KONFIGURATION

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Elektronik                                                                                                                                                                                                                                                         | BS-O-096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Performance KIT für Autonomie und Sicherheit (IBS+ACC+Bremstaster)<br>(Paket enthält BS-O-101, BS-O-097 und BS-R-366)<br>Position Elektronischer Bremstaster für IBS <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re.                                                                                  | <input type="checkbox"/> | € 225,00                 |
| Infoblätter und Videos unter:<br><a href="https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/zug-vorsatzgeraete/zuggeraete/278/rollstuhl-zuggeraete-von-triride">https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/zug-vorsatzgeraete/zuggeraete/278/rollstuhl-zuggeraete-von-triride</a> | BS-O-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IBS Intelligentes Bremssystem (Intelligent Braking System)<br>Intelligentes Bremssystem mit Einsatz der elektronischen Bremse und Schonung der Scheibenbremsen. Automatische Einstellung des Bremsverhaltens entsprechend eingestelltem Modus und der Geschwindigkeit. Rekuperation. Bedienung über Bremshebel. | <input type="checkbox"/> | € 90,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | BS-O-097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACC Adaptiver Tempomat (Adaptive Cruise Control)<br>Adaptiver Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit durch Aktivierung der elektronischen Bremse auch bergab. Rekuperation. Bedienung über Taster.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | € 90,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | BS-R-366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Elektronischer Bremstaster für IBS <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re.<br>Zusätzliche Bedienmöglichkeit des IBS über Taster.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | € 110,00                 |
| Spezielle Tetra-Bedieneinheiten<br><b>Einzelkomponenten</b>                                                                                                                                                                                                        | BS-O-175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mono-Command Hebel für Tetraplegiker <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re.<br>"Push&Pull" für Gas & <u>Einzel</u> bremse                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | € 425,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | BS-O-176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mono-Command Hebel für Tetraplegiker <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re.<br>"Push&Pull" für Gas & <u>Doppel</u> bremse                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | € 485,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | BS-O-307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Feste vertikale Handstütze                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | € 17,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | BS-O-308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Winkelverstellbare Verlängerungen für Tetra-Lenker<br>kompatibel mit allen Lenkern   bei einigen Tetrakonfigurationspaketen inbegriffen                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | € 152,00                 |
| Spezielle Tetra-Bedieneinheiten & Elektronik-Pakete                                                                                                                                                                                                                | <b>Tetrakonfigurationspakete</b> finden Sie im extra Bestellblatt "Tetrakonfigurationen". Bitte füllen Sie die entsprechende Konfigurationsseite dieses extra Bestellblatts aus (bitte diesem Bestellblatt beifügen) und tragen Sie zusätzlich die gewünschte Konfigurationsnummer hier ein:<br>Konfiguration Nr. _____ (Preise s. extra Bestellblatt) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | <input type="checkbox"/> |

|                  |                                   |                                                                              |                                                                                     |                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pannenschutz     | BS-R-342                          | 14" Pannenschutzschlauch<br>Verstärkter Schlauch für mehr Pannensicherheit   | <input type="checkbox"/>                                                            | € 12,00                                                                                     |
| Akku             | BS-R-369                          | Akku 36 V 7 Ah 252 Wh<br>Reichweite bis zu 30 km                             | <input type="checkbox"/>                                                            | standard                                                                                    |
|                  | BS-R-368-S                        | Akku 48 V 5,2 Ah 249,6 Wh<br>Reichweite bis zu 30 km                         | <input type="checkbox"/>                                                            | € 120,00                                                                                    |
|                  | BS-R-395-S                        | Akku 48 V 10,5 Ah 504 Wh<br>Reichweite bis zu 50 km                          | <input type="checkbox"/>                                                            | € 220,00                                                                                    |
| Display LCD      | BS-C-077                          | Display LCD Special mit USB<br>2,6" LCD-Display mit USB-Anschluss            |   | <input type="checkbox"/> standard                                                           |
|                  | BS-C-078                          | Display LCD Color USB<br>4,3" LCD-Farb-Display mit USB-Anschluss             |  | <input type="checkbox"/> € 55,00                                                            |
| Lenker           | BS-O-246                          | Gerader Lenker                                                               |   | <input type="checkbox"/> standard                                                           |
|                  | BS-O-208                          | Ergonomischer Tetra-Lenker "Zoom"<br>Standard bei Tetrakonfigurationspaketen |   | <input type="checkbox"/> standard                                                           |
|                  | BS-O-107                          | Ergonomischer Lenker                                                         |   | <input type="checkbox"/> standard                                                           |
| Lenkerverbindung | BS-O-222                          | Einstellbare Lenkerverbindung 110 mm                                         |  | <input type="checkbox"/> standard                                                           |
|                  | BS-O-220                          | Einstellbare Lenkerverbindung 130 mm                                         |                                                                                     | <input type="checkbox"/> standard                                                           |
|                  | BS-O-185                          | Einstellbare Lenkerverbindung 160 mm                                         |                                                                                     | <input type="checkbox"/> € 84,00                                                            |
|                  | BS-O-211                          | Einstellbare Lenkerverbindung 190 mm                                         |                                                                                     | <input type="checkbox"/> € 84,00                                                            |
| Gashebel         | BS-R-299                          | Daumengas                                                                    |  | <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re. <input type="checkbox"/> standard |
|                  | Links:S-R-329<br>Rechts:S-R-328   | Ergonomischer Gashebel                                                       |  | <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re. <input type="checkbox"/> standard |
|                  | S-R-333                           | Gasdrehgriff                                                                 |  | <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re. <input type="checkbox"/> € 40,00  |
| Bremsen          | Links:S-R-331<br>Rechts:S-R-306   | Einzelne mechanische Scheibenbremse                                          | <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re.                           | <input type="checkbox"/> standard                                                           |
|                  | BS-O-218                          | Mechanische Scheibenbremse - doppelter Bremssattel                           |                                                                                     | <input type="checkbox"/> € 148,00                                                           |
|                  | Links:BS-O-274<br>Rechts:BS-O-275 | Einzelne hydraulische Scheibenbremse                                         | <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re.                           | <input type="checkbox"/> € 128,00                                                           |
|                  | BS-O-194                          | Hydraulische Scheibenbremse - doppelter Bremssattel                          |                                                                                     | <input type="checkbox"/> € 295,00                                                           |
| Rahmenfarbe      | BS-O-078                          | Neutral (Titanstahlfarbe)                                                    |                                                                                     | <input type="checkbox"/> standard                                                           |
|                  | BS-O-217-N                        | Schwarz RAL 9005                                                             |                                                                                     | <input type="checkbox"/> € 145,00                                                           |
|                  | BS-O-217-W                        | Weiß RAL 9003                                                                |                                                                                     | <input type="checkbox"/> € 145,00                                                           |
|                  | BS-O-217-A                        | Orange RAL 2004                                                              |                                                                                     | <input type="checkbox"/> € 145,00                                                           |
| Schutzblechfarbe | BS-O-245                          | PP Schwarz                                                                   | <input type="checkbox"/>                                                            | standard                                                                                    |
|                  | BS-O-169                          | PP Orange                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                            | standard                                                                                    |
|                  | BS-O-215                          | Composite Carbon                                                             | <input type="checkbox"/>                                                            | € 103,00                                                                                    |

|                           |          |                                     |                                                                                    |                                   |
|---------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dreieckige Griffschrauben | BS-O-301 | Dreieckige Griffschrauben - Schwarz |  | <input type="checkbox"/> standard |
|                           | BS-O-127 | Dreieckige Griffschrauben - Orange  |                                                                                    | <input type="checkbox"/> standard |
| Hebelgriffschrauben       | BS-R-330 | Hebelgriffschrauben                 |  | <input type="checkbox"/> standard |

### Zusätzlicher Triride-Adapter für einen zweiten Rollstuhl

Triride Standard-Adapter

☐ Der Preis setzt sich aus den Adapterrahmen, -armen und -klemmen für den jeweiligen Rollstuhl zusammen. Preismitteilung erfolgt über ein Angebot für den angegebenen Rollstuhl.

Marke: \_\_\_\_\_ Modell: \_\_\_\_\_

Durchmesser Vorderrohre \_\_\_\_\_ mm

Sitzbreite \_\_\_\_\_ cm

Sitztiefe (b) \_\_\_\_\_ cm

Abstand von Zehen zum vorderen Rohr (a) \_\_\_\_\_ cm

Boden bis Kniehöhe (d) \_\_\_\_\_ cm

Länge der gestreckten Arme von der Schulter (c) \_\_\_\_\_ cm

Neigung der Vorderrohre \_\_\_\_\_ Grad



☐ Triride Zentraladapter  
inkl. Triride Abstellständer  
BS-O-083  
ersetzt Triride Standard-Adapter  
BS-C-113 € 250,00



☐ Kein Triride Adapter - PRO  
ACTIV Adapter gewünscht  
Auswahl unter der Kategorie "PRO  
ACTIV Adapter"

Fußstütze

☐ Fix (Rohr der Fußstütze verläuft in den Rollstuhlrahmen)

☐ Intern (der größte Teil der Fußbrettauflage ist innerhalb des Rollstuhl-Rahmens)

☐ Abnehmbar (Rohr der Fußstütze läuft parallel zu den Rollstuhlrahmen-Vorderrohren)

☐ Extern (der größte Teil der Fußbrettauflage ist vor dem Rollstuhl-Rahmen)

## ZUBEHÖR

|                                                                                                 |          |                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Zweiter Akku 36 V 7 Ah 252 Wh (Doppelakkuhalterung muss separat gewählt werden)                 | BS-R-369 | <input type="checkbox"/> | € 598,00 |
| Zweiter Akku 48 V 5,2 Ah 249,6 Wh (Doppelakkuhalterung muss separat gewählt werden)             | BS-R-368 | <input type="checkbox"/> | € 713,00 |
| Zweiter Akku 48 V 10,5 Ah 504 Wh (Doppelakkuhalterung muss separat gewählt werden)              | BS-R-395 | <input type="checkbox"/> | € 828,00 |
| Doppelakkuhalterung mit Umschaltfunktion                                                        | BS-R-294 | <input type="checkbox"/> | € 173,00 |
|                |          |                          |          |
| Triride Abstellständer mit Rangierrollen<br>In Kombination mit Triride Adapter nutzbar.         | BS-O-083 | <input type="checkbox"/> | € 120,00 |
|                |          |                          |          |
| Rückspiegel <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re.                           | BS-O-229 | <input type="checkbox"/> | € 29,00  |
|                |          |                          |          |
| Anhänger Durchmesser der Hinterachse ____ mm**<br>(**Für Rollstühle mit festem Rahmen benötigt) | BS-O-251 | <input type="checkbox"/> | € 295,00 |
|                |          |                          |          |
| Lenkerkorb                                                                                      | B-O-211  | <input type="checkbox"/> | € 87,00  |
|               |          |                          |          |
| Triride-Transporttasche                                                                         | BS-O-213 | <input type="checkbox"/> | € 155,00 |
|              |          |                          |          |
| Klemmanschlag für Adaption                                                                      | BS-O-114 | <input type="checkbox"/> | € 15,00  |
|              |          |                          |          |

## ANMERKUNGEN, NOTIZEN & HINWEISE

Anmerkungen und Notizen:

| PRO ACTIV Adapter & Abstellständer                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AB-Nr.:                           |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (wird von PRO ACTIV eingetragen)  |
| Adapteranbau-Paket                                 | A914070000  | PRO ACTIV Adapteranbau-Paket für Triride Zuggeräte bestehend aus Lenkkopf-Feststellung und Andockplatte montiert am Triride Zuggerät. <b>Dieses Paket muss bestellt werden, wenn Sie einen PRO ACTIV Adapter für Ihr Triride nutzen möchten.</b><br>- Sollten Sie <u>bereits einen PRO ACTIV Adapter besitzen</u> , können Sie dieses Paket bestellen und Ihren bestehenden PRO ACTIV Adapter nutzen. Die Lenkkopf-Feststellung muss in diesem Fall an Ihrem bestehenden Adapter montiert werden.<br>- Wenn Sie <u>bisher noch keinen PRO ACTIV Adapter besitzen</u> , müssen Sie dieses Anbaupaket und einen der nachfolgend aufgeführten Adapter auswählen. Die Lenkkopf-Feststellung wird dann schon montiert an den Adapter mitgeliefert. | <input type="checkbox"/> € 240,00 |
| PRO ACTIV Zentraladapter                           | A9110700141 | SPEEDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“ mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme   Farbe: Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> € 407,90 |
|                                                    | A9110701300 | TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“ mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus Farbe: Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> € 436,00 |
|                                                    | A9110701400 | BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“ mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen   Farbe: Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> € 407,90 |
| PRO ACTIV Frontadapter                             | A9110701500 | Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung & „Quick-Snap-Adaption“ Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau   Anbausituation bei PA Produkten: Rahmenvorbau G-From von SB 31 cm bis 54 cm Rahmenvorbau V-From von SB 30 cm bis 50 cm <u>Bitte Rohrdurchmesser wählen, s. ein paar Zeilen weiter unten.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> € 464,70 |
|                                                    | A9199701510 | Rollstuhl-Frontadapter Heavy Duty > 120 kg - 200 kg mit Universalklemmung & „Quick-Snap-Adaption“ Adapter mit verstärkter Doppelrohr-Lenkkopf-Anbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Nutzergewicht >120kg-200kg   Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau Anbausituation bei PA Produkten: Rahmenvorbau G-From von SB 31 cm bis 54 cm Rahmenvorbau V-From von SB 30 cm bis 50 cm <u>Bitte Rohrdurchmesser wählen, s. nachfolgende Zeilen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> € 596,20 |
|                                                    | A9110701525 | Rohrdurchmesser 23-27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>          |
|                                                    | A9110701530 | Rohrdurchmesser 28-32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>          |
|                                                    | A9110701535 | Rohrdurchmesser 33-37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>          |
| Adapteroptionen für funktionseingeschränkte Nutzer | A9110700004 | Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern. Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> € 82,00  |
|                                                    | A9110700005 | Hebelverlängerung Excenterverschluss für Quick Snap Anbindung Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> € 58,10  |
|                                                    | A9110700002 | Adaptionshilfe Zentrierzapfen um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> € 43,40  |
| Abstellständer in Verbindung mit Adapter           | A9140900000 | PRO ACTIV Abstellständer mit gefederten Rangierrollen Nur in Kombination mit PRO ACTIV Adapteranbau-Paket und PRO ACTIV Adapter nutzbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> € 220,00 |

## OPTIONEN FÜR HÖHERE GESCHWINDIGKEITEN

|                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |          |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Geschwindigkeits-<br>freischaltung | A9130900101 | Freischaltung max. Speed 15 km/h                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | € 112,30 |
|                                    |             | Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO!<br>Empfehlung: Nutzung "Hydraulische Bremse - doppelter Bremssattel" BS-0-194  <br>Nur mit der Unterschrift beim rechtlichen Hinweis auslieferbar.                                                        |                          |          |
|                                    | A9140900106 | Freischaltung max. Speed 21 km/h bzw. 24 km/h                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | € 112,30 |
|                                    |             | 21 km/h bei Akku mit 36V   24 km/h bei Akku mit 48V<br>Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO!<br>Empfehlung: Nutzung "Hydraulische Bremse - doppelter Bremssattel" BS-0-194  <br>Nur mit der Unterschrift beim rechtlichen Hinweis auslieferbar. |                          |          |

## RECHTLICHER HINWEIS für die Zuggeräte von Triride

### Ausstattung mit einer programmierten Maximalgeschwindigkeit von 6km/h:

PRO ACTIV liefert das Triride mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 6km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des Triride in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr ohne Versicherungskennzeichen zugelassen.

### Optionale Ausstattung mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h mit erteilter Einzelbetriebserlaubnis:

PRO ACTIV liefert das Triride mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 15km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des Triride in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr mit einem Versicherungskennzeichen zugelassen.

### Optionale Ausstattung mit einer zusätzlichen, freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h, 21km/h bzw. 24km/h:

Optional kann eine zweite Geschwindigkeitsstufe mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 21km/h bzw. 24km/h bestellt werden. Diese Geschwindigkeitsstufe kann über einen „Schlüsselschalter“ am Steuergehäuse mit einem separaten, abziehbaren Schlüssel freigeschaltet werden. PRO ACTIV weist darauf hin, dass die Nutzung des Triride in dieser zusätzlichen Geschwindigkeitsstufe nur in Verbindung mit einer Einzelbetriebserlaubnis (15km/h) bzw. mit 21 oder 24km/h in bestimmten Ländern im Straßenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist. Ohne Versicherungskennzeichen und Betriebserlaubnis ist das Fahren des Triride mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 21 bzw. 24km/h in Deutschland auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. Auch eine Benutzung auf Radwegen ist nach der Straßenverkehrsordnung nicht gestattet. PRO ACTIV weist außerdem darauf hin, dass der Betrieb des Triride mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 21 bzw. 24km/h, ohne Betriebserlaubnis, auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen in Deutschland einen Verstoß gegen die Versicherungspflicht gem. § 1 Pflichtversicherungsgesetz darstellt und sich der Nutzer in einem solchen Fall gem. § 6 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz strafbar macht.

Bitte bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben.

### Bestätigung der Kenntnisnahme und Beachtung der Vorschriften:

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass das Triride mit einer freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 21 bzw. 24km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung nur auf Privatgelände betrieben werden darf und von mir im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland nur mit einer gültigen Betriebserlaubnis betrieben wird. Sofern ich das Triride mit der Ausstattung einer zweiten freischaltbaren Geschwindigkeitsstufe von 15km/h oder 21 bzw. 24km/h in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.

Kundenname in Druckbuchstaben

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten.

Ort, Datum Unterschrift (Endkunde)