



BUDDY classic Aktiv-Leichtlauf-Rollstuhl

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

A9041100000* CHF 3.996,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**
☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____


Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**
☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm



Gewicht: _____ kg

Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich

Rahmenform abduziert 2,5 cm / Seite



Unterschenkellänge **USL**
(Rollstuhlmaß unter Berücksichtigung
der Sitzkissenhöhe)

Sitzbreite **SB**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31
☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38					
Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:				☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46

Sitztiefe **ST**

Größe M (Rahmenlänge 34 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm)										
☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	
Größe L (Rahmenlänge 38 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm)										
☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	
Größe XL (Rahmenlänge 43 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm)										
☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	

Rückenhöhe **RH**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45				
Optional bei Größe XL:			☐ 46	☐ 47	☐ 48				

Unterschenkellänge **USL**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30
☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41
☐ 42	☐ 43	☐ 44								
Optional bei Größe L + XL:			☐ 45	☐ 46	☐ 47					

Sitzhöhe hinten **SHh**

Größe M (Bei 22" Bereifung)						
☐ 33,5	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 36,5	☒ <u>37,5</u>	☐ 38,5	☐ 39,5
Größe L (Bei 24" Bereifung)						
☐ 36	☐ 37	☐ 38	☒ <u>39</u>	☐ 40	☐ 41	☐ 42
Größe XL (Bei 24" Bereifung)						
☐ 36	☐ 37	☐ 38	☒ <u>39</u>	☐ 40	☐ 41	☐ 42

Sitzhöhe vorne **SHv**

☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Kippunkt **KP**

(Vorderseite Rückenrohr bis
Achsmittle Antriebsrad)

☒ <u>5</u>	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	☐ 10
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße, Radsturz sowie vorderem und hinterem Rahmenwinkel geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen!

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

☐ A9000100170-000

Pulverfarben

Weiß RAL 9016

☐ glanz A9000100170-023

☐ matt A9000100170-123 **CHF 46,00**

Brillant Silber

☐ glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

☐ glanz A9000100170-001

☐ matt A9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-003

☐ matt A9000100170-019 **CHF 46,00**

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-022

☐ matt A9000100170-122 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

☐ glanz A9000100170-037

☐ matt A9000100170-137 **CHF 46,00**

Pastellblau RAL 5024

☐ glanz A9000100170-036

☐ matt A9000100170-136 **CHF 46,00**

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-005

☐ matt A9000100170-105 **CHF 46,00**

Gelb RAL 1023

☐ glanz A9000100170-046

☐ matt A9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

☐ glanz A9000100170-047

☐ matt A9000100170-147 **CHF 46,00**

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber

☐ glanz A9000100170-007

Sky Blue

☐ glanz A9000100170-017

Marine Blau

☐ glanz A9000100170-045

☐ matt A9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple Green

☐ glanz A9000100170-014

☐ matt A9000100170-114 **CHF 46,00**

Violett

☐ glanz A9000100170-044

Fire Red

☐ glanz A9000100170-018

☐ matt A9000100170-118 **CHF 46,00**

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

CHF 348,00

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-500

☐ matt A9000100170-501

Café

☐ glanz A9000100170-520

☐ matt A9000100170-521

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-504

☐ matt A9000100170-505

Pearl (Perlmutter-Weiß)

☐ glanz A9000100170-524

☐ matt A9000100170-525

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-526

☐ matt A9000100170-527

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-522

☐ matt A9000100170-523

Omega (Blau)

☐ glanz A9000100170-512

☐ matt A9000100170-513

Mint

☐ glanz A9000100170-528

☐ matt A9000100170-529

Chili

☐ glanz A9000100170-516

☐ matt A9000100170-517

Sunflower (Sonnengelb)

☐ glanz A9000100170-518

☐ matt A9000100170-519

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-514

☐ matt A9000100170-515

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

CHF 283,00

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

Gestrahlt transparent beschichtet

☐ A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Gelb RAL 1023

☐ glanz A9000100170-261

☐ matt A9000100170-262

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

Café

☐ glanz A9000100170-278

☐ matt A9000100170-279

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

Omega (Blau)

☐ glanz A9000100170-252

☐ matt A9000100170-263

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

Pearl (Perlmutter-Weiß)

☐ glanz A9000100170-282

☐ matt A9000100170-283

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

Mint

☐ glanz A9000100170-286

☐ matt A9000100170-287

Sunflower (Sonnengelb)

☐ glanz A9000100170-276

☐ matt A9000100170-277

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Silber A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹

☐ Rein Orange RAL 2004 CHF 227,06

A9000100171-022

☐ Weiß RAL 9016 CHF 227,06

A9000100171-023

☐ Rahmenfarbe CHF 227,06

A9000100171-999

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) CHF 314,10

A9000100171-998

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (3-Speichen-Design)

☐ Rein Orange RAL 2004 CHF 52,11

A9000100174-022

☐ Weiß RAL 9016 CHF 52,11

A9000100174-023

☐ Rahmenfarbe CHF 81,65

A9000100174-999

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) CHF 81,65

A9000100174-998

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 CHF 436,00

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A9000501200 oder gute Dämpfung A9000501210

Rahmen

Sondermaß Sitzbreite 39 cm - 46 cm


☐ A9041100060 **CHF 410,00**

mit Rahmenverstärkung, Querrohre doppelt verschraubt, Seitenblechverschraubung über Verstärkungsinlett

Lenkradlagerblockbefestigung

Grundhalteplatte für Lagerblock geschweißt

☐ A9041500150



Grundhalteplatte für Lagerblock geklemmt

☐ A9041500600-K* **CHF 128,00**



Schiebegriffe

Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

☐ Länge: 45 cm
A9041401075-K001
Max. Höhe = SHh + ca. 53 cm

☐ Länge: 55 cm
A9041401075-K002
max. Höhe = SHh + ca. 63 cm
stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel montiert



Schiebegriffe Aluminium rückverlagert mit seitlichem Griffversatz 145 mm

☐ A9041401080-K* **CHF 108,00**

stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel montiert
Länge: 55 cm
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg



Zentral-Schiebegriff Aluminium Griffbereich abfaltbar

☐ A9041401086-K **CHF 125,00**

höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich über Verzahnungsgelenk
Halterung mittig am Rückenquerbügel verschweißt
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg
nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung
Achtung: Nicht geeignet zum Tragen des Rollstuhles - hierzu am Rückenquerbügel fassen.



Zentral-Schiebegriff für Bremsgriffe Griffbereich abfaltbar

☐ A9041401070-K **CHF 148,80**


geschlossen, stufenlos höhenverstellbar, mit Griffüberzug Moosgummi.
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg
Nur in Verbindung mit Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson oder Trommelbremse
Nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung



Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk

☐ A9041401069-K **CHF 426,50**

stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriffhalter rückverlagert
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg



Rückenlehne

Rückenlehne fest

☒ A9041400020
mit Aluminium-Seitenteilen verschraubt
Rückenwinkel 90° zum Boden
nicht abfaltbar



Rückenlehne abfaltbar

☐ A9041400010-K **CHF 410,00**
7-fach winkelverstellbar
mit integrierten Aluminium-Seitenteilen



Rückenausstattung

Anpassrücken und Rückenpolster

☒ A9041802010-K
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Ergonomie-Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

☐ A9000802210-K **CHF 435,00**
mit Lordoseunterstützung
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen



Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

☐ A9000802220-K **CHF 216,00**
Polsterdicke: 2 cm
Bezugsstoff:
☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, geschlossene Oberfläche
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.



ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 cm und SB 30 cm

☐ A9000802019-K **CHF 241,00**
mit ausgespartem Griffbereich
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
nur kompatibel mit Zentralschiebegriff Art.-Nr. A9041401082
Rückenschale und Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem


☐ A9000802011 **CHF - 65,00**
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Sitzbespannung


Body Contour

☒ A9000801025-K



Sitzplatte Aluminium

☐ A9000801210-K **CHF 298,00**
Montage zwischen den Rahmenrohren,
auf geschweißten Sitzplattenhaltern
verschraubt
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Ausstattung ohne Sitzbespannung

☒ A9000801050



Farben Rückenausstattung und Sitzplatte

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter www.proactiv-gmbh.de

Anthrazit RAL 7016 glanz

- ☒ A9000100179-995
☐ Rückenschale
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
☐ Sitzplatte Aluminium

in Rahmenfarbe

- ☐ A9000100179-999 **CHF 91,50**
☐ Rückenschale
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
☐ Sitzplatte Aluminium

Bei Rahmenbeschichtung im Zweifarbdesign

Bitte angeben, ob die gewünschte Option in der Grundfarbe oder der Designfarbe beschichtet werden soll

- ☐ A9000100179-999 **CHF 91,50**
☐ Rückenschale
☐ Grundfarbe
☐ Designfarbe
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
☐ Grundfarbe
☐ Designfarbe
☐ Sitzplatte Aluminium
☐ Grundfarbe
☐ Designfarbe

Falls eine andere Farbe gewünscht wird, bitte diese entsprechend aus der Farbpalette Rollstuhl auswählen

in Farbe aus Einfarbdesign:


- ☐ A9000100179-998 **CHF 148,00**
 Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe eintragen:
 A9000100170-
☐ Rückenschale
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
☐ Sitzplatte Aluminium

in Farbe aus Zweifarbdesign:

- ☐ A9000100179-997 **CHF 239,00**
 Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe eintragen:
 A9000100170-
☐ Rückenschale
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
☐ Sitzplatte Aluminium


Sofern keine Angabe erfolgt, wird das Sitz- und Rückensystem in der Standardfarbe Anthrazit matt geliefert.

Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

- ☐ A9000805180-K* **CHF 120,60**



Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

- ☐ A9000800300-K* **CHF 165,40**

Sitzkissenhöhe:

- ☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

- ☐ bis 30x30 cm
 A9000805204-K* **CHF 262,10**
☐ >30x30 bis 50x50 cm
 A9000805200-K* **CHF 446,20**

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

- ☐ bis 30x30 cm
 A9000800311-K* **CHF 307,80**
☐ >30x30 bis 50x50 cm
 A9000800310-K* **CHF 491,90**

Sitzkissenhöhe:

- ☐ 4 cm
☐ 6 cm

Bezugsstoff:

- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ _____

Kissenhöhe _____ cm

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Kleiderschutz

Kleiderschutz GFK

- ☒ A9041403110-K
 steckbar, abnehmbar



Kleiderschutz Aluminium

fest montiert am Seitenblech
nur in Verbindung mit Rückenlehne fest

in schwarz glanz

☒ A9000403100-K

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei
Zweifarbdesign)

☐ A9041403101-K **CHF 71,50**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im
Zweifarbdesign möglich)


☐ A9041403102-K **CHF 114,40**

Armauflagen

Armauflage abklappbar mit Armpolster 25 cm

☐ A9041403140-K **CHF 328,00**

Nicht in Verbindung mit Kleiderschutz



Armpolster 25 cm lang auf Kleiderschutz montiert

☐ A9000403151 **CHF 152,00**

Nur in Verbindung mit Kleiderschutz
Armpolsteroberkante in Abhängigkeit der
Kleiderschutzeinstellung ca. 20 cm bis 24 cm
über Sitzrohr montiert.



Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Antriebsradplatten auf Anfrage.

2-Schlitz Antriebsradplatte

☒ A9000201000*
Steckachse Ø 12 mm
SH hinten:
24" Rad: ca. 36 - 42 cm
22" Rad: ca. 33,5 - 39,5 cm
20" Rad: ca. 31 - 37 cm




1-Schlitz Antriebsradplatte

☒ A9000201001*
nur in Farbe schwarz erhältlich
(keine Farbauswahl)
nur in Kombination mit 10° Sturz
SH hinten nur bedingt einstellbar



Verlängerte Bike-Platte

☐ A9000201030* **CHF 313,00**
+ 4° Sturz integriert
Spur einstellbar



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

☒ A9000202010*
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

4° Antriebsradsturz

☒ A9000202030*
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

☒ A9000202040*
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

8° Antriebsradsturz

☐ A9000202080* **CHF 98,50**
Gesamtbreite = ca. SB + 33 cm*
Radplatte außen montiert

10° Antriebsradsturz

☐ A9000202050* **CHF 146,00**
Gesamtbreite = ca. SB + 39 cm*
Radplatte außen montiert

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

☐ A9000201200 **CHF 108,00**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion,
1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2").
PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den
paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter
Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-
Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

☐ A9000201210 **CHF 108,00**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-fix,
1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2").
PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den
paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter
Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-
Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen,
sowie Aufnahme BUDDY.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse
abweichend“ eintragen)
☐ Fachhändler

Bremssystem

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

☐ A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

☐ A9000701010-002



Bremshebel 20° ausgestellt

☐ A9000700002
nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem,
Bremshebel Standard oder lang



Kniehebelbremssystem Bremshebel mit Adapter M8 und Kunststoffkugel

☐ A9000706001 **CHF 145,00**

nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem
Bremshebel Standard oder lang.

Bremshebel:

☐ Standard

☐ Lang



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

☐ A9000706008 **CHF 155,60**

Länge: 9 cm



Kniehebelbremse mit Einhandbedienung

☐ A9000707020-K **CHF 387,00**

über Bowdenzug
Bedienung:

☐ Rechts

☐ Links



Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson

☐ A9000701020 **CHF 485,00**

Bedienung vom Schiebegriff über Bowdenzüge



Trommelbremse

☐ A9000702011-K* **CHF 492,50**

Bedienung vom Schiebegriff
Gesamtbreite + 3 cm (siehe Radsturz)

Bitte beachten:

- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen
- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb, e-fix oder e-motion



Kniehebelbremse mit Arretierung

☐ Bremshebel Standard
A9000700214 **CHF 172,53**

☐ Bremshebel lang
A9000700215 **CHF 172,53**

Arretierblock für Bremshebel
verhindert das Bremsen während des
Schiebens durch Begleitpersonen
Nicht in Kombination mit Kniehebelbremse mit
Einhandbedienung



Fußstütze

Fußbügel durchgehend

☒ A9041601010-K*
mit Rohr-Auflagebügel
höhenverstellbar
von USL 26 cm bis USL 47 cm möglich
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen.



Fußbügel einseitig hochklappbar

☐ A9041601300-K* **CHF 168,00**
ab USL 25 cm:
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm,
nicht abnehmbar.
ab USL 29 und Rahmenhöhe 21 cm:
zusätzlich nach außen schwenkbar.
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen.



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

☐ A9041602005-K* **CHF 382,00**
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
ab USL 32 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen.



Fußstütze mittig geteilt

☐ A9041603200-K **CHF 248,00**
mit gummierter Fußbrettauflage,
höhenverstellbar, nach außen schwenkbar und
seitlich hochklappbar, nicht abnehmbar
ab USL 29 cm und SB 26 cm möglich



Fußbügel hochdistanziert

☒ A9041606010-K
höhenverstellbar
Von USL 20 cm bis USL 25 cm möglich.
Gummierte Fußbrettauflage erforderlich, diese
bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen.



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert 14 cm tief

☐ A9000610000-K **CHF 125,00**
verschraubt, winkelverstellbar



Fußbrettauflage gummiert 18 cm tief

☐ A9000610005-K **CHF 20,00**
verschraubt, winkelverstellbar



Fußbrettseitenanschlag

☐ A9000610100 **CHF 57,80**
einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Abweiserollen am Fußbrett montiert

☐ A9000600006 **CHF 104,60**
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Adaptionen

Kippstütze

☐ rechts
A9041301160-K001

☐ links
A9041301160-K002
mit Zugfeder, hochklappbar
abnehmbar durch Quickpin

Eine Kippstütze ist im Grundpreis enthalten.
Sind zwei Kippstützen gewünscht, entsteht ein
Aufpreis in Höhe von **CHF 212,00**.



Outdoor-Schiebestange

☐ A9041401210 **CHF 476,00**

für Assistenz durch Begleitperson,
von hinten an das Rahmenquerrohr adaptierbar
über Schnellspannklammer abnehmbar
Ab SB 19 cm möglich



Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel

☐ A9041900100 **CHF 925,00**


Ausstattung mit Geradeauslauerretierung
über Schnellspannklammer vom Rollstuhl
abnehmbar
mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4"
Lenkrohr über Steckachse vom Halterohr
abnehmbar
für maximalen Bodendruck am Vorsatzgerät
von 30 kg



Kraftknotenbindung am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse

☐ A9040900001 **CHF 362,00**

Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des
Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren
Retraktors. Beckengurt mit Schloss
(A9000900001 / A9000900007) bei Bedarf bitte
separat auswählen.



Lagerblockzwischenplatte

mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen
Retraktors

☐ Farbe: Schwarz
A9000900008-001 **CHF 181,00**

☐ Farbe: Silber
A9000900008-002 **CHF 181,00**

Bitte beachten:
Die Lenkspurbreite vergrößert sich um
12 mm pro Seite.



Kopfstütze mit Segmentpolsterung

☐ A9000900004 **CHF 415,00**

3-teilig
und Halterungsrohr Ø 25 mm



Kopfstützenhalterung

☐ Rohrabmessung
Halterungsrohr Ø 25 mm **CHF 282,00**
A9000900005*

zur Aufnahme der Kopfstützen-
Segmentpolsterung. Diese bitte separat
auswählen (A9000900004).
Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.

☐ Rohrabmessung
Halterungsrohr
15 x 15 mm **CHF 265,00**
A9000400850-001

☐ Rohrabmessung
Halterungsrohr
12,7 x 12,7 mm **CHF 265,00**
A9000400850-002

mit Vierkantaufnahme für Lagerungskopfstütze.
Montage am Rückenquerbügel.
Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.
Ab SB 23 cm möglich.
Nicht in Verbindung mit Zentralschiebegriff.



Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie
auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

☐ A9000501110 CHF 72,00
pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

☐ A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)

☐ A9000501120 CHF 72,00
pannensicher



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

☐ A9000501220 CHF 122,00
pannensicher



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501230 CHF 152,00
mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

☐ A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

☐ A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „2-Komponenten“

☐ A9000501030 CHF 56,00
pannensicher



5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

☐ A9000501221 CHF 122,00
pannensicher



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“

☐ Silber eloxiert A9000501200 CHF 180,00

☐ Schwarz A9000501201 CHF 180,00

mit austauschbarem Gummilaufring 3 mm
hart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“

☐ Silber eloxiert A9000501210 CHF 180,00

☐ Schwarz A9000501211 CHF 180,00

mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm
mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501232 **CHF 152,00**

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber



6" Lenkräder

6" Lenkrad „Standard“ PU grau

☐ A9000501010-006
(82A), pannensicher



6" Lenkrad „luftbereift“

☐ A9000501050 **CHF 56,00**

SH vorne min. 42 cm



Distanzscheibe Haarabweiser

☐ A9000500502 **CHF 24,30**

5,3 mm für Frog Legs Lenkräder
Farbe: Schwarz



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Lenkradgabel Standard

☐ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 **CHF 173,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 **CHF 59,90**
mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 **CHF 232,90**
mit Steckachse



Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“

☐ A9000500160-K001 **CHF 436,00**
mit Schraubachse

☐ A9000500160-K002 **CHF 596,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz Standard

☐ A9000500300-K **CHF 298,00**
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz Heavy Duty

☐ A9000500301-K **CHF 353,00**
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne
Lenkrad.
Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl
ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung



☐ A9000500400* **CHF 57,80**
10 mm pro Seite

☐ A9000500401* **CHF 57,80**
15 mm pro Seite

☐ A9000500410* **CHF 57,80**
20 mm pro Seite

Antriebsräder

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

☐ 20" (ETRTO 451-19)
A9000203052
Antriebsrad, Alu-Felge und Nabe in schwarz

☐ 22" (ETRTO 489-19)
A9000203062

☐ 24" (ETRTO 540-19)
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht

Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Adaptivbike

nur bis 70kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

☐ 20" (ETRTO 451-19)
A9000203050

☐ 22" (ETRTO 489-19)
A9000203060

☐ 24" (ETRTO 540-19)
A9000203000

Bis 120 kg Körpergewicht mit Liteline-Nabe (Bild links)

über 120 kg Körpergewicht mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts), radial verspeicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 **CHF 167,00**

mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen




Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 **CHF 770,00**



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203554 **CHF 884,00**




Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203552 **CHF 884,00**



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring eng (11 mm / 10 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☒ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205010-001
- ☒ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205010-002
- ☒ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205010-004



Aluminium Ø 19 mm Silber eloxiert

- ☒ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 16 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grip nicht empfohlen.

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205021-001 **CHF 69,00**
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205021-002 **CHF 69,00**



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grip nicht empfohlen.

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205020-001 **CHF 69,00**
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205020-002 **CHF 69,00**
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205020-004 **CHF 69,00**



Aluminium Ø 16 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205031-001 **CHF 162,00**
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205031-002 **CHF 162,00**



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205030-001 **CHF 162,00**
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205030-002 **CHF 162,00**
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205030-004 **CHF 162,00**



Titan ø 19 mm ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205040-004 CHF 285,00 	Silikon-Greifringüberzug ☐ für Greifring 20" A9000205100-001 CHF 247,00 ☐ für Greifring 22" A9000205100-002 CHF 247,00 ☐ für Greifring 24" A9000205100-004 CHF 247,00 Oberfläche ohne Struktur kompatibel zu Greifring Ø 19 mm und Ø 20 mm 	Ultra-Grip „sehr griffig“ ☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000205070-001 CHF 422,00 ☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205070-002 CHF 422,00 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205070-004 CHF 422,00 
Ergo-Grip ☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000205080-001 CHF 422,00 ☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205080-002 CHF 422,00 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205080-004 CHF 422,00 Anbau an Felge anliegend 	Maxgrepp mit Zell- und Naturgummiüberzug sehr griffig, weich ☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000200788 CHF 422,00 ☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000200789 CHF 422,00 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000200787 CHF 422,00 	Greifring Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205130-004 CHF 422,00 ☐ 24" Greifring für 24" Rad H 31 mm Größe L A9000205140-004 CHF 422,00 
Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L A9000205160-004 CHF 425,00 	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205135-004 CHF 448,00 ☐ 24" Greifring für 24" Rad H 31 mm Größe L A9000205145-004 CHF 448,00 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205155-004 CHF 540,00 

Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung ☐ 24" Greifring für 24" Rad CHF 498,00 A9000205170-004 	Gekko schwarz eloxiert ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205175-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 
Gekko S schwarz eloxiert ☐ 22" Greifring für 22" Rad CHF 498,00 A9000205195-002 ☐ 24" Greifring für 24" Rad CHF 498,00 A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 	Ausstattung ohne Greifring ☒ A9000205990	
Speichenschutz		
Finger- und Speichenschutz „transparent“ ☐ für 20" Rad CHF 215,00 A9000206300-001 ☐ für 22" Rad CHF 215,00 A9000206300-002 ☐ für 24" Rad CHF 215,00 A9000206300-004 		

Bereifung

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 22x1" (489-25)
A9000204001-002

☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 20x1" (451-25)
A9000204000-001

☐ 22x1" (489-25)
A9000204000-002

☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004
Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor und Reflektorstreifen

☐ 22x1" (489-25) **CHF 45,60**
A9000204030-002

☐ 24x1" (540-25) **CHF 45,60**
A9000204031-004

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

☐ 24x1" (540-25) **CHF 45,60**
A9000204030-014

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

☐ 24x1" (540-25) **CHF 45,60**
A9000204030-004

Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

☐ 24x1" (540-25) **CHF 98,00**
A9000204123-004

Farbe: Schwarz
9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

☐ 24x1" (540-25) **CHF 169,00**
A9000204201-004

Farbe: Schwarz
nicht in Verbindung mit 18 Speichen
Antriebsrad, Spinerger und Einhandantrieb



Zubehör

24" MTB Wechselradsatz

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

☐ A9000203410 **CHF 696,00**

24x1,75" Continental „Ride Tour Trekking“
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203411 **CHF 696,00**

24x1,75" Continental „Explorer“
Bremseinstellung nicht kompatibel zum
24x1" Rad



☐ A9000203413 **CHF 696,00**

24x2,1" Schwalbe „Smart Sam“
Bremseinstellung nicht kompatibel zum
24x1" Rad



HINWEIS: Für die Verwendung mit Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis von CHF 210,00 (A9000200004)

Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß ☐ A9000200096 CHF 108,00 Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm Achsdurchmesser: 12 mm Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“, nicht in Verbindung mit Einhandantrieb 	Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“ ☐ A9000206400 CHF 165,00 Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsräder, Einhandantrieb, Trommelbremse oder Liteline-Nabe 	Handluftkompressor mit Manometer ☐ A9000901100 CHF 113,00 bis 14 bar 
Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss ☐ A9000902100 CHF 79,80 	Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss ☐ A9000902110 CHF 64,90 	Stockhalter mit Nylon-Becher ☐ A9000902310 CHF 144,00 flexibel 
Beleuchtungsset SIGMA ☐ A9000903270 CHF 106,00 bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset 	Transporttasche für Antriebsräder ☐ für 24" Rad Ø 76 cm x 2 cm A9000903530-004 CHF 88,00 	Accessoire-Tasche ☐ A9000903600 CHF 84,00 17 cm x 13 cm x 5 cm 
Therapie-Tisch ☐ Breite 350 mm (bis SB 37 cm) CHF 476,70 A9000902800-001 ☐ Breite 400 mm (SB 38 - 41 cm) CHF 476,70 A9000902800-002 ☐ Breite 420 mm (ab SB 42 cm) CHF 476,70 A9000902800-003 abnehmbare Tischplatte aus Lexan, transparent, mit Frontkantung, mit 2 Stück. Positionsanschlätze Ø 25 mm (für Adaption an Rahmenrohr Ø 25 mm) 		
Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de		

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO
ACTIV

☐ A9990000000 CHF 357,00

Übergabe und Einweisung des
Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 CHF 357,00

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.