

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch

Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

☐ **Rechnungsadresse abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

☐ **Versandadresse abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____



NJ1 Kompaktbike

**mit Kettenschaltung oder Freilaufnabe
und Scheibenbremse**

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzugchassis mit Versteifungsstreben
- Antriebseinheit abkoppelbar über Exzentrerschnellverschluss
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz
- Hydraulisches Scheibenbremssystem „Magura“
- mechanische Feststellbremse mit Feststellarretierung
- Sicherheitswimpel
- Antriebseinheit schwarz

A9100100001 CHF 4.938,00

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- ☐ glanz A9000100170-023
☐ matt A9000100170-123 **CHF 46,00**

Brillant Silber

- ☐ glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- ☐ glanz A9000100170-001
☐ matt A9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

- ☐ glanz A9000100170-003
☐ matt A9000100170-019 **CHF 46,00**

Tiefschwarz Effekt Silber

- ☐ glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- ☐ glanz A9000100170-022

Fire Red

- ☐ glanz A9000100170-018
☐ matt A9000100170-118 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

- ☐ glanz A9000100170-037
☐ matt A9000100170-137 **CHF 46,00**

Sky Blue

- ☐ glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- ☐ glanz A9000100170-036
☐ matt A9000100170-136 **CHF 46,00**

Marine Blau

- ☐ glanz A9000100170-045
☐ matt A9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple Green

- ☐ glanz A9000100170-014
☐ matt A9000100170-114 **CHF 46,00**

Lemon Green

- ☐ glanz A9000100170-005
☐ matt A9000100170-105 **CHF 46,00**

Violett

- ☐ glanz A9000100170-044

Gestrahlt transparent beschichtet

- ☐ glanz A9000100170-029

Rot RAL 3001

- ☐ glanz A9000100170-047
☐ matt A9000100170-147 **CHF 46,00**

Gelb RAL 1023

- ☐ glanz A9000100170-046
☐ matt A9000100170-146 **CHF 46,00**

Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- ☐ A9110200032
 mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
 am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- ☐ 32 Zähne
☐ 38 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- ☐ A9110200034 **CHF 207,00**
 mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
 am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne
 Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- ☐ 32 Zähne
☐ 38 Zähne

Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

- ☐ A9110200035 **CHF 1.615,00**
 elektronische Kettenschaltung mit Bedienung
 am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- ☐ 32 Zähne
☐ 38 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Kinnbedienung 11-Gang Kettenschaltung

- ☐ A9110200033 **CHF 1.712,00**
 elektronische Kettenschaltung mit
 Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- ☐ 32 Zähne
☐ 38 Zähne



Nabenschaltung

Shimano „Alfine“

11-Gang Nabenschaltung

☐ A9100200026 **CHF 121,00**

Schaltgriff „Rapid Fire“
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 19 Zähne



Rohloff „Speedhub 500/14“

14-Gang Nabenschaltung

☐ A9100200027 **CHF 1.417,00**

Drehgriffschalter „Grip Shift“
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 16 Zähne



Schaltungszubehör

Mountaindrive 2,5 : 1

Berguntersetzung in Verbindung mit Nabenschaltung

☐ A9100200003 **CHF 690,00**

Planetengeräte zur Verdoppelung der Gänge.
Ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung
im Stand.

Standardmäßig mit 38 Zähne Kettenblatt.
Nur in Verbindung mit Griffweite 40, 45, 48 und
53 cm.



Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Brems Scheibe Ø 203 mm

☐ A9110300105 **CHF 94,00**

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht.



Doppeltes Scheiben-Bremssystem „Magura“ Brems Scheibe Ø 203 mm

☐ A9100300100 **CHF 253,00**

Mechanische Scheibenbremse entfällt.
Nur in Verbindung mit dem leistungsstarken
Bremssystem

Empfohlen ab 100 kg Körpergewicht

Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

☐ Griffweite 40 cm
A9110500100-040

☐ Griffweite 45 cm
A9110500100-045

☐ Griffweite 50 cm
A9110500100-050









Tretlagerwelle mit Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max.
Oberkörperfreiraum

☐ Griffweite 48 cm (176 mm)
A9110500100-048

☐ Griffweite 53 cm (226 mm)
A9110500100-053

☐ Griffweite 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Standard Tretkurbel <input type="checkbox"/> Länge 155 mm A9110600100-155 <input type="checkbox"/> Länge 175 mm A9110600100-175 <input type="checkbox"/> Länge 195 mm A9110600100-195 	Tetra Tretkurbel <input type="checkbox"/> Länge 155 mm A9100600105-155 CHF 153,10 <input type="checkbox"/> Länge 175 mm A9100600105-175 CHF 153,10 <input type="checkbox"/> Länge individuell 195 mm bis 140 mm CHF 280,30 A9100600100 	
Tretlagerstütze starr <input type="checkbox"/> S (X/Y 67/153) A9100501100-003 <input type="checkbox"/> M (X/Y 90/250) A9100501100-001 	Tretlagerstütze verstellbar verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge. Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt. <input type="checkbox"/> S (180 mm) A9100500001-002 CHF 249,90 <input type="checkbox"/> M (240 mm) A9100500001-003 CHF 249,90 Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in M ausgeliefert. 	
Beinstütze		
Beinstütze geteilt <input type="checkbox"/> A9100100008 Adaption an der Gabel für kurze Beine Nur bis Körpergröße 165 cm möglich 	Beinstütze umlaufend <input type="checkbox"/> A9100100009 Adaption an der Gabel 	Fußanschlag für Beinstütze <input type="checkbox"/> A9100100012 CHF 96,70 
Oberschenkelfixierung <input type="checkbox"/> A9100100013 CHF 170,80 		

Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

☐ A9100800002
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Rückenbespannung Body Contour

☐ A9100800010 **CHF 64,00**
mit Rückenkissen 3 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche




Chassis

Chassis-Geometrie

☐ Länge 116 cm
SB ca. 39 cm
A9100100000-005

☐ Länge 116 cm
SB ca. 43 cm
A9100100000-006

☐ Heavy Duty
Ausführung
bis 120 kg
Körpergewicht
A9100800013 **CHF 436,00**
empfohlen bei Offroad-
Nutzung



Sitzbespannung

Sitzbespannung Offenes Gurtsystem

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

☐ A9100801010-002

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

☐ A9100801010-003



Sitzbespannung Body Contour

atmungsaktiv, federnde Wirkung

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

☐ A9100801025-002

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

☐ A9100801025-003



Sitzkissen

Sitzkissen Standard

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Sitzkissenhöhe: 4 cm

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

☐ A9100000190-002 **CHF 120,00**

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

☐ A9100000190-003 **CHF 120,00**



Sitzkissen mit Oberschenkelführung

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Sitzkissenhöhe: 4 cm

Nur in Verbindung mit Oberschenkelfixierung.



Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

☐ A9100800103-002 **CHF 260,90**

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

☐ A9100800103-003 **CHF 260,90**

Räder

26x1" Laufräder Euroline mit Doppelwandfelge

☐ A9100104260
(ETRTO 559)
Laufräder vorne und hinten mit 36 Speichen

26x1" Laufräder Mavic XC717 mit Doppelwandfelge

☐ A9100104262 **CHF 320,00**
(ETRTO 559)
extra leichte Ausführung: Felgengewicht 395g,
Laufrad vorne mit 32 Speichen
Laufräder hinten mit 18 Speichen
(Gewichtseinsparung am Bike ca. 600 g)

Bereifung

26x1" Schwalbe „One“

☐ A9100105160
(ETRTO 559-25)
V-Guard WheelStar



26x2" Schwalbe „Marathon Plus Tour“

☐ A9100105140 **CHF 83,90**
(ETRTO 559-50)
Tourenreifen



Zubehör Bike

Steck-Schutzblech

☐ A9100502100 **CHF 51,50**



Beinschutzblech

☐ A9100100231 **CHF 193,30**
Schutz bei MTB-Bereifung
am Gabelholm verschraubt
Farbe: Schwarz matt

Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

☐ A9100800100 **CHF 234,00**
mit Halterungsklemme 40 mm
Farbe: Schwarz



Nackenstütze

☐ A9100800150 **CHF 281,00**
höhenverstellbar
winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

☐ A9100800200 **CHF 124,00**







SIGMA BC 9.16 ATS Bike-Computer

☐ A9110901000 **CHF 73,20**
kabellos, mit Halterung



SIGMA BC 14.16 STS CAD Bike-Computer <input type="checkbox"/> A9110900018 CHF 179,70 mit Trittfrequenz-Set kabellos 	Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.) <input type="checkbox"/> A9110903271 Stk. á CHF 25,20 Farbe: Natur eloxiert _____ Stück 	Beleuchtungsset SIGMA <input type="checkbox"/> A9120900019 CHF 116,00 bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Handballenauflage am Handgriff <input type="checkbox"/> A9110601200 CHF 165,70 gepolstert, verschraubt, winkleinstellbar. Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen. 	Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar <input type="checkbox"/> A9110601101 CHF 191,50 	Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar <input type="checkbox"/> A9110601102 CHF 218,00 sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20 mm mit Moosgummiüberzug Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze schwenkbar 
Tetra-Schalengriffe <input type="checkbox"/> A9110601100 CHF 187,00 		

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV <input type="checkbox"/> A9990000000 CHF 357,00	Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV <input type="checkbox"/> A9990000007 CHF 610,00 zzgl. Versandkosten	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.