



Kostenvoranschlag Datum: _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

NJ1 e-assistant

bis 120 kg Anhängelast und 10 kg Zuladung
4 verschiedene Basismodelle für unterschiedliche
Einsatzzwecke, ausgestattet mit:

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Hydraulisches Scheibenbremssystem, Bedienung rechts
- Zusatzbremse V-Brake (Felgenbremse), Bedienung am Handgriff links mit Arretierbügel zur Nutzung als Feststellbremse
- Kettenschutzrohr
- Anfahrunterstützung (Throttle) zur Fahrt ohne Kurbelbewegung bis 6 km/h
- Abstellständer
- Beleuchtungsset
- Schutzblech
- Farbdisplay sMMi Z15 Connect
- Trinkflasche mit Halter
- Antriebseinheit schwarz

Antrieb Neodrives

Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße:

20" (ETRTO 406) **CHF 6.653**
A9116100011-020

24" (ETRTO 507) **CHF 6.653**
A9116100011-024

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Akkus Neodrives

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku Neodrives RR 36V 14,25Ah 513Wh

Reichweite ca. 40-70 km

- A9116900106
Montage links an der Gabel



Doppelakku Neodrives RR 2 Stück 36V 14,25Ah 513Wh

Reichweite ca. 80-140 km

- A9116900108 **CHF 1.125,00**

Montage beidseitig an der Gabel, Umsteckvorrichtung an der Tretlagerstütze montiert zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus über den Magnetstecker



Akku Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

Reichweite ca. 45-75 km

- A9116900116
Montage links an der Gabel



Doppelakku Neodrives DT 2 Stück 36V 16Ah 576Wh

Reichweite ca. 85-150 km

- A9116900118 **CHF 1.250,00**

Montage beidseitig an der Gabel, Umsteckvorrichtung an der Tretlagerstütze montiert zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus über den Magnetstecker



Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200032
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne empfohlen bei 24" Antriebsrad
- 38 Zähne empfohlen bei 20" Antriebsrad
- 42 Zähne für geringere Kurbelfrequenz bzw. Fahren höherer Geschwindigkeiten



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200034 **CHF 207,00**
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne empfohlen bei 24" Antriebsrad
- 38 Zähne empfohlen bei 20" Antriebsrad
- 42 Zähne für geringere Kurbelfrequenz bzw. Fahren höherer Geschwindigkeiten



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
mit Tasterbedienung
11-Gang Kettenschaltung**

A9110200035 **CHF 1.615,00**

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne empfohlen bei 24" Antriebsrad
- 38 Zähne empfohlen bei 20" Antriebsrad
- 42 Zähne für geringere Kurbelfrequenz bzw. Fahren höherer Geschwindigkeiten



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
mit Kinnbedienung
11-Gang Kettenschaltung**

A9110200033 **CHF 1.712,00**

elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung). 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne empfohlen bei 24" Antriebsrad
- 38 Zähne empfohlen bei 20" Antriebsrad
- 42 Zähne für geringere Kurbelfrequenz bzw. Fahren höherer Geschwindigkeiten



Schaltungszubehör

**Mountaindrive 2,5 : 1
Berguntersetzung**

A9100200003 **CHF 690,00**

Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge. Ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung im Stand.

Standardmäßig mit 38 Zähne Kettenblatt.

Nur in Verbindung mit Griffweite 40, 45, 48 und 53 cm.



Bremssystem

**Feststellbremse V-Brake über
Rasthebel bedienbar**

A9110300002 **CHF 91,50**

an der Tretlagerstütze montiert, Bremsgriff am Handgriff links entfällt



**Leistungsstarkes Bremssystem
mit Bremsscheibe Ø 203 mm**

A9110300105 **CHF 94,00**

Empfohlen ab 80 kg Anhängelast bzw. Körpergewicht.

Nicht erforderlich bei Auswahl Hydraulische Rücktritt-Scheibenbremse



**Doppeltes leistungsstarkes
Bremssystem Bremsscheibe Ø 203 mm**

A9110300100 **CHF 253,00**

Zusammen mit V-Brake Felgenbremse als Feststellbremse über Rasthebel bedienbar
Empfohlen ab 100 kg Anhängelast

Hydraulische Rücktritt-Scheibenbremse mit Kurbelfreischoftfunktion zur Rückwärtsfahrt

A9110300003 **CHF 865,00**

Kompatibel mit Kettenschaltung und Freilaufschalt-nabe

In Verbindung mit:

- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm

- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175 mm

bis 120 kg Körpergewicht

Nicht in Verbindung mit Mountaindrive 2,5:1 Berguntersetzung



Bereifung

20x1,75" Schwalbe „Marathon“

A9110105121
(ETRTO 406-47)
Tourenreifen



20x2" Schwalbe „Knobby“

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht. Alternativ: Schwalbe „Marathon“)

A9110105126
(ETRTO 406-54)
Profireifen



Schwalbe „Marathon Plus“

20x1,75" (406-47)
A9130105128 **CHF 32,70**

24x1,75" (507-47)
A9110105135 **CHF 32,70**

unplattbar, mit Pannenschutzeinlageband Smart Guard



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Kurbel

- Griffweite 40 cm
A9110500100-040
- Griffweite 45 cm
A9110500100-045
- Griffweite 50 cm
A9110500100-050

Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- Griffweite 53 cm (226 mm)
A9110500100-053
- Griffweite 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Standard Trekkurbel


- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175
- Länge 195 mm
A9110600100-195



Tetra Trekkurbel

- Länge 155 mm **CHF 153,10**
A9100600105-155
- Länge 175 mm **CHF 153,10**
A9100600105-175
- Länge individuell
140 mm bis 195 mm **CHF 280,30**
A9100600100




<p>Tretlagerstütze starr</p> <p><input type="checkbox"/> L (X/Y 158/362 mm) A9110501100-002</p> <p><input type="checkbox"/> XL (X/Y 158/410 mm) CHF 71,80 A9110501100-006</p> <p><input type="checkbox"/> XXL (X/Y 170/465 mm) CHF 71,80 A9110501100-007</p> 	<p>Tretlagerstütze verstellbar</p> <p>verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.</p> <p>Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.</p> <p><input type="checkbox"/> M (300 mm) CHF 249,90 A9110500001-001</p> <p><input type="checkbox"/> L (370 mm) CHF 249,90 A9110500001-002</p> <p><input type="checkbox"/> XL (420 mm) CHF 249,90 A9110500001-003</p> <p>Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in XL ausgeliefert. Lieferbar bis Größe XL</p> 	
--	---	--

Handgriffe

<p>Handballenauflage am Handgriff</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601200 CHF 165,70 gepolstert, verschraubt, winkleinstellbar. Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen</p> 	<p>Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601101 CHF 191,50</p> 	<p>Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601102 CHF 218,00 sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20 mm mit Moosgummiüberzug Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze schwenkbar</p> 
<p>Tetra-Ergogriff freistehend</p> <p><input type="checkbox"/> A9100600001 CHF 169,00 Kurbelgriffe vertikal angeordnet Kombinierbar mit Tetra-Handstütze schwenkbar</p> 	<p>Tetra-Schalengriffe</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601100 CHF 187,00</p> 	

Zubehör Bike

<p>Schutzblech und Kettenschutzscheibe schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> A9116500005 CHF 118,20 Nur in Verbindung mit 20" Antriebsrad</p>	<p>Schutzblech und Kettenschutzscheibe individuelle Farbauswahl</p> <p><input type="checkbox"/> A9116500010 CHF 264,00 aus Farbpalette Einfarbdesign Pulverfarben Rollstuhl 9000100170-__ __ __ Farbe: _____ Nur in Verbindung mit 20" Antriebsrad</p>	<p>LED Beleuchtungsset für Neodrives System</p> <p><input type="checkbox"/> A9116900002 CHF 167,00 Versorgung des LED Frontscheinwerfers über den Akku des Antriebssystems Rücklicht als Stecklicht mit Batterie-Versorgung Beleuchtungsset aus der Grundausrüstung entfällt</p>
---	--	--

<p>Schnell-Ladegerät Neodrives</p> <p><input type="checkbox"/> A911690006 CHF 97,70 Ersetzt das Standard Ladegerät</p> 	<p>Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)</p> <p><input type="checkbox"/> A9110903271 Stk. á CHF 25,20 Farbe: Natur eloxiert _____ Stück</p> 	<p>Rangierrollen für Abstellständer</p> <p><input type="checkbox"/> A9110900017 CHF 132,20 Rangierrollen über Inlett an Abstellständer montiert</p> 
<p>Rangiergriff an Kettenschutz montiert</p> <p><input type="checkbox"/> A9110500000 CHF 182,90 mit Moosgummiüberzug</p>	<p>Alu-Gepäckträger „cargo systems“</p> <p><input type="checkbox"/> A9110903290 CHF 110,00 Farbe: Schwarz Max. Belastungsgewicht 10 kg auf der Beladepattform, Max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen bei niedrigerer Belastungshöhe.</p> 	<p>Ausgleichsgewicht für Akku</p> <p><input type="checkbox"/> A9116900000 CHF 139,00 mit Trinkflasche und Halterung. Zum Ausgleich des Akkugewichtes bei Ausstattung mit nur einem Akku und zur Verbesserung der Traktion.</p> 
<p>Bediensatellit am Handgriff montiert mit vorhandener Stützleitung (an einer Bremsleitung entlang gelegt)</p> <p><input type="checkbox"/> A9116200000 CHF 91,50</p> <p>ohne vorhandener Stützleitung (es wird eine zusätzliche Blindleitung benötigt)</p> <p><input type="checkbox"/> A9116200001 CHF 136,50</p>		
<p>Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer</p>		
<p>Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700004 CHF 112,00 um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern. Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter</p> 	<p>Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700005 CHF 79,00 Gerade Ausführung nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700006 CHF 79,00 Gebogene Ausführung nur in Verbindung mit Frontadapter</p> 	<p>Adaptionshilfe Zentrierzapfen</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700002 CHF 59,00 um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern</p> 

Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort

A9110900004 **CHF 143,00**

mit längerem Betätigungshebel und reduzierter Federkraft

Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105 cm) A9000800016 **CHF 305,00**

Größe M (125 cm) A9000800013 **CHF 305,00**

Größe L (145 cm) A9000800014 **CHF 305,00**

Größe XL (165 cm) A9000800017 **CHF 305,00**

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: Schwarz



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110700141 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701300 **CHF 599,20**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701400 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9110701500 **CHF 649,10**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

BITTE BEACHTEN:
Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert!



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

A9110701525
Rohrdurchmesser 23-27 mm

A9110701530
Rohrdurchmesser 28-32 mm

A9110701535
Rohrdurchmesser 33-37 mm

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

A9199701507 **CHF 99,60**

rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion
Nur in Verbindung mit Frontadapter



Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

- Für SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 **CHF 398,00**
- Für BUDDY
A9110100100-003 **CHF 398,00**
- Für TRAVELER
A9110100100-001 **CHF 398,00**
4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

- Für SPEEDY 4all
/ 4teen / 4you /
TRAVELER 4you **CHF 590,00**
A9110102001
abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
4° / 6° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

- Für SPEEDY F2 / F4
A9015100005 **CHF 709,00**
mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzahngelenk
in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV
geprüft werden.
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte
möglich.
Bis 120 kg Anhängelast.



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

- A9990000000 **CHF 357,00**

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

- an einen PRO ACTIV Rollstuhl
 A9990000007 **CHF 610,00**
Prod.-Nr.: _____

- an ein Fremdprodukt
 A9990000009 **CHF 740,00**
Hersteller: _____
Modell: _____
Rahmenrohr ø _____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

- an einen PRO ACTIV Rollstuhl
 A9990000008
Prod.-Nr.: _____

- an ein Fremdprodukt
 A9990000005
Hersteller: _____
Modell: _____
Rahmenrohr ø _____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.