



SPEEDY F2

**Leichtlauf Starrrahmenrollstuhl
mit individueller Rahmengenometrie nach Maß
fest verschweißtes Fahrwerk**

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

A9015100000 € 5.120,00

Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:


Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)


Indikation: _____

Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich.

Individuelle Rahmengeometrie classic:


A9015110000-K*

- Lenkradlagerblöcke im Winkel einstellbar
- Lenkradlagerblöcke verschweißt



Individuelle Rahmengeometrie oversized:

- A9015120000



Serienmäßig wird der Rahmen mit Grundhalteplatte ausgestattet.

- Ausstattung ohne Grundhalteplatte** (ausdrücklich gewünscht) A9015100001

Bei „Ausstattung ohne Grundhalteplatte“ sind im Nachhinein keine Adaptionen (Kippstützen, Transitrolle, Radstandsverlängerung etc.) nachrüstbar.

Rollstuhlmaße:

- A: SB** Sitzbreite _____ cm **H:** Beginn Rahmeneinzug (I - min. 6 cm) _____ cm
- B: ST** Sitztiefe _____ cm **I:** Rahmenlänge bis zum vorderen Rahmenbogen _____ cm
- C: RH** Rückenhöhe _____ cm **J: KW** Kniewinkel _____ °
- D: USL** Unterschenkellänge _____ cm **J1:** Winkel des vorderen Rahmenrohrs zur Vertikalen _____ °
- E: SHh** Sitzhöhe hinten _____ cm **K:** Position des Lenkradlagerblocks _____ cm
- F: SHv** Sitzhöhe vorne _____ cm **L:** Abstand zwischen den Lenkradlagerblöcken _____ cm
- G: KP** Kippunkt _____ cm **M:** Unterschenkelweite oben _____ cm
- (Innenkante Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad) **N:** Unterschenkelweite unten _____ cm

Achtung: Serienmäßig wird das Sitzrohr bei Rahmengeometrie oversized ab einem Sitzrohrwinkel von ca. 30° zur horizontalen mit einem Rohrknick gefertigt

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)

Genauigkeitsgrad	Bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

Pulverfarben

Weiß RAL 9016

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123

€ 40,10

Brillant Silber

glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101

€ 40,10

Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019

€ 40,10

Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122

€ 40,10

Pink Magenta RAL 4010

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137

€ 40,10

Pastellblau RAL 5024

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136

€ 40,10

Lemon Green

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105

€ 40,10

Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146

€ 40,10

Rot RAL 3001

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147

€ 40,10

Lagoon Blue

glanz A9000100170-052

matt A9000100170-152

€ 40,10

Athletic Grey

glanz A9000100170-050

matt A9000100170-150

€ 40,10

Muddy Grey

glanz A9000100170-051

matt A9000100170-151

€ 40,10

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber

glanz A9000100170-007

Sky Blue

glanz A9000100170-017

Marine Blau

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145

€ 40,10

Electric Green

glanz A9000100170-015

matt A9000100170-115

€ 40,10

Violett

glanz A9000100170-044

Fire Red

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118

€ 40,10

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

€ 323,20

Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

Café

glanz A9000100170-520

matt A9000100170-521

Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-524

matt A9000100170-525

Berry (Beere)

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

Blue Ocean

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

Mint

glanz A9000100170-528

matt A9000100170-529

Chili

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)

€ 248,30

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

A9000100170-200

Brillant Silber

A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

Lemon Green

A9000100170-207

Gelb RAL 1023

A9000100170-208

Lagoon Blue

A9000100170-212

Athletic Grey

A9000100170-210

Muddy Grey

A9000100170-211

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

Café

glanz A9000100170-278

matt A9000100170-279

Mint

glanz A9000100170-286

matt A9000100170-287

Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-282

matt A9000100170-283

Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

Silber A9000100173-011

Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹

Rein Orange RAL 2004
A9000100171-022 € 193,10

Weiß RAL 9016
A9000100171-023 € 193,10

Rahmenfarbe
A9000100171-999 € 230,80

Auswahl aus
Einfarbdesign
(abweichend von der
Rahmenfarbe) € 267,10
A9000100171-998

Farbe: _____

A9000100170-

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (3-Speichen-Design)

Rein Orange RAL 2004
A9000100174-022 € 44,40

Weiß RAL 9016
A9000100174-023 € 44,40

Rahmenfarbe
A9000100174-999 € 69,50

Auswahl aus
Einfarbdesign
(abweichend von der
Rahmenfarbe) € 80,60
A9000100174-998

Farbe: _____

A9000100170-

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farpalette

A9000100170-100 € 383,10

Glanzgrad

glanz

matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile nicht in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A9000501200 oder gute Dämpfung A9000501210

Schiebegriffe

Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

A9000401051-K € 120,60
gerade.

Auch mit Lordosewölbung möglich:

- 1 cm
 2 cm
 3 cm



Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

A9000401050 € 120,60
ab RH 23 cm



Schiebegriffe horizontal in Rückenrohr eingeschraubt

A9000401076 € 223,60
abschraubbar



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

A9000401060 € 200,10
ab RH 30 cm bei Anpassrücken
ab RH 43 cm bei Rückenschale
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

A9000401075 € 344,80
stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert
Bis SB 42 cm oder Körpergewicht 95 kg,
nicht in Verbindung mit Armauflage
abschwenkbar



Rückenlehne

Seitenblech Aluminium, Kontur dem Radlauf folgend

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0299


A9015402470-002
Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar,
Rückenwinkel 90° zum Boden
Anpassung an die Oberkante des Reifens



Seitenblech Aluminium, Kontur nach Maß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0299

A9015402470-001 € 155,00
Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar
Anpassung Maß:
A = __ cm / B = __ cm



Seitenblech Aluminium, mit verschraubtem Kleiderschutz

A9015400025 € 334,00
Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar
Radabdeckung verläuft konturparallel zur
Antriebsradbereifung im
Abstand von ca. 8 - 12 mm



Seitenblech Aluminium, mit integriertem Kleiderschutz

A9015400026 € 607,30
Kleiderschutz und Seitenteil aus einem Stück,
individuell gefertigt in Rahmenfarbe
beschichtet. Rückenlehne fest verschraubt,
nicht abfaltbar,
Radabdeckung verläuft konturparallel zur
Antriebsradbereifung im
Abstand von ca. 8 - 12 mm



Seitenteil Carbon, mit integriertem Kleiderschutz

A9015400028 € 836,10
Kleiderschutz und Seitenteil aus einem Stück,
individuell gefertigt.
Rückenlehne fest verschraubt, nicht abfaltbar,
Rückenlehnwinkel 90° zum Boden,
Radabdeckung verläuft konturparallel zur
Antriebsradbereifung im Abstand von ca.
8 - 12 mm



Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

A9000400011
7-fach winkelverstellbar,
mit integrierten kunststoffummantelten
Aluminium-Seitenteilen



Rückenrohr mit Lordosewölbung

- A9000400005-K € 105,80
- 1 cm
 2 cm
 3 cm



Rückenausstattung

Anpassrücken und Rückenpolster

A9000802010-K
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Ausstattung ohne Rückenbespannung und ohne Rückenpolster bzw. Rückensystem

A9000802011 € - 53,00
Ausstattung mit Rückenquerbügel


Weitere Rückensysteme wie z.B. Ergonomie-Rückenschale, siehe
separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“



Sitzbespannung


Body Contour

A9000801025-K
zugelassen bis 120 kg Körpergewicht



Offenes Gurtsystem

A9000801010-K € 71,10




Ausstattung ohne Sitzbespannung

A9000801050




Sitzkissen



Sitzkissen für individuelle
Rahmengenometrie in Rechteckkontur
Inlett: Standard

A9000805190-K € 149,20



Sitzkissen für individuelle
Rahmengenometrie mit Radiuskontur
Inlett: Standard

A9000805320-K € 190,60

Sitzkissenhöhe:

- 3 cm 5 cm
 4 cm 6 cm

Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus <input type="checkbox"/> A9000805210-K € 445,10	Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus <input type="checkbox"/> A9000805310-K € 486,10	Sitzkissenhöhe: <input type="checkbox"/> 4 cm <input type="checkbox"/> 6 cm
--	---	--

Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
- Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ _____

Kissenhöhe _____ cm

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

A9000403215-K € 224,90

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

A9000403216-K € 287,60

in Designfarbe (nur bei Rahmen im Zweifarbdesign möglich)

A9000403217-K € 319,00

Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

A9000400013-K € 521,20

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



Radstandsverlängerung

Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0409

A9015100005 € 677,30


mit durchgehendem Achsrohr, Höheneinstellung über Verzahngelenk in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV geprüft werden.
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte möglich.
Bis 120 kg Anhängelast.



Radstandsverlängerung fest verschweißt

A9015100002 € 584,00

mit zweiten Achsrohr, 1° / 4° oder 6° Sturz integriert,
Abstand zwischen Achsrohren standardmäßig 150 mm, weitere Abstände gemäß Zeichnungssatz
Spur unabhängig einstellbar
Ausführung muss durch PRO ACTIV geprüft werden
Nur ohne Grundhalteplatte möglich



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

A9016202010
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

4° Antriebsradsturz

A9016202030
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

A9016202040
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

Bremssystem

Integralfeststellbremse am unteren Rahmenrohr positioniert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0599

A9015705001 € 496,10



Integralfeststellbremse am oberen Rahmenrohr positioniert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0599

A9015705000-K € 489,90

Bitte beachten:

Damit die Funktion der abfaltbaren Rückenlehne erhalten bleibt, wird das von der Kontur niedrig geführte, kunststoffummantelte Seitenteil Ausführung "-5" montiert, somit wird die Kollision beim Abfalten der Rückenlehne mit der Integralbremse verhindert.



Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

A9000701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel tief

A9000701010-003



Bremshebel 20° ausgestellt

A9000700002

Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard, lang oder tief.



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504

A9000706008 € 146,70

Länge: 9 cm



Kniehebelbremssystem mit Seilzugbedienung

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0599

A9000700001 € 319,70

Bremse am unteren Rahmenrohr befestigt. Bedienung über Bowdenzug, Bedienhebel am Sitzrohr im Bereich des Rahmenbogens montiert

Anbaumöglichkeit muss individuell durch PRO ACTIV geprüft werden



Fußstütze

Fußbügel durchgehend

A9016601010-K*
mit Rohr-Auflagebügel
höhenverstellbar +/- 3 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

A9016602005-K* € 265,70
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
ab USL ca. 36 cm, abhängig von der
individuellen Rahmenhöhe,
wird durch PRO ACTIV geprüft.
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

A9016602010-K* € 284,70
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und 20
mm Betätigungshebel
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

A9000610000-K € 116,40
verschraubt, winkelverstellbar
Tiefe: 14 cm



Fußbrettseitenanschlag

A9000610100 € 55,20
einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Adaptionen

Kippstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

rechts € 173,70
A9000300100-K003
 links € 173,70
A9000300100-K004

schwenkbar,
mit Zugfeder verschraubt an der verschweißten
Grundhalteplatte
Nicht in Verbindung mit
Radstandsverlängerung abnehmbar.



Transitrollen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0405

A9000301100 € 304,80
mit Universaladapter, abnehmbar
nicht in Kombination mit Kippstütze



Ankippbügel

rechts € 129,50
A9000302101-001
 links € 129,50
A9000302101-002

mit Universaladapter und Quickpin
nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw.
links



Mittelkippstütze 4 Dance

A9000300010 € 478,40
über Schnellspannklammer abnehmbar mit
drehbarer Lenkradgabel und Skaterolle
Ø 80 mm
in Bodenfreiheit und Winkel einstellbar
Farbe: Schwarz



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501110 € 65,40

pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501011-004

(82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501120 € 65,40

pannensicher



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501220 € 87,60

pannensicher



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

A9000501230 € 196,50

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
pannensicher

Farbe: Schwarz, Felge in Silber

inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501036-005

(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501031-005

(82A), pannensicher



5" Lenkrad „2-Komponenten“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501030 € 52,00

pannensicher



5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501221 € 87,60

pannensicher



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

Silber eloxiert
A9000501200 € 160,50

Schwarz
A9000501201 € 160,50

mit austauschbarem Gummlauftring 3 mm,

hart, pannensicher

inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

Silber eloxiert
A9000501210 € 166,30

Schwarz
A9000501211 € 166,30

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,

mittelhart, pannensicher

inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

A9000501232 € 196,50

mit austauschbarem Gummlaufring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



6" Lenkräder

6" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501010-006
(82A), pannensicher



6" Lenkrad „luftbereit“

A9000501050 € 52,90



6" Lenkrad „Flexel-System“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501070 € 52,90
pannensicher



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Lenkradgabel Standard

A9000500100-K001
mit Schraubachse

A9000500100-K002 € 154,80

mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel kurz

A9000500110-K001
mit Schraubachse

A9000500110-K002 € 154,80

mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

A9000510111-K001 € 49,90
mit Schraubachse

A9000510111-K002 € 202,40
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



Lenkradgabel Heavy Duty kurz für hohe Belastungen

A9000510120-K001 € 49,90
mit Schraubachse

A9000510120-K002 € 202,40

mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040

Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0410

A9000500160-K001 € 466,90
mit Schraubachse

A9000500160-K002 € 570,40

mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



**Lenkradgabel-Wechselsatz
„Standard“**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

A9000500300-K € 274,40

Lenkradgabel Standard mit Steckachse



**Lenkradgabel-Wechselsatz
„Heavy Duty“**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

A9000500301-K € 312,50

Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne Lenkrad.
Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.

Antriebsräder

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

24" (ETRTO 540)
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht
Nicht in Verbindung mit:
- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Adaptivbike
nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz	Gewicht				
	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)
A9000203000

Bis 120 kg Körpergewicht mit Liteline-Nabe (Bild links)
über 120 kg Körpergewicht mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts), radial verspeicht



**Antriebsrad Doppelwandfelge
36 Speichen**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540) € 145,90
A9000203100

25" (ETRTO 559) € 145,90
A9000203200

26" (ETRTO 590) € 145,90
A9000203300

mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und Körpergewicht >120 kg



**Spinergy Laufrad „Spox Sport“
mit 24 PBO Speichen; Felge,
Nabe und Speichen in schwarz**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540) € 725,00
A9000203550

25" (ETRTO 559) € 725,00
A9000201559

26" (ETRTO 590) € 725,00
A9000203555



**Spinergy „Everyday Light Extreme“
mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe
in schwarz, Speichen in weiß**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540) € 885,00
A9000203554



**Spinergy „Everyday Light Extreme“
mit 12 PBO Speichen; Felge,
Nabe und Speichen in schwarz**


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540) € 885,00
A9000203552



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- x = 11 mm
- x = 19 mm

Greifringanbau
Curve Greifringe:

- x = 10 mm
- x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205010-004
- 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
(Grundfarbe bei Zweifarbedesign)

- = Oberfläche glanz
- = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 63,10
A9000205020-004
- 26" Greifring für
26" Rad € 63,10
A9000205020-006



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 152,50
A9000205030-004
- 26" Greifring für
26" Rad € 152,50
A9000205030-006



Titan Ø 19 mm

- Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 310,30
A9000205040-004
- 26" Greifring für
26" Rad € 310,30
A9000205040-006



Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

- für Greifring 24" € 215,20
A9000205100-004
- für Greifring 26" € 215,20
A9000205100-006

Oberfläche ohne Struktur,
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.



Ultra-Grip „sehr griffig“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 372,10
A9000205070-004
- 26" Greifring für
26" Rad € 372,10
A9000205070-006



Ergo-Grip

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 377,90
A9000205080-004
- 26" Greifring für
26" Rad € 377,90
A9000205080-006
Anbau an Felge anliegend



Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 370,60
H 24 mm
A9000205130-004
- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 370,60
H 31 mm, Größe L
A9000205140-004
- 26" Greifring für
26" Rad € 370,60
H 31 mm, Größe L
A9000205140-006



<p>Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L A9000205160-004 € 375,50</p> 	<p>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) <input type="checkbox"/> = schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p>Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grips nicht empfohlen.</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm € 432,40 A9000205135-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L € 432,40 A9000205145-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad H 31 mm, Größe L € 432,40 A9000205145-006</p> 	<p>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm Größe L A9000205150-004 € 481,40</p> 
<p>Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 492,90 A9000205170-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad € 492,90 A9000205170-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad € 492,90 A9000205170-006</p> 	<p>Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 477,30 A9000205175-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad € 477,30 A9000205175-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad € 477,30 A9000205175-006</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 	<p>Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 488,80 A9000205185-004</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 
<p>Gekko S schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 477,30 A9000205195-004</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm</p> 	<p>Ausstattung ohne Greifring</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A9000205990</p>	

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

- für 24" Rad
A9000206300-004 € 191,50
- für 26" Rad
A9000206300-006 € 191,50



Bereifung

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)
A9000204001-004
Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)
A9000204000-004
- 25x1" (559-23)
A9000204000-005
- 26x1" (590-25)
A9000204000-006
Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- 24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

- 24x1" (540-25)
A9000204030-014 € 45,50
- 25x1" (559-25)
A9000204030-015 € 45,50
- 26x1" (590-25)
A9000204030-016 € 45,50
Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

- 24x1" (540-25)
A9000204030-004 € 45,50
Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

- 24x1" (540-25)
A9000204123-004 € 86,00
Farbe: Schwarz
9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

- 24x1" (540-25)
A9000204201-004 € 113,40
Farbe: Schwarz
Nicht in Verbindung mit Antriebsrad 18
Speichen, Spinergy und Einhandantrieb



Zubehör

24" MTB Wechselradsatz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

A9000203410 € 650,40

24x1,75" Schwalbe "Marathon Plus"
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



A9000203413 € 650,40

24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

A9000200096 € 97,80

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“, nicht in Verbindung mit Einhandantrieb



Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000206400 € 153,90

Nicht für Spinerger Antriebsräder, Einhandantrieb oder Liteline-Nabe.



Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000901100 € 98,30

bis 14 bar



Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

A9000902100 € 74,60



Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

A9000902110 € 59,60



Stockhalter mit Nylon-Becher

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

A9000902310 € 127,00

flexibel



Beleuchtungsset SIGMA

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

A9000903270 € 99,80

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

für 24" Rad
A9000903530-004 € 71,90
Ø 76 cm x 2 cm

für 26" Rad
A9000903530-006 € 71,90
Ø 83 cm x 2 cm



Accessoire-Tasche

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000903600 € 70,30

17 cm x 13 cm x 5 cm



Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO
ACTIV

A9990000000 € 327,80

Übergabe und Einweisung des
Rollstuhls durch PRO ACTIV

A9990000006 € 327,80

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 17 - 2023-02-01 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten = im Grundpreis = Position gewählt
Bestellblatt SPEEDY F2 Rev. 25

Unterschrift Endkunde / Fachhändler