



## SPEEDY 4all Ergo

### Aktiv Leichtlauf-Starrrahmen-Rollstuhl

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

HMV Pos.Nr.: 18.50.03.5022

A9017100000 € 3.930,00

**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

#### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse:**  **wie Firmenadresse**

**abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:**  **wie Firmenadresse**

**abweichend** (siehe unten)

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

#### Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_

# Grundmaße


## Körpermaße:

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg


Unterschenkellänge: \_\_\_\_\_ cm  
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: \_\_\_\_\_



Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich!

## Rollstuhlmaße:



Sitzbreite **SB**

<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46				
Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:							<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50
							<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52		

Sitztiefe **ST**

Kurzer Rahmen				Langer Rahmen				
<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	

Rückenhöhe **RH**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	

Unterschenkellänge **USL**

<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43
<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50

Sitzhöhe hinten **SHh**

<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43				
Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:						<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47

Sitzhöhe vorne **SHv**

<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input checked="" type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Kippunkt **KP**

(Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)

<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen! Sondermaße auf Anfrage möglich.

## Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben.php](http://www.proactiv-gmbh.de/farben.php)

### Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

#### Pulverfarben

##### Weiß RAL 9016

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123

€ 40,10

##### Brillant Silber

glanz A9000100170-011

##### Anthrazit RAL 7016

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101

€ 40,10

##### Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019

€ 40,10

##### Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122

€ 40,10

##### Pink Magenta RAL 4010

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137

€ 40,10

##### Pastellblau RAL 5024

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136

€ 40,10

##### Lemon Green

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105

€ 40,10

##### Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146

€ 40,10

##### Rot RAL 3001

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147

€ 40,10

##### Lagoon Blue

glanz A9000100170-052

matt A9000100170-152

€ 40,10

##### Athletic Grey

glanz A9000100170-050

matt A9000100170-150

€ 40,10

##### Muddy Grey

glanz A9000100170-051

matt A9000100170-151

€ 40,10

#### Pulverfarben „Dormant“

##### Tiefschwarz Effekt Silber

glanz A9000100170-007

##### Sky Blue

glanz A9000100170-017

##### Marine Blau

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145

€ 40,10

##### Electric Green

glanz A9000100170-015

matt A9000100170-115

€ 40,10

##### Violett

glanz A9000100170-044

##### Fire Red

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118

€ 40,10

## Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

€ 323,20

##### Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

##### Café

glanz A9000100170-520

matt A9000100170-521

##### Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

##### Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-524

matt A9000100170-525

##### Berry (Beere)

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

##### Blue Ocean

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

##### Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

##### Mint

glanz A9000100170-528

matt A9000100170-529

##### Chili

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

## Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

**Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

€ 248,30

Farbe bitte nachstehend wählen:

### Grundfarbe (am Rahmen hinten)

#### Weiß RAL 9016

A9000100170-200

#### Brillant Silber

A9000100170-201

#### Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

#### Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

#### Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

#### Lemon Green

A9000100170-207

#### Gelb RAL 1023

A9000100170-208

#### Lagoon Blue

A9000100170-212

#### Athletic Grey

A9000100170-210

#### Muddy Grey

A9000100170-211

### Designfarbe (am Rahmen vorne)

#### Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

#### Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

#### Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

#### Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

#### Café

glanz A9000100170-278

matt A9000100170-279

#### Mint

glanz A9000100170-286

matt A9000100170-287

#### Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

#### Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

#### Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

#### Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-282

matt A9000100170-283

#### Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

#### Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

## Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

### Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Schwarz A9000100171-003

### Lenkradgabel und Lagerblock

Silber A9000100173-011

Schwarz A9000100173-003

## Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

### Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett<sup>1</sup>

Rein Orange RAL 2004 A9000100171-022 € 193,10

Weiß RAL 9016 A9000100171-023 € 193,10

Rahmenfarbe A9000100171-999 € 230,80

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 267,10

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

### Lenkrad: 5" Alu-Felge<sup>2</sup> (3-Speichen-Design)

Rein Orange RAL 2004 A9000100174-022 € 44,40

Weiß RAL 9016 A9000100174-023 € 44,40

Rahmenfarbe A9000100174-999 € 69,50

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 80,60

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

## Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

### Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farpalette

A9000100170-100 € 383,10

### Glanzgrad

glanz

matt

### Farbbezeichnung

\_\_\_\_\_

### RAL Nummer

\_\_\_\_\_

Hinweis: Anbauteile nicht in Designfarben möglich

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A9000501200 oder gute Dämpfung A9000501210


## Rahmen

Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form  $x = SB - (0,25 \times USL + 6 \text{ cm})$

### Rahmenvorbau G-Form

A9017100012-K\*  
Kniewinkel 95°  
Min. 4 cm Sitzgefälle und  
max. Lenkradgröße 5"


A9017100010-K\*  
Kniewinkel 105°



### Rahmenvorbau V-Form

A9017100020-K\* € 280,80  
Kniewinkel 95°  
ab SB 33 cm

A9017100023-K\* € 280,80  
Kniewinkel 105°  
ab SB 33 cm



### Sondermaß Sitzbreite 47 - 52 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.2001

A9016100060-K € 282,90  
mit Rahmenverstärkung  
ausgelegt bis Zuladung 120 kg

## Schiebegriffe

### Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

A9000401051-K € 120,60  
gerade.

Auch mit Lordosewölbung möglich:

- 1 cm
- 2 cm
- 3 cm



### Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

A9000401050 € 120,60  
ab RH 23 cm



### Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

A9000401076 € 223,60  
abschraubbar



### Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

A9000401060 € 200,10

Befestigung im Rückenrohr  
ab RH 30 cm bei Anpassrücken  
ab RH 43 cm bei Rückenschale  
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



### Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

A9000401075 € 344,80

stufenlos höhenverstellbar,  
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel  
montiert  
Bis SB 42 cm oder Körpergewicht 95 kg,  
nicht in Verbindung mit Armauflage  
abschwenkbar



## Rückenlehne

### Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

A9000400021  
7-fach winkelverstellbar,  
mit integrierten kunststoffummantelten  
Aluminium-Seitenteilen



### Rückenrohr mit Lordosewölbung

A9000400005-K € 105,80

- 1 cm
- 2 cm
- 3 cm



## Rückenausstattung

### Anpassrücken und Rückenpolster

A9000802010-K  
 Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
 Ausstattung mit Rückenquerbügel



### Rückenerhöhung + 3-5 cm

A9000802100 € 144,40  
 zu Rückenhöhe Nennmaß  
 Nur in Kombination mit höhenverstellbaren Schiebegriffen



### Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

A9000802011 € - 53,00  
 Ausstattung mit Rückenquerbügel

Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale  
 siehe separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“




Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie  
 auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“



## Sitzbespannung


### Body Contour

A9000801025-K  
 zugelassen bis zu einem Körpergewicht von 120 kg



### Offenes Gurtsystem

A9000801010-K € 71,10




### Ausstattung ohne Sitzbespannung

A9000801050




## Sitzkissen



### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

A9000805180-K\* € 106,60



### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

A9000800300-K\* € 148,00

### Sitzkissenhöhe:

3 cm       5 cm  
 4 cm       6 cm

### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

bis 30x30 cm A9000805204-K\* € 276,20  
 >30x30 bis 50x50 cm A9000805200-K\* € 401,90

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

bis 30x30 cm A9000800311-K\* € 326,50  
 >30x30 bis 50x50 cm A9000800310-K\* € 443,70

### Sitzkissenhöhe:

4 cm  
 6 cm

### Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
 Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

### Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ \_\_\_\_\_

Kissenhöhe \_\_\_\_\_ cm

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

## Kleiderschutz

### Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

A9000403215-K € 224,90

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

A9000403216-K € 287,60

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

A9000403217-K € 319,00

### Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

A9000400013-K € 521,20

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



## Armauflagen

### Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

inklusive Kleiderschutz Aluminium  
mit Armpolster 25 cm lang  
über Rastfunktion abnehmbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

A9000400014-K € 526,70

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

A9000400015-K € 575,00

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

A9000400016-K € 599,20

### Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

A9000400017-K € 797,00

inklusive Kleiderschutz Carbon  
mit Armpolster 25 cm lang  
über Rastfunktion abnehmbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

### Armauflagen abschwenkbar, abnehmbar

A9000403141-K € 331,50

mit Armpolster 25 cm lang  
Positionierung: Armpolsteroberkante ca. 25 bis 31 cm über Sitzrohr, in 1,5 cm Schritten einstellbar  
Nicht in Kombination mit Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert möglich




## Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Radplatten auf Anfrage.


### Radplatte Standard

A9016201000  
Sitzhöhe hinten ca. 38 - 43 cm  
(bei 24" Rad)



### Radplatte lang

A9016201020 **€ 217,00**  
Sitzhöhe hinten ca. 43 - 47 cm  
(bei 24" Rad)



### Radstandsverlängerung abnehmbar Speedy 4all / 4you

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0409

A9016102001 **€ 537,50**  
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm  
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar



## Radsturz

\*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

### 1° Antriebsradsturz

A9016202010  
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm\*

### 4° Antriebsradsturz

A9016202030  
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm\*

### 6° Antriebsradsturz

A9016202040  
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm\*

## E-Adaptionen

### Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

A9016201200\* **€ 465,00**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion,  
1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")  
PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den  
paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter  
Auswahl "Adaptionen" wählen.

### Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

A9016201210\* **€ 465,00**

Ausstattung: 1/2" Achse,  
Buchsenlänge 50,8 mm (2") und  
Drehmomentstütze e-fix.  
PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den  
paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter  
Auswahl "Adaptionen" wählen.  
Alber-Kippstützen und dazugehörige Anbauteile  
bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

- Alber GmbH  
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse  
abweichend“ eintragen)
- Fachhändler

## Bremssystem

### Integriertfeststellbremse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0599

A9035705000 **€ 229,80**

Bremshalter am oberen Rahmenrohr  
angeschraubt  
Nur in Verbindung mit max. 4° Antriebsradsturz  
möglich



### Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

A9000701010-001



### Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

A9000701010-002



### Kniehebelbremssystem Bremshebel tief

A9000701010-003



### Bremshebel 20° ausgestellt

A9000700002  
Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem,  
Bremshebel Standard, lang oder tief.



### Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504

A9000706008 **€ 146,70**  
Länge: 9 cm



## Trommelbremse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0502

A9000702010-K\* € 438,30

Bedienung vom Schiebegriff  
Gesamtbreite Rollstuhl (siehe Auswahl  
„Radsturz“) + 3 cm  
In Abhängigkeit der Sitzhöhe wird zum Schutz  
des Trommelbremsankers die lange Radplatte  
montiert.

Bitte beachten:

- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-  
Felge 36 Speichen
- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb,  
e-fix oder e-motion



## Fußstütze

### Fußbügel durchgehend

A9016601010-K\*  
mit Rohr-Auflagebügel,  
höhenverstellbar +/- 3 cm  
bei KW 95° ab USL 34 cm  
bei KW 105° ab USL 39 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußbügel einseitig hochklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0302

A9016601300-K\* € 160,80

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,  
höhenverstellbar +/- 3 cm,  
nach außen schwenkbar,  
nicht abnehmbar  
bei KW 95° ab USL 37 cm  
bei KW 105° ab USL 42 cm  
bei V-Form ab SB 40 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

A9016602005-K\* € 265,70

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel  
bei KW 105° ab USL 37 cm  
bei KW 95° ab USL 36 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußbügel nach hinten hochfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

A9016602010-K\* € 284,70

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und  
20 mm Betätigungshebel  
bei KW 95° ab USL 38 cm  
bei KW 105° ab USL 42 cm  
bei G-Form ab SB 33 cm  
bei V-Form ab SB 38 cm  
Auflagebreite ab 20 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen




### Fußstütze mittig geteilt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

A9016603200-K € 311,40

mit gummierter Fußbrettauflage,  
höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar,  
nach außen schwenkbar und seitlich  
hochklappbar,  
inkl. Rahmenverstärkung  
bei KW 95° ab USL 37 cm  
bei KW 105° ab USL 42 cm  
bei V-Form ab SB 40 cm



### Fußstütze "Swing Away"

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

A9016604100-K € 374,20

mit gummierter Fußbrettauflage,  
mittig geteilt, seitlich abschwenkbar,  
abnehmbar,  
hochklappbar, höhenverstellbar,  
winkelverstellbar  
inkl. Rahmenverstärkung  
ab USL 34 cm



## Zubehör Fußstütze

### Fußbrettauflage gummiert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

A9000610000-K € 116,40

verschraubt, winkelverstellbar  
Tiefe: 14 cm



### Fußbrettseitenanschlag

A9000610100 € 55,20

einstellbar  
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage  
gummiert



## Adaptionen

### Kippstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

rechts  
A9000300100-K001 € 156,40

links  
A9000300100-K002 € 156,40

mit Zugfeder und Universaladapter  
schwenkbar

Für optimales Schwenkverhalten sollte das  
Sitzgefälle >3 cm sein



### Vorbereitung zur Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber (e-fix, e-motion)

A9016300105 € 274,40

Universaladapter ist vorbereitet für die Montage  
der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma  
Alber.

Lieferung ohne Kippstütze und  
Kippstützenaufnahme.  
Diese bitte kundenseitig bei der Fa. Alber  
bestellen



### Transitrollen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0405

A9000301100 € 304,80

mit Universaladapter, abnehmbar  
nicht in Kombination mit Kippstütze



### Ankippbügel

rechts  
A9000302100-001 € 129,50

links  
A9000302100-002 € 129,50

mit Universaladapter und Quickpin  
nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw.  
links



## 3" Lenkräder

### 3" Skaterollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501110 € 65,40

pannensicher



## 4" Lenkräder

### 4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501011-004  
(82A), pannensicher



### 4" Skaterrollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501120  
pannensicher

€ 65,40



### 4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501220  
pannensicher

€ 87,60



### 4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

A9000501230 € 196,50

mit austauschbarem Gummilaufing 6 mm,  
pannensicher  
Farbe: Schwarz, Felge in Silber  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



## 5" Lenkräder

### 5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501036-005  
(82A), pannensicher



### 5" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501031-005  
(82A), pannensicher



### 5" Lenkrad „2-Komponenten“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501030  
pannensicher

€ 52,00



### 5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501221  
pannensicher

€ 87,60



### 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

Silber eloxiert  
A9000501200

€ 160,50

Schwarz  
A9000501201

€ 160,50

mit austauschbarem Gummilaufing 3 mm  
hart, pannensicher  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



### 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

Silber eloxiert  
A9000501210

€ 166,30

Schwarz  
A9000501211

€ 166,30

mit austauschbarem Gummilaufing 6 mm  
mittelhart, pannensicher  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



### 5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

A9000501232 € 196,50

mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe: Schwarz, Felge in Silber  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



### 6" Lenkräder

#### 6" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501010-006  
(82A), pannensicher



#### 6" Lenkrad „luftbereit“

A9000501050 € 52,90



#### 6" Lenkrad „Flexel-System“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501070 € 52,90  
pannensicher



### Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

#### Lenkradgabel Standard

A9000500100-K001  
mit Schraubachse

A9000500100-K002 € 154,80

mit Steckachse  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



#### Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder  
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

A9000510111-K001 € 49,90

mit Schraubachse

A9000510111-K002 € 202,40

mit Steckachse  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



#### Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0410

A9000500160-K001 € 466,90

mit Schraubachse

A9000500160-K002 € 570,40

mit Steckachse  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



#### Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

A9000500300-K € 274,40

Lenkradgabel Standard mit Steckachse



#### Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

A9000500301-K € 312,50

Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne  
Lenkrad.  
Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter  
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl  
ankreuzen.

## Spurdistanz

### Lenkradspurverbreiterung



A9000500400\*  
10 mm pro Seite

€ 54,70

A9000500401\*  
15 mm pro Seite

€ 54,70

A9000500410\*  
20 mm pro Seite

€ 54,70

## Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

### Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

24" (ETRTO 540)  
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht

Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Adaptivbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
	bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
61 - 70 Kg	✓	✓			



### Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)  
A9000203000

Bis 120 kg Körpergewicht mit Liteline-Nabe (Bild links)

über 120 kg Körpergewicht mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts), radial verspeicht



### Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540)  
A9000203100

€ 145,90

25" (ETRTO 559)  
A9000203200

€ 145,90

26" (ETRTO 590)  
A9000203300

€ 145,90

mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht

Einsatz bei hohen Belastungen und Körpergewicht > 120 kg



### Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540)  
A9000203550

€ 725,00

25" (ETRTO 559)  
A9000201559

€ 725,00

26" (ETRTO 590)  
A9000203555

€ 725,00



### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540)  
A9000203554

€ 885,00



### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499


24" (ETRTO 540)  
A9000203552

€ 885,00



# Greifringe

x = Maß Greifringanbau!



Greifringanbau:  
allgemein  
 x = 11 mm  
 x = 19 mm

Greifringanbau:  
Curve Greifringe  
 x = 10 mm  
 x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

## Edelstahl Ø 20 mm

- 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205010-004
- 26" Greifring für 26" Rad A9000205010-006



## Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205019-004



## Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 (Grundfarbe bei Zweifarbedesign)

- = Oberfläche glanz
- = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grips nicht empfohlen.

- 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205020-004 € 63,10
- 26" Greifring für 26" Rad A9000205020-006 € 63,10



## Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205030-004 € 152,50
- 26" Greifring für 26" Rad A9000205030-006 € 152,50



## Titan Ø 19 mm

- 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205040-004 € 310,30
- 26" Greifring für 26" Rad A9000205040-006 € 310,30



## Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

- für Greifring 24" A9000205100-004 € 215,20
- für Greifring 26" A9000205100-006 € 215,20

Oberfläche ohne Struktur, kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder Ø 20 mm.



## Ultra-Grip "sehr griffig"

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205070-004 € 372,10
- 26" Greifring für 26" Rad A9000205070-006 € 372,10



## Ergo-Grip

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205080-004 € 377,90
  - 26" Greifring für 26" Rad A9000205080-006 € 377,90
- Anbau an Felge anliegend



## Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm A9000205130-004 € 370,60
- 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L A9000205140-004 € 370,60
- 26" Greifring für 26" Rad H 31 mm, Größe L A9000205140-006 € 370,60



<p><b>Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L <b>€ 375,50</b> A9000205160-004</p> 	<p><b>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) <input type="checkbox"/> = Schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p>Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grips nicht empfohlen.</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm <b>€ 432,40</b> A9000205135-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31mm, Größe L <b>€ 432,40</b> A9000205145-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>€ 432,40</b> H 31 mm, Größe L A9000205145-006</p> 	<p><b>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm Größe L <b>€ 481,40</b> A9000205150-004</p> 
<p><b>Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>€ 492,90</b> A9000205170-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad <b>€ 492,90</b> A9000205170-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>€ 492,90</b> A9000205170-006</p> 	<p><b>Gekko schwarz eloxiert</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>€ 477,30</b> A9000205175-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad <b>€ 477,30</b> A9000205175-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>€ 477,30</b> A9000205175-006</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe</p> 	<p><b>Gekko silber eloxiert</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>€ 488,80</b> A9000205185-004</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe</p> 
<p><b>Gekko S</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>€ 477,30</b> A9000205195-004</p> <p>schwarz eloxiert mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm</p> 	<p><b>Ausstattung ohne Greifring</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A9000205990</p>	

## Speichenschutz

### Finger- und Speichenschutz „transparent“

- für 24" Rad **€ 191,50**  
A9000206300-004
- für 26" Rad **€ 191,50**  
A9000206300-006



## Bereifung

### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)  
A9000204001-004  
Farbe: Schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)  
A9000204000-004
- 25x1" (559-23)  
A9000204000-005
- 26x1" (590-25)  
A9000204000-006  
Farbe: Grau, schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- 24x1" (540-25)  
A9000204010-004  
7,5 bar



### Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

- 24x1" (540-25) **€ 45,50**  
A9000204030-014
- 25x1" (559-25) **€ 45,50**  
A9000204030-015
- 26x1" (590-25) **€ 45,50**  
A9000204030-016  
Farbe: Schwarz  
10 bar



### Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

- 24x1" (540-25) **€ 45,50**  
A9000204030-004  
Farbe: Grau, schwarzwand  
10 bar



### Schwalbe „One“

- 24x1" (540-25) **€ 86,00**  
A9000204123-004  
Farbe: Schwarz  
9 bar



### Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

- 24x1" (540-25) **€ 113,40**  
A9000204201-004  
Farbe: Schwarz  
Nicht in Verbindung mit 18 Speichen-  
Antriebsrad und Spinerger



## Zubehör

### 24" MTB Wechselradsatz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring  
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

A9000203410 € 650,40

24x1,75" Schwalbe "Marathon Plus"  
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



A9000203413 € 650,40

24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“  
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



HINWEIS: Für die Verwendung mit  
Trommelbremse erheben wir einen  
Aufpreis

A9000200004 € 210,60

### Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

A9000200096 € 97,80

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm  
Achsdurchmesser: 12 mm  
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer  
Antriebsrad-Achverschluss „Tetra Clip“  
nicht in Verbindung mit Einhandantrieb



### Arretierbarer Antriebsrad- Achverschluss „Tetra Clip“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000206400 € 153,90

Nicht für Spinergy Antriebsräder



### Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000901100 € 98,30

bis 14 bar



### Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

A9000902100 € 74,60



### Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

A9000902110 € 59,60



### Stockhalter mit Nylon-Becher

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

A9000902310 € 127,00

flexibel



### Beleuchtungsset SIGMA

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

A9000903270 € 99,80

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,  
über Micro USB Buchse aufladbar,  
inkl. Micro USB Ladekabel.  
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



### Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

für 24" Rad  
A9000903530-004 € 71,90  
Ø 76 cm x 2 cm

für 26" Rad  
A9000903530-006 € 71,90  
Ø 83 cm x 2 cm



### Accessoire-Tasche

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000903600 € 70,30

17 cm x 13 cm x 5 cm



Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

## Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO  
ACTIV

A9990000000 € 327,80

Übergabe und Einweisung des  
Rollstuhls durch PRO ACTIV

A9990000006 € 327,80

Anmerkungen und Notizen:

---

### Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 18 - 2023-02-01 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten  = im Grundpreis  = Position gewählt  
Bestellblatt SPEEDY 4all Ergo Rev. 11

### Unterschrift Endkunde / Fachhändler