

SPECIAL COMPACT HT



CODE	BESCHREIBUNG
TR-COMPACT-HT	bis 160 kg Anhängelast Ausstattung: Radgröße 12", programmierbare und anpassbare Elektronik (Software von Triride), 5 Geschwindigkeitsstufen, standardmäßig Fahrgeschwindigkeit bis 6 km/h mit Rückwärtsgang, Scheibenbremse, unterstütztes Ankoppeln, Basis-Tempomat, Display LCD Special mit USB und zylinderförmiger Akku 36V 252 Wh im Standard, Energierückgewinnung beim Bremsen
A9140100100-012	Motorleistung: bei 36V-System 1000W bei 48V-System 1400W
A9140100101-012 (Allroad)	

SANITÄTSHAUS/FIRMENADRESSE:

Kd.-Nr.: _____
 Name: _____
 Adresse: _____
 Tel.: _____
 E-Mail: _____
 ASP: _____

RECHNUNGSADRESSE ABWEICHEND:

Kd.-Nr.: _____
 Name: _____
 Adresse: _____
 Tel.: _____
 E-Mail: _____
 ASP: _____

VERSANDADRESSE ABWEICHEND:

Name: _____
 Adresse: _____

NUTZERDATEN/KOMMISSION:

Name, Vorname: _____
 Adresse: _____
 Tel.: _____
 E-Mail: _____
 Geb.-datum: _____
 Kostenträger: _____
 Indikation: _____

Bitte beachten: Beim Kauf eines Triride in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV	9990000000	☐	€ 250,00
Montage des Rahmenadapters durch PRO ACTIV			
an neubestellten PRO ACTIV Rollstuhl Prod.-Nr.: _____	9990000001	☐	standard
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl Prod.-Nr.: _____	9990000002	☐	€ 135,00
an Fremdprodukt (Kompatibilitätsprüfung und Anbaufreigabe sowie Auslieferung durch den Fachhandel, technischer Anbau durch PRO ACTIV) zzgl. Montagematerial	9990000014	☐	€ 250,00
Übergabe und Einweisung des Zuggerätes durch PRO ACTIV	9990000007	☐	€ 450,00
Montage des Rahmenadapters durch den Fachhandel			
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl Prod.-Nr.: _____ (Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)	9990000008	☐	standard
an Fremdprodukt (Kompatibilitätsprüfung und Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)	9990000005	☐	standard

SPECIAL COMPACT HT TR-COMPACT-HT

Medizinprodukteregister: 1560515

BESTELLUNG ☐

ANGEBOT ☐

DATUM



COMPACT HT

€ 5.245,00 ☐



12" City long life

standard ☐

BS-R-353

12" Cross long life

€ 40,00 ☐

BS-R-297

COMPACT HT ALLROAD


€ 5.300,00 ☐



mit 3.00 - 8 ALL ROAD Reifen

ROLLSTUHLLEIGENSCHAFTEN für Adapterdefinition

Marke
Modell
Durchmesser Vorderrohre mm
Sitzbreite cm
Sitztiefe (b) cm
Abstand von Zehen zum vorderen Rohr (a)* cm
Boden bis Kniehöhe (d) cm
Länge d. gestreckten Arme von der Schulter (c) cm
Neigung der Vorderrohre Grad
Nutzergewicht kg



Fußstütze: Fix ☐ Intern ☐

Abnehmbar ☐ Extern ☐

*Für Rollstühle mit abnehmbarer Fußstütze

☐ Triride Standard-Adapter



standard

☐ Triride Zentraladapter

inkl. Triride Abstellständer BS-O-083
ersetzt Triride Standard-Adapter

BS-C-113

€ 250,00



☐ Kein Triride Adapter - PRO ACTIV
Adapter gewünscht
Auswahl unter der Kategorie "PRO ACTIV
Adapter"

TRIRIDE KONFIGURATION					
Elektronik	BS-O-096	Performance KIT für Autonomie und Sicherheit (IBS+ACC+Bremstaster) (Paket enthält BS-O-101, BS-O-097 und BS-R-366) Position Elektronischer Bremstaster für IBS ☐ li. ☐ re.	☐	€ 225,00	
	BS-O-101	IBS Intelligentes Bremssystem (Intelligent Braking System) Intelligentes Bremssystem mit Einsatz der elektronischen Bremse und Schonung der Scheibenbremsen. Automatische Einstellung des Bremsverhaltens entsprechend eingestelltem Modus und der Geschwindigkeit. Rekuperation. Bedienung über Bremshebel.	☐	€ 90,00	
	BS-O-097	ACC Adaptiver Tempomat (Adaptive Cruise Control) Adaptiver Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit durch Aktivierung der elektronischen Bremse auch bergab. Rekuperation. Bedienung über Taster.	☐	€ 90,00	
	BS-R-366	Elektronischer Bremstaster für IBS ☐ li. ☐ re. Zusätzliche Bedienmöglichkeit des IBS über Taster.	☐	€ 110,00	
	BS-O-113	MDC Fahrkomfortsystem (Motion Direct Control) Innovatives Fahrkomfortsystem - mit nur einer Bedieneinheit das Triride beschleunigen und abbremsen. Beim Loslassen des Gashebels bremsst die elektronische Bremse sofort ab. Bergbrems- und Berganfahrassistent.	☐	€ 145,00	
Spezielle Tetra-Bedieneinheiten Einzelkomponenten	BS-O-175	Mono-Command Hebel für Tetraplegiker ☐ li. ☐ re. "Push&Pull" für Gas & Einzelbremse	☐	€ 425,00	
	BS-O-176	Mono-Command Hebel für Tetraplegiker ☐ li. ☐ re. "Push&Pull" für Gas & Doppelbremse	☐	€ 485,00	
	BS-O-307	Feste vertikale Handstütze	☐	€ 17,00	
	BS-O-308	Winkelverstellbare Verlängerungen für Tetra-Lenker kompatibel mit allen Lenkern bei einigen Tetrakonfigurationspaketen inbegriffen	☐	€ 152,00	
Spezielle Tetra-Bedieneinheiten & Elektronik-Pakete	Tetrakonfigurationspakete finden Sie im extra Bestellblatt "Tetrakonfigurationen". Bitte füllen Sie die entsprechende Konfigurationsseite dieses extra Bestellblatts aus (bitte diesem Bestellblatt beifügen) und tragen Sie zusätzlich die gewünschte Konfigurationsnummer hier ein: Konfiguration Nr. _____ (Preise s. extra Bestellblatt)			☐	
Akku	BS-R-369	Akku 36 V 7 Ah 252 Wh Reichweite bis zu 30 km	☐	standard	
	BS-R-368-S	Akku 48 V 5,2 Ah 249,6 Wh Reichweite bis zu 30 km	☐	€ 120,00	
	BS-R-395-S	Akku 48 V 10,5 Ah 504 Wh Reichweite bis zu 50 km	☐	€ 220,00	
Display LCD	BS-C-077	Display LCD Special mit USB 2,6" LCD-Display mit USB-Anschluss		☐	standard
	BS-C-078	Display LCD Color USB 4,3" LCD-Farb-Display mit USB-Anschluss		☐	€ 55,00
Lenker	BS-O-246	Gerader Lenker		☐	standard
	BS-O-208	Ergonomischer Tetra-Lenker "Zoom" Standard bei Tetrakonfigurationspaketen		☐	standard
	BS-O-107	Ergonomischer Lenker		☐	standard
Lenkerverbindung	BS-O-222	Einstellbare Lenkerverbindung 110 mm		☐	standard
	BS-O-220	Einstellbare Lenkerverbindung 130 mm		☐	standard
	BS-O-185	Einstellbare Lenkerverbindung 160 mm		☐	€ 84,00
	BS-O-211	Einstellbare Lenkerverbindung 190 mm		☐	€ 84,00

Gashebel	BS-R-299	Daumengas		☐ li.	☐ re.	☐	standard
	Links:S-R-329 Rechts:S-R-328	Ergonomischer Gashebel		☐ li.	☐ re.	☐	standard
	S-R-333	Gasdrehgriff		☐ li.	☐ re.	☐	€ 40,00
Bremsen	Links:S-R-331 Rechts:S-R-306	Einzelne mechanische Scheibenbremse		☐ li.	☐ re.	☐	standard
	BS-O-218	Mechanische Scheibenbremse - doppelter Bremssattel				☐	€ 148,00
	Links:BS-O-274 Rechts:BS-O-275	Einzelne hydraulische Scheibenbremse		☐ li.	☐ re.	☐	€ 128,00
	BS-O-194	Hydraulische Scheibenbremse - doppelter Bremssattel				☐	€ 295,00
Rahmenfarbe	BS-O-078	Neutral (Titanstahlfarbe)				☐	standard
	BS-O-217-N	Schwarz RAL 9005				☐	€ 145,00
	BS-O-217-W	Weiß RAL 9003				☐	€ 145,00
	BS-O-217-A	Orange RAL 2004				☐	€ 145,00
Schutzblechfarbe	BS-O-245	PP Schwarz nicht möglich bei COMPACT HT ALLROAD				☐	standard
	BS-O-169	PP Orange nicht möglich bei COMPACT HT ALLROAD				☐	standard
	BS-O-215	Composite Carbon bei COMPACT HT ALLROAD im Standard bei COMPACT HT als Aufpreis-Position				☐	€ 103,00
Dreieckige Griffschrauben	BS-O-301	Dreieckige Griffschrauben - Schwarz				☐	standard
	BS-O-127	Dreieckige Griffschrauben - Orange				☐	standard
Hebelgriffschrauben	BS-R-330	Hebelgriffschrauben				☐	standard

Zusätzlicher Triride-Adapter für einen zweiten Rollstuhl

Triride Standard-Adapter

☐

Der Preis setzt sich aus den Adapterrahmen, -armen und -klemmen für den jeweiligen Rollstuhl zusammen. Preismitteilung erfolgt über ein Angebot für den angegebenen Rollstuhl.

Marke: _____ Modell: _____

Durchmesser Vorderrohre _____ mm

Sitzbreite _____ cm

Sitztiefe (b) _____ cm

Abstand von Zehen zum vorderen Rohr (a) _____ cm

Boden bis Kniehöhe (d) _____ cm

Länge der gestreckten Arme von der Schulter (c) _____ cm

Neigung der Vorderrohre _____ Grad



Fußstütze

☐

Fix (Rohr der Fußstütze verläuft in den Rollstuhlrahmen)

☐

Intern (der größte Teil der Fußbrettauflage ist innerhalb des Rollstuhl-Rahmens)

☐

Abnehmbar (Rohr der Fußstütze läuft parallel zu den Rollstuhlrahmen-Vorderrohren)

☐

Extern (der größte Teil der Fußbrettauflage ist vor dem Rollstuhl-Rahmen)

☐

Triride Zentraladapter

inkl. Triride Abstellständer BS-O-083 ersetzt Triride Standard-Adapter

BS-C-113 € 250,00


☐

Kein Triride Adapter - PRO ACTIV Adapter gewünscht
Auswahl unter der Kategorie "PRO ACTIV Adapter"

ZUBEHÖR				
Zweiter Akku 36 V 7 Ah 252 Wh (Doppelakkuhalterung muss separat gewählt werden)		BS-R-369	☐	€ 598,00
Zweiter Akku 48 V 5,2 Ah 249,6 Wh (Doppelakkuhalterung muss separat gewählt werden)		BS-R-368	☐	€ 713,00
Zweiter Akku 48 V 10,5 Ah 504 Wh (Doppelakkuhalterung muss separat gewählt werden)		BS-R-395	☐	€ 828,00
Doppelakkuhalterung mit Umschaltfunktion		BS-R-294	☐	€ 173,00
				
Triride Abstellständer mit Rangierrollen In Kombination mit Triride Adapter nutzbar.		BS-O-083	☐	€ 120,00
				
Rückspiegel ☐ li. ☐ re.		BS-O-229	☐	€ 29,00
				
Anhänger Durchmesser der Hinterachse ____ mm** (**Für Rollstühle mit festem Rahmen benötigt)		BS-O-251	☐	€ 295,00
				
Lenkerkorb		B-O-211	☐	€ 87,00
				
Triride-Transporttasche		BS-O-213	☐	€ 155,00
				
Klemmanschlag für Adaption		BS-O-114	☐	€ 15,00
				
ANMERKUNGEN, NOTIZEN & HINWEISE				
Anmerkungen und Notizen:				

PRO ACTIV Adapter & Abstellständer			AB-Nr.:
			(wird von PRO ACTIV eingetragen)
Adapteranbau-Paket 	A9140700000	PRO ACTIV Adapteranbau-Paket für Triride Zuggeräte bestehend aus Lenkkopf-Feststellung und Andockplatte montiert am Triride Zuggerät. Dieses Paket muss bestellt werden, wenn Sie einen PRO ACTIV Adapter für Ihr Triride nutzen möchten. - Sollten Sie <u>bereits einen PRO ACTIV Adapter besitzen</u> , können Sie dieses Paket bestellen und Ihren bestehenden PRO ACTIV Adapter nutzen. Die Lenkkopf-Feststellung muss in diesem Fall an Ihrem bestehenden Adapter montiert werden. - Wenn Sie <u>bisher noch keinen PRO ACTIV Adapter besitzen</u> , müssen Sie dieses Anbaupaket und einen der nachfolgend aufgeführten Adapter auswählen. Die Lenkkopf-Feststellung wird dann schon montiert an den Adapter mitgeliefert.	☐ € 240,00
	A9110700141	SPEEDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“ mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme Farbe: Schwarz	☐ € 407,90
PRO ACTIV Zentraladapter 	A9110701300	TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“ mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus Farbe: Schwarz	☐ € 436,00
	A9110701400	BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“ mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen Farbe: Schwarz	☐ € 407,90
PRO ACTIV Frontadapter 	A9110701500	Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung & „Quick-Snap-Adaption“ Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau Anbausituation bei PA Produkten: Rahmenvorbau G-From von SB 31 cm bis 54 cm Rahmenvorbau V-From von SB 30 cm bis 50 cm <u>Bitte Rohrdurchmesser wählen, s. ein paar Zeilen weiter unten.</u>	☐ € 464,70
	A9199701510	Rollstuhl-Frontadapter Heavy Duty > 120 kg - 200 kg mit Universalklemmung & „Quick-Snap-Adaption“ Adapter mit verstärkter Doppelrohr-Lenkkopfbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Nutzergewicht >120kg-200kg Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau Anbausituation bei PA Produkten: Rahmenvorbau G-From von SB 31 cm bis 54 cm Rahmenvorbau V-From von SB 30 cm bis 50 cm <u>Bitte Rohrdurchmesser wählen, s. nachfolgende Zeilen.</u>	☐ € 596,20
	A9110701525	Rohrdurchmesser 23-27 mm	☐
	A9110701530	Rohrdurchmesser 28-32 mm	☐
	A9110701535	Rohrdurchmesser 33-37 mm	☐
Adapteroptionen für funktionseingeschränkte Nutzer	A9110700004	Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern. Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter.	☐ € 82,00
	A9110700005	Hebelverlängerung Excenterverschluss für Quick Snap Anbindung Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra.	☐ € 58,10
	A9110700002	Adaptionshilfe Zentrierzapfen um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.	☐ € 43,40
Abstellständer in Verbindung mit Adapter	A9140900000	PRO ACTIV Abstellständer mit gefederten Rangierrollen Nur in Kombination mit PRO ACTIV Adapteranbau-Paket und PRO ACTIV Adapter nutzbar.	☐ € 220,00



OPTIONEN FÜR HÖHERE GESCHWINDIGKEITEN

Geschwindigkeits- freischaltung	A9130900101	Freischaltung max. Speed 15 km/h Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO! Empfehlung: Nutzung "Hydraulische Bremse - doppelter Bremssattel" BS-0-194 Nur mit der Unterschrift beim rechtlichen Hinweis auslieferbar.	☐	€ 112,30
	A9140900106	Freischaltung max. Speed 20 km/h bzw. 24 km/h 20 km/h bei Akku mit 36V 24 km/h bei Akku mit 48V Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO! Empfehlung: Nutzung "Hydraulische Bremse - doppelter Bremssattel" BS-0-194 Nur mit der Unterschrift beim rechtlichen Hinweis auslieferbar.	☐	€ 112,30

RECHTLICHER HINWEIS für die Zuggeräte von Triride

Ausstattung mit einer programmierten Maximalgeschwindigkeit von 6km/h:

PRO ACTIV liefert das Triride mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 6km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des Triride in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr ohne Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h mit erteilter Einzelbetriebserlaubnis:

PRO ACTIV liefert das Triride mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 15km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des Triride in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr mit einem Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer zusätzlichen, freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h, 20km/h bzw. 24km/h:

Optional kann eine zweite Geschwindigkeitsstufe mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 20km/h bzw. 24km/h bestellt werden. Diese Geschwindigkeitsstufe kann über einen „Schlüsselschalter“ am Steuerungsgehäuse mit einem separaten, abziehbaren Schlüssel freigeschaltet werden. PRO ACTIV weist darauf hin, dass die Nutzung des Triride in dieser zusätzlichen Geschwindigkeitsstufe nur in Verbindung mit einer Einzelbetriebserlaubnis (15km/h) bzw. mit 20 oder 24km/h in bestimmten Ländern im Straßenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist. Ohne Versicherungskennzeichen und Betriebserlaubnis ist das Fahren des Triride mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 20 bzw. 24km/h in Deutschland auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. Auch eine Benutzung auf Radwegen ist nach der Straßenverkehrsordnung nicht gestattet. PRO ACTIV weist außerdem darauf hin, dass der Betrieb des Triride mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 20 bzw. 24km/h, ohne Betriebserlaubnis, auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen in Deutschland einen Verstoß gegen die Versicherungspflicht gem. § 1 Pflichtversicherungsgesetz darstellt und sich der Nutzer in einem solchen Fall gem. § 6 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz strafbar macht.

Bitte bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben.

Bestätigung der Kenntnisnahme und Beachtung der Vorschriften:

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass das Triride mit einer freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 20 bzw. 24km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung nur auf Privatgelände betrieben werden darf und von mir im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland nur mit einer gültigen Betriebserlaubnis betrieben wird. Sofern ich das Triride mit der Ausstattung einer zweiten freischaltbaren Geschwindigkeitsstufe von 15km/h oder 20 bzw. 24km/h in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.

Kundenname in Druckbuchstaben

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und
Versandkosten.

Ort, Datum Unterschrift (Endkunde)