



WHEEL-E

bis 150 kg Anhängelast und 10 kg Zuladung,
ausgestattet mit:

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- Anzeige-Display für Fahrtgeschwindigkeit, Unterstützungsstufe und Ladestandanzeige
- Fahrgeschwindigkeit bis 6 km/h mit Rückwärtsgang, regelbar über Fahrtsignalgeber rechts
- mit hydraulischem Scheibenbremssystem und zusätzlicher mechanischer Scheibenbremse mit Feststellfunktion
- Abstellständer mit Rangierrollen
- Lenker, befestigt am winkelverstellbaren Vorbau
- Sigma LED Akku-Beleuchtungsset mit Front- u. Rücklicht
- Klingel
- Antriebsrad 20" (ETRTO 406), Felge schwarz
- Antriebseinheit schwarz

„Der kraftvolle, leistungsstarke
Antrieb für Anspruchsvolle“

Steigfähigkeit bis 15%

A9130100031-020

€ 6.400,00

Bitte beachten: Beim Kauf eines WHEEL-E in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Bremssystem

Feststellscheibenbremse, Rasthebel rechts am Lenker montiert

A9130300106 € 153,40

Nicht in Verbindung mit Doppelten Scheiben-Bremssystem

Doppeltes Scheiben-Bremssystem „Magura“ Bremsscheibe Ø 203 mm

A9130300105 € 193,20

Empfohlen ab 80 kg Anhängelast
und starkem Gefälle, Brems- Feststellfunktion
über Arretierbügel



Akkus und Zubehör

Akku 48V 10,5Ah 504Wh

A9130900016

Reichweite: ca. 25-45 km
Montage des Akkus rechts, Ausgleichsgewicht
links montiert



Doppelakku 48V 10,5Ah 504Wh

A9130900017 € 1.483,50

Reichweite: ca. 50-90 km
mit Wechselsteckverbindung über
Magnetstecker an der Lenksäule positioniert
inkl. 2. Ladegerät



Freischaltung max. Speed 15 km/h

A9130900101 € 138,00

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des
Geltungsbereichs der StVZO

Freischaltung max. Speed 24 km/h

A9130900106 € 138,00

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des
Geltungsbereichs der StVZO

Technische Fahrzeug-Abnahme nach StVZO, Einzelbetriebserlaubnis

A9125900003 € 375,00

für el. Krankenfahrstuhl mit 15 km/h zul.
Höchstgeschwindigkeit, nach StVZO,
beinhaltet:

- Freischaltung max. Speed 15 km/h
- Abnahmegebühr TÜV
- Anmeldegebühr RP Tübingen
- Erstellen der Fahrzeugpapiere

Ausstattungspaket für StVZO
Art.Nr. A9130900000 erforderlich.

Fahrzeug-Abnahme im Werk bei
PRO ACTIV nur in Verbindung mit einem PRO
ACTIV Rollstuhl möglich.

Bitte den RECHTLICHEN HINWEIS auf Seite 8
beachten.



Technisches Ausstattungspaket zur Erlangung der Einzelbetriebserlaubnis

A9130900000 € 569,30

für el. Krankenfahrstuhl mit 15 km/h zul.
Höchstgeschwindigkeit, nach StVZO,
beinhaltet:

- LED Frontscheinwerfer vom Akku versorgt
(A9130900004)
- Rückspiegel links (A9130900002)
- Freischaltung max. Speed 15 km/h
- Hupe
- Beleuchtungsträger für Rollstuhl zur
Befestigung am Rückenbügel mit
Kennzeichenhalter, Heckmarkierungstafel nach
ECE-R69 und 2 Rückleuchten inkl.
Rückstrahler mit Versorgung über Akku.
Bequemes anstecken der Rückleuchten über
Magnetstecker an der Antriebseinheit

Bitte den RECHTLICHEN HINWEIS auf der
letzten Seite beachten.



Bereifung

20x2,25" Schwalbe „Jumpin´Jack“

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht. Alternativ: Schwalbe „Smart Sam“)

A9130105131
(ETRTO 406-57)



20x2,35" Schwalbe „Smart Sam“

A9117105101
(ETRTO 406-60)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 3,5



20x2,40" Schwalbe „Super Moto-X“

A9130105132
(ETRTO 406-62)
Pannenschutzlevel 6

€ 27,40



20x4,0" Bereifung BFT

A9130105130 € 41,90
(ETRTO 406-100)
Profilreifen, Fat Tire




Lenker

Lenksäule

A9130600001
Lenksäulenlänge 220 mm

A9130600002
Lenksäulenlänge 280 mm

A9130600003
Lenksäulenlänge 340 mm
verstellbar im Winkel über geklemmten
Drehpunkt an der Gabelbrücke



Zubehör

SKS Schutzblech

A9130500003
abnehmbar



Schutzblech MX Farbe: Orange

A9130500002
fest montiert

€ 78,20



Schutzblech MX Farbe: Schwarz

A9130500004
fest montiert

€ 78,20




<p>Alu-Gepäckträger „cargo systems“</p> <p><input type="checkbox"/> A9110903290 € 179,70</p> <p>Farbe: Schwarz Max. Belastungsgewicht 10 kg auf der Beladeplattform, max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen bei niedrigerer Belastungshöhe.</p> 	<p>Flaschenhalter inkl. Trinkflasche</p> <p><input type="checkbox"/> A9130900001 € 22,70</p> <p>an der Akkuhalteschiene links montiert Nicht in Verbindung mit Doppelakku</p> 	<p>LED Frontscheinwerfer</p> <p><input type="checkbox"/> A9130900004 € 116,00</p> <p>Versorgung des LED Frontscheinwerfers über den Akku des Antriebssystems. Rücklicht als Stecklicht mit Batterie-Versorgung. Beleuchtungsset entfällt.</p>
--	---	---

<p>Rückspiegel links</p> <p><input type="checkbox"/> A9130900002 € 88,80</p>	<p>Rückspiegel rechts</p> <p><input type="checkbox"/> A9130900003 € 88,80</p>	
--	---	--

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

<p>Drehgasgriff Triride</p> <p><input type="checkbox"/> A9130200019 € 44,40</p> <p>Anstelle des Daumengas - Gashebels wird der Drehgasgriff verbaut. Montage rechts am Lenker.</p> 	<p>Gashilfe für WHEEL-E</p> <p><input type="checkbox"/> A9130200017 € 26,70</p> <p>Werkzeuglos klemmbar am Drehgasgriff des WHEEL-E</p> 	<p>Gasbetätigung Tetra</p> <p><input type="checkbox"/> A9130400100 € 327,80</p> <p>rechts</p> 
--	--	--

<p>Bremsbetätigung Tetra</p> <p><input type="checkbox"/> A9130400101 € 357,70</p> <p>Bremsbetätigungsseite links, mit Bremsbetätigung über Drehfunktion mit Handauflage</p> 	<p>Brustgurt zur Oberkörperfixierung</p> <p><input type="checkbox"/> Größe S (105 cm) A9000800016 € 220,80</p> <p><input type="checkbox"/> Größe M (125 cm) A9000800013 € 220,80</p> <p><input type="checkbox"/> Größe L (145 cm) A9000800014 € 220,80</p> <p><input type="checkbox"/> Größe XL (165 cm) A9000800017 € 220,80</p> <p>bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche. Farbe: Schwarz</p> 	<p>Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700004 € 98,90</p> <p>um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter</p>
--	---	--

<p>Sicherung Hebelverlängerung mittels Sicherungsbolzen</p> <p><input type="checkbox"/> A9199000084 € 82,90</p> <p>Nur verwendbar für die Hebelverlängerung der Schnellspannklammer.</p>	<p>Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung</p> <p>Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700005 € 70,30</p> <p>Gerade Ausführung nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700006 € 70,30</p> <p>Gebogene Ausführung nur in Verbindung mit Frontadapter</p> 	<p>Adaptionshilfe Zentrierzapfen</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700002 € 52,40</p> <p>um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern</p> 
<p>Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort</p> <p><input type="checkbox"/> A9110900004 € 55,90</p> <p>mit längerem Betätigungshebel und reduzierter Federkraft</p>		
<p>Rahmenadapter</p>		
<p>SPEEDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“</p> <p>mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme Farbe: Schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700141 € 492,50</p> <p>Heavy Duty Ausführung</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700143 € 623,90</p> <p>bis zu einem max. Körpergewicht von 200 kg</p> 	<p>TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701300 € 526,70</p> <p>mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus Farbe: Schwarz</p> 	<p>BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701400 € 492,50</p> <p>mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen Farbe: Schwarz</p> 
<p>Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701500 € 561,10</p> <p>Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau</p>	<p>Rollstuhl-Frontadapter Heavy Duty > 120 kg - 200 kg mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“</p> <p><input type="checkbox"/> A9199701510 € 813,80</p> <p>Adapter mit verstärkter Doppelrohr-Lenkkopfbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Nutzergewicht > 120 kg – 200 kg Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau</p>	
<p>Bitte nachfolgend Auswahl treffen:</p>		
<p><input type="checkbox"/> A9110701525 Rohrdurchmesser 23-27 mm</p> <p>Anbausituation bei PA Produkten: Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm</p> <p>BITTE BEACHTEN: Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert.</p>	<p><input type="checkbox"/> A9110701530 Rohrdurchmesser 28-32 mm</p>	<p><input type="checkbox"/> A9110701535 Rohrdurchmesser 33-37 mm</p>

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

A9199701507 € 101,00

rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion
Nur in Verbindung mit Frontadapter



Rollstuhlabhängiges Zubehör


Verlängerte Bike-Platte

Für SPEEDY A1 / A2 A9110100100-002 € 352,20

Für BUDDY A9110100100-003 € 352,20

Für TRAVELER A9110100100-001 € 352,20

4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

Für SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you A9110102001 € 537,50

abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
4° / 6° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

Für SPEEDY F2 / F4 A9015100005 € 677,30

mit durchgehendem Achsrohr, Höheneinstellung über Verzahngelenk in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV geprüft werden.

Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte möglich.
Bis 120 kg Anhängelast.



Vorsatzbremse

A9125500120 € 145,20

als Berganfahrhilfe mit Rückrollsicherung, kompatibel zur Montage in Kombination mit der Rollstuhl Kniehebelbremse.
Notwendig für WHEEL-E mit 15 km/h Einzelbetriebserlaubnis.

Zur Kombination mit Radstandsverlängerung ist zusätzlich der Artikel A9000700000 / A9000700173 Halteleisten Verstellbereich 295 mm erforderlich



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 € 327,80

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000007 € 540,50

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

A9990000009 € 667,00

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

- 7 - 2023-02-01 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten = im Grundpreis enthalten = Position erforderlich
Bestellblatt WHEEL-E Rev. 19

RECHTLICHER HINWEIS für das Zuggerät WHEEL-E

Ausstattung mit einer programmierten Maximalgeschwindigkeit von 6km/h.

PRO ACTIV liefert das WHEEL-E mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 6km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des WHEEL-E in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr ohne Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h mit erteilter Einzelbetriebserlaubnis

PRO ACTIV liefert das WHEEL-E mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 15km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des WHEEL-E in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr mit einem Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer zusätzlichen, freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 24km/h. Optional kann eine zweite Geschwindigkeitsstufe mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 24km/h bestellt werden. Diese Geschwindigkeitsstufe kann über einen „Schlüsselschalter“ am Steuerungsgehäuse mit einem separaten, abziehbaren Schlüssel freigeschaltet werden. PRO ACTIV weist darauf hin, dass die Nutzung des WHEEL-E in dieser zusätzlichen Geschwindigkeitsstufe nur in Verbindung mit einer Einzelbetriebserlaubnis (15 km/h) bzw. mit 24 km/h in bestimmten Ländern im Straßenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist. Ohne Versicherungskennzeichen und Betriebserlaubnis ist das Fahren des WHEEL-E mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h in Deutschland auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. Auch eine Benutzung auf Radwegen ist nach der Straßenverkehrsordnung nicht gestattet. PRO ACTIV weist außerdem darauf hin, dass der Betrieb des WHEEL-E mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h, ohne Betriebserlaubnis, auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen in Deutschland einen Verstoß gegen die Versicherungspflicht gem. § 1 Pflichtversicherungsgesetz darstellt und sich der Nutzer in einem solchen Fall gem. § 6 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz strafbar macht.

Bitte bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben.

Bestätigung der Kenntnisnahme und Beachtung der Vorschriften:

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass das WHEEL-E mit einer freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung nur auf Privatgelände betrieben werden darf und von mir im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland nur mit einer gültigen Betriebserlaubnis betrieben wird. Sofern ich das WHEEL-E mit der Ausstattung einer zweiten freischaltbaren Geschwindigkeitsstufe von 15 km/h oder 24 km/h in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.

Kundenname in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)