



☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend (siehe unten)**

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

LIFT solid

mit mechanischer Sitzhöhenverstellung

Durch die einfache, manuelle und stufenlose Verstellung der Sitzhöhe mit Hilfe von Gasdruckfedern wird die gewünschte Arbeitshöhe erreicht. Mit nur wenig Muskelkraft liftet der Sitz bis zu 30 cm nach oben.

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

HMV Pos.Nr.: 18.99.06.2001

A9060100000* € 7.500,00

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Grundmaße

Körpermaße:


Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg


Unterschenkelänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich.



Rollstuhlmaße:



Sitzbreite **SB**

☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40
☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46
Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:					
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	
☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50		

Sitztiefe **ST**

Rahmengröße 1		Rahmengröße 2			Rahmengröße 3		
☐ 35	☐ 36	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 44	☐ 45	☐ 46
☐ 37	☐ 38	☐ 42	☐ 43		☐ 47	☐ 48	
Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:							
☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ 32
☐ 33	☐ 34						

Rückenhöhe **RH**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	

Unterschenkelänge
USL

☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40
☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	
Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:						☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24
						☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29

Sitzhöhe hinten
SHh

☐ 42	☐ 45
-----------------------------	-----------------------------

Sitzhöhe vorne
SHv

bei 4" Lenkrad:	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50
bei 5" Lenkrad:	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52
bei 6" Lenkrad:	☐ 48	☐ 50	☐ 52	☐ 54

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen! Sondermaße auf Anfrage möglich.

Rahmenfarbe - Einfarbdesign		
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php		
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette		
Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben		
☒ A9000100170-000		
Pulverfarben		
Weiß RAL 9016 ☒ glanz A9000100170-023 ☐ matt A9000100170-123 € 40,10	Brillant Silber ☒ glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016 ☒ glanz A9000100170-001 ☐ matt A9000100170-101 € 40,10
Schwarz RAL 9005 ☒ glanz A9000100170-003 ☐ matt A9000100170-019 € 40,10	Rein Orange RAL 2004 ☒ glanz A9000100170-022 ☐ matt A9000100170-122 € 40,10	Pink Magenta RAL 4010 ☒ glanz A9000100170-037 ☐ matt A9000100170-137 € 40,10
Pastellblau RAL 5024 ☒ glanz A9000100170-036 ☐ matt A9000100170-136 € 40,10	Lemon Green ☒ glanz A9000100170-005 ☐ matt A9000100170-105 € 40,10	Gelb RAL 1023 ☒ glanz A9000100170-046 ☐ matt A9000100170-146 € 40,10
Rot RAL 3001 ☒ glanz A9000100170-047 ☐ matt A9000100170-147 € 40,10	Lagoon Blue ☒ glanz A9000100170-052 ☐ matt A9000100170-152 € 40,10	Athletic Grey ☒ glanz A9000100170-050 ☐ matt A9000100170-150 € 40,10
Muddy Grey ☒ glanz A9000100170-051 ☐ matt A9000100170-151 € 40,10		
Pulverfarben „Dormant“		
Tiefschwarz Effekt Silber ☒ glanz A9000100170-007	Sky Blue ☒ glanz A9000100170-017	Marine Blau ☒ glanz A9000100170-045 ☐ matt A9000100170-145 € 40,10
Electric Green ☒ glanz A9000100170-015 ☐ matt A9000100170-115 € 40,10	Violett ☒ glanz A9000100170-044	Fire Red ☒ glanz A9000100170-018 ☐ matt A9000100170-118 € 40,10
Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“		
€ 323,20		
Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-500 ☐ matt A9000100170-501	Café ☐ glanz A9000100170-520 ☐ matt A9000100170-521	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-504 ☐ matt A9000100170-505
Pearl (Perlmutter-Weiß) ☐ glanz A9000100170-524 ☐ matt A9000100170-525	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-526 ☐ matt A9000100170-527	Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-522 ☐ matt A9000100170-523
Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-514 ☐ matt A9000100170-515	Mint ☐ glanz A9000100170-528 ☐ matt A9000100170-529	Chili ☐ glanz A9000100170-516 ☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)

€ 248,30

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016 ☐ A9000100170-200	Brillant Silber ☐ A9000100170-201	Anthrazit RAL 7016 ☐ A9000100170-202
Schwarz RAL 9005 ☐ A9000100170-203	Pastellblau RAL 5024 ☐ A9000100170-206	Lemon Green ☐ A9000100170-207
Gelb RAL 1023 ☐ A9000100170-208	Lagoon Blue ☐ A9000100170-212	Athletic Grey ☐ A9000100170-210
Muddy Grey ☐ A9000100170-211		

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005 ☐ glanz A9000100170-259 ☐ matt A9000100170-260	Lemon Green ☐ glanz A9000100170-250 ☐ matt A9000100170-251	Chili ☐ glanz A9000100170-253 ☐ matt A9000100170-254
Rein Orange RAL 2004 ☐ glanz A9000100170-255 ☐ matt A9000100170-256	Café ☐ glanz A9000100170-278 ☐ matt A9000100170-279	Mint ☐ glanz A9000100170-286 ☐ matt A9000100170-287
Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-274 ☐ matt A9000100170-275	Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-264 ☐ matt A9000100170-265	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-266 ☐ matt A9000100170-267
Pearl (Perlmutter-Weiß) ☐ glanz A9000100170-282 ☐ matt A9000100170-283	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-284 ☐ matt A9000100170-285	Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-280 ☐ matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Die Anbauteile werden immer in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen
☐ Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock
☒ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹

☐ Rein Orange RAL 2004
A9000100171-022
€ 193,10

☐ Weiß RAL 9016
A9000100171-023
€ 193,10

☐ Rahmenfarbe
A9000100171-999
€ 230,80

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe)
A9000100171-998
€ 267,10
Farbe: _____
A9000100170-

Lenkrad: 5“ Alu-Felge² (3-Speichen-Design)

☐ Rein Orange RAL 2004
A9000100174-022
€ 44,40

☐ Weiß RAL 9016
A9000100174-023
€ 44,40

☐ Rahmenfarbe
A9000100174-999
€ 69,50

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe)
A9000100174-998
€ 80,60
Farbe: _____
A9000100170-

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung
Auswahl aus RAL Farbpalette
☐ A9000100170-100
€ 383,10

Glanzgrad
☐ glanz
☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile nicht in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A9000501200 oder gute Dämpfung A9000501210

- 4 - 2023-02-01 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten

☐ im Grundpreis


☒ Position gewählt

Bestellblatt Farben LIFT Rev. 09

Rahmen


Rahmenvorbau G-Form

☒ A9060100010-K*
Kniewinkel 105°



Rahmenvorbau V-Form

☒ A9060100020-K*
Kniewinkel 105°
Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form
 $x = SB - (0,25 \times USL + 6 \text{ cm})$



Individuelle Anfertigung

Nach Anfrage und Prüfung

Sitzbreite und Sitztiefe
HMV Pos.Nr. 18.99.99.2001

☐ A9060100100-K € 1.155,30

Sitzbreite 30 - 34 cm
und / oder
Sitztiefe 25 - 34 cm
ggf. mit Vorverlagerung der Rückenlehne

Sitzbreite 47 - 50 cm
HMV Pos.Nr. 18.99.99.2001

☐ A9060100200-K € 1.137,40

Unterschenkellänge 20 - 29 cm

☐ A9060100300-K € 219,70
nur für durchgehenden Fußbügel

Schiebegriffe

Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

☐ A9000401051-K € 120,60
gerade.

Auch mit Lordosewölbung möglich:

- ☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm



Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

☐ A9000401050 € 120,60
ab RH 23 cm



Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

☐ A9000401076 € 223,60
abschraubbar




Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401060 € 200,10

Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Anpassrücken
ab RH 43 cm bei Rückenschale
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401075 € 344,80

stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert
Bis SB 42 cm oder Körpergewicht 95 kg,
nicht in Verbindung mit Armauflage
abschwenkbar



Rückenlehne

Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

☒ A9060400011
7-fach winkel-verstellbar,
mit integrierten Aluminium-Seitenteilen



Rückenrohr mit Lordosewölbung

☐ A9000400005-K € 105,80

- ☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm



Rückenausstattung

Anpassrücken und Rückenpolster

☐ A9000802010-K
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Rückenerhöhung + 3 - 5 cm

☐ A9000802100 € 144,40

zu Rückenhöhe Nennmaß
Nur in Kombination mit höhenverstellbaren
Schiebegriffen



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

☐ A9000802011 € - 53,00
Ausstattung mit Rückenquerbügel


Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale siehe
separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“



Sitzbespannung


Body Contour

☐ A9000801025-K



Offenes Gurtsystem

☐ A9000801010-K € 71,10





Ausstattung ohne Sitzbespannung

☐ A9000801050



Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805180-K* € 106,60

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000800300-K* € 148,00

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm
A9000805204-K* € 276,20

☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000805200-K* € 401,90

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm
A9000800311-K* € 326,50

☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000800310-K* € 443,70

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm
☐ 6 cm

Bezugsstoff:

☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ _____

Kissenhöhe _____ cm

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Hubmechanismus

Mechanische Sitzhöhenverstellung um 30 cm

☐ A9060300100-K*
über Gasdruckfedern bis max. 2x1200 N
bis ca. 100 kg

Mechanische Sitzhöhenverstellung um 30 cm

☐ A9060300200-K* € 910,80
über Gasdruckfedern bis max. 4x900 N
ab ca. 100 kg
inkl. Hebelverlängerung

Armstützen

Armstütze mit Aluminium-Griffbügel

☐ A9060400100-K*

Armstütze mit Armpolster 25 cm lang

☐ A9060400200-K* € 153,30

Armstütze mit Armpolster 38 cm lang

☐ A9060400300-K* € 182,20

Auslösung

Auslösemechanik der Hubfunktion

☐ an der Armstütze
befestigt
A9060403040
☐ rechts
☐ links

Hinweis: Die Auslösemechanik ist nur rechts
ODER links möglich

Hebelverlängerung für Auslösemechanik mit schwenkbarer Griffleiste

☐ A9060403440-K € 162,00

Auslösemechanik, zusätzlich mit Druckplatte ausgestattet

☐ A9060403450 € 295,10

für Kraftunterstützung der Fingerfunktion
nicht in Verbindung mit Armpolster

Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen.

Antriebsradplatte

☐ A9060201100
Sitzhöhe hinten ca. 45 cm
(bei 24" Rad)

Antriebsradplatte abgesenkt


☐ A9060201120-K € 241,20
Sitzhöhe hinten ca. 42 cm
(bei 24" Rad)

Verlängerte Antriebsradplatte

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0409

☐ A9060201110-K € 270,00

Radstandverlängerung um 7,5 cm



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

☒ A9060202000

Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

☐ A9060201200* € 465,00

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")

Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

☐ E35/E36 (aktuelle Modelle) € 465,00
A9060201230*

☐ E25/E26 (Vorgängermodelle bei Wiedereinsatz) € 465,00
A9060201220*

Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8 mm (2") und Drehmomentstütze e-fix.

Wir empfehlen den e-fix-Anbau bei Fa. Alber durchführen zu lassen, da eine zusätzliche Sicherheitsschaltung gemäß den Alber-Einbaurichtlinien notwendig ist.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend" eintragen)

☐ Fachhändler

Bremssystem

Kniehebelbremssystem

☐ A9060701010
hinten an den Armstützen montiert



Kniehebelbremssystem tief montiert

☐ A9060701015 € 144,40
Bremshalteschiene an der Radplatte montiert, Bremshebel gerade Ausführung



Zweifaches Kniehebelbremssystem

☐ A9060701020 € 345,00
Eine Bremse hinten an der Armstütze montiert sowie eine weitere Bremse vorne an der Radplatte mit langem Bremshebel in gerader Ausführung montiert

Fußstütze

Fußbügel durchgehend

☐ A9016601010-K*
mit Rohr-Auflagebügel, höhenverstellbar +/- 3 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602005-K* € 265,70
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel ab USL 40 cm
nur bei V-Form und Rahmengröße 3 möglich
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602010-K* € 284,70
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und 20 mm Betätigungshebel ab Rahmengröße 2 ab USL 42 cm bei V-Form ab SB 38 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußstütze mittig geteilt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016603200-K € 311,40

mit gummierter Fußbrettauflage,
höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar,
nach außen schwenkbar und seitlich
hochklappbar
inkl. Rahmenverstärkung
bei V-Form ab SB 40 cm

**Fußstütze „Swing Away“**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016604100-K € 374,20

mit gummierter Fußbrettauflage,
mittig geteilt, seitlich abschwenkbar,
abnehmbar, hochklappbar, höhenverstellbar,
winkelverstellbar
inkl. Rahmenverstärkung
ab USL 34 cm

**Rahmenvorbau abnehmbar, abschwenkbar mit geteilter Fußstütze**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9065630000-K € 782,00

höhenverstellbar, mit gummierter Auflage
nur bei G-Form
ab 100 kg Nutzergewicht nur auf Anfrage und
nach Prüfung

**Zubehör Fußstütze****Fußbrettauflage gummiert**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610000-K € 116,40

verschraubt, winkelverstellbar
Tiefe: 14 cm

**Fußbrettseitenanschlag**☐ A9000610100 € 55,20

einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert

**Adaptionen****Kippstütze abnehmbar**

☒ A9060300100
verstellbar mit Quickpin

**3" Lenkräder****3" Skaterollen (80 mm)**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501110 € 65,40

pannensicher

**4" Lenkräder****4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501011-004
(82A), pannensicher

**4" Skaterollen (100 mm)**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501120 € 65,40

pannensicher

**4" Sicherheitsleuchtröhre (100 mm)**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501220 € 87,60

pannensicher



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm) ☐ A9000501230 € 196,50 mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) 			
5" Lenkräder			
5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501036-005 (82A), pannensicher 		5" Lenkrad „Standard“ PU grau HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501031-005 (82A), pannensicher 	
		5" Lenkrad „2-Komponenten“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501030 € 52,00 pannensicher 	
5" Sicherheitsleuchttrolle (125 mm) HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501221 € 87,60 pannensicher 		5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ Silber A9000501200 € 160,50 ☐ Schwarz A9000501201 € 160,50 mit austauschbarem Gummilaufring 3 mm hart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm) 	
		5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ Silber A9000501210 € 166,30 ☐ Schwarz A9000501211 € 166,30 mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm mittelhart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm) 	
5" Frog Legs Lenkrad (125 mm) ☐ A9000501232 € 196,50 mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) 			
6" Lenkräder auf Anfrage nach Prüfung, nur bei Rahmenvorbau V-Form			

Lenkradgabel

Lenkradgabel Standard

☒ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 € 154,80
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 € 49,90
mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 € 202,40
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500300-K € 274,40
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500301-K € 312,50
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne Lenkrad.
Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung

☐ A9060500400-K € 68,10
13 mm pro Seite



Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de

Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203000
Bis 120 kg Körpergewicht mit Liteline-Nabe (Bild links)
über 120 kg Körpergewicht mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts), radial verspeicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540) € 145,90
A9000203100

☐ 25" (ETRTO 559) € 145,90
A9000203200

☐ 26" (ETRTO 590) € 145,90
A9000203300

mit Alu-Hochflanschnabe,
radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und
Körpergewicht > 120 kg



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in Schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540) € 725,00
A9000203550


☐ 25" (ETRTO 559) € 725,00
A9000201559

☐ 26" (ETRTO 590) € 725,00
A9000203555



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205010-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 63,10
A9000205020-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 63,10
A9000205020-006



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 152,50
A9000205030-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 152,50
A9000205030-006



Titan Ø 19 mm

- ☐ Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 310,30
A9000205040-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 310,30
A9000205040-006




Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

- ☐ für Greifring 24" € 215,20
A9000205100-004

- ☐ für Greifring 26" € 215,20
A9000205100-006

Oberfläche ohne Struktur,
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.



Ultra-Grip „sehr griffig“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 372,10
A9000205070-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 372,10
A9000205070-006



Ergo-Grip

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 377,90
A9000205080-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 377,90
A9000205080-006
Anbau an Felge anliegend



Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 370,60
H 24 mm
A9000205130-004

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 370,60
H 31 mm, Größe L
A9000205140-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 370,60
H 31 mm, Größe L
A9000205140-006



Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L A9000205160-004 € 375,50 	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm A9000205135-004 € 432,40 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31mm, Größe L A9000205145-004 € 432,40 ☐ 26" Greifring für 26" Rad H 31 mm, Größe L A9000205145-006 € 432,40 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm Größe L A9000205150-004 € 481,40 
Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205170-004 € 492,90 ☐ 25" Greifring für 25" Rad A9000205170-005 € 492,90 ☐ 26" Greifring für 26" Rad A9000205170-006 € 492,90 	Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205175-004 € 477,30 ☐ 25" Greifring für 25" Rad A9000205175-005 € 477,30 ☐ 26" Greifring für 26" Rad A9000205175-006 € 477,30 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 488,80 A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 
Gekko S schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 477,30 A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 	Ausstattung ohne Greifring ☒ A9000205990	

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

- ☐ für 24" Rad
A9000206300-004 € 191,50
- ☐ für 26" Rad
A9000206300-006 € 191,50



Bereifung

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004
Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004
- ☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005
- ☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006
Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-014 € 45,50
- ☐ 25x1" (559-25)
A9000204030-015 € 45,50
- ☐ 26x1" (590-25)
A9000204030-016 € 45,50
Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-004 € 45,50
Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204123-004 € 86,00
Farbe: Schwarz
9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204201-004 € 113,40
Farbe: Schwarz
Nicht in Verbindung mit Spinergy



Zubehör

Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 € 97,80

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“



Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000206400 € 153,90

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsräder, Einhandantrieb, Trommelbremse oder Liteline-Nabe



Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000901100 € 98,30
bis 14 bar



Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902100 € 74,60



Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902110 € 59,60



Stockhalter mit Nylon-Becher

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

☐ A9000902310 € 127,00
flexibel



Beleuchtungsset SIGMA

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

☐ A9000903270 € 99,80

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ für 24" Rad
A9000903530-004 € 71,90
Ø 76 cm x 2 cm

☐ für 26" Rad
A9000903530-006 € 71,90
Ø 83 cm x 2 cm



Accessoire-Tasche

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000903600 € 70,30
17 cm x 13 cm x 5 cm



Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 327,80

Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 327,80

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 15 - 2023-02-01 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt
Bestellblatt LIFT solid - mechanisch Rev. 23

Unterschrift Endkunde / Fachhändler