



TRAVELER 4you Ergo Leichtlauf-Faltrahmenrollstuhl mit individueller Rahmengeometrie nach Maß Zugelassen bis 120 kg Zuladung

A9030105000 CHF 4.920,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____


Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____



Körpergröße: _____ cm


Gewicht: _____ kg

Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich.

Grundmaße



Rollstuhlmaße:

- A: SB Sitzbreite** _____ cm
(min. 33 – max. 52 cm)
- B: ST Sitztiefe** _____ cm
(min. 35 cm)
- C: RH Rückenhöhe** _____ cm
(ab RH 22 cm)
- D: USL Unterschenkellänge** _____ cm
- E: SHh Sitzhöhe hinten** _____ cm
(min. 39 – max. 47 cm)
bei 24" Antriebsrädern
- F: SHv Sitzhöhe vorne** _____ cm
(min. 42 – max. 52 cm)
- G: KP Kipppunkt** _____ cm
(Innenkante Rückenrohr bis
Achsmittle Antriebsrad)
(KP min. 3 – max. 11 cm)
- Anbau Radstandsverlängerung ab
KP 7 cm möglich!
- H: Beginn Rahmeneinzug** _____ cm
(ab ST 34 cm möglich)
(I – min. 6 cm)
- I: Rahmenlänge bis zum
vorderen Rahmenbogen** _____ cm
(min. 41 cm)
- J: KW Kniewinkel** _____ °
(ab 90°)
- oder**
- J1: Winkel des vorderen
Rahmenrohrs zur
Vertikalen** _____ °
(empfohlen > 10°)
- K: Position des
Lenkralagerblocks** _____ cm
- M: Rahmenvorbau**
- ☐ G-Form (ohne Einzug)
USL-Weite = SB – 5 cm
- ☐ V-Form (7°)
- ☐ Rahmeneinzug (1 - 11 cm) _____ cm
Vorbau parallel, G-Form
USL-Weite bitte angeben:
max. USL-Weite SB - 11cm

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)

Genauigkeitsgrad	Bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

☐ A9000100170-000

Pulverfarben

Weiß RAL 9016

☐ glanz A9000100170-023

☐ matt A9000100170-123 **CHF 46,00**

Brillant Silber

☐ glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

☐ glanz A9000100170-001

☐ matt A9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-003

☐ matt A9000100170-019 **CHF 46,00**

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-022

☐ matt A9000100170-122 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

☐ glanz A9000100170-037

☐ matt A9000100170-137 **CHF 46,00**

Pastellblau RAL 5024

☐ glanz A9000100170-036

☐ matt A9000100170-136 **CHF 46,00**

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-005

☐ matt A9000100170-105 **CHF 46,00**

Gelb RAL 1023

☐ glanz A9000100170-046

☐ matt A9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

☐ glanz A9000100170-047

☐ matt A9000100170-147 **CHF 46,00**

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber

☐ glanz A9000100170-007

Sky Blue

☐ glanz A9000100170-017

Marine Blau

☐ glanz A9000100170-045

☐ matt A9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple Green

☐ glanz A9000100170-014

☐ matt A9000100170-114 **CHF 46,00**

Violett

☐ glanz A9000100170-044

Fire Red

☐ glanz A9000100170-018

☐ matt A9000100170-118 **CHF 46,00**

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

CHF 348,00

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-500

☐ matt A9000100170-501

Café

☐ glanz A9000100170-520

☐ matt A9000100170-521

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-504

☐ matt A9000100170-505

Pearl (Perlmutter-Weiß)

☐ glanz A9000100170-524

☐ matt A9000100170-525

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-526

☐ matt A9000100170-527

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-522

☐ matt A9000100170-523

Omega (Blau)

☐ glanz A9000100170-512

☐ matt A9000100170-513

Mint

☐ glanz A9000100170-528

☐ matt A9000100170-529

Chili

☐ glanz A9000100170-516

☐ matt A9000100170-517

Sunflower (Sonnengelb)

☐ glanz A9000100170-518

☐ matt A9000100170-519

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-514

☐ matt A9000100170-515

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign			
Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.			
☐ Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)		CHF 283,00	
Farbe bitte nachstehend wählen:			
Grundfarbe (am Rahmen hinten)			
Weiß RAL 9016 ☐ A9000100170-200	Gestrahlt transparent beschichtet ☐ A9000100170-201	Anthrazit RAL 7016 ☐ A9000100170-202	
Schwarz RAL 9005 ☐ A9000100170-203	Pastellblau RAL 5024 ☐ A9000100170-206	Lemon Green ☐ A9000100170-207	
Gelb RAL 1023 ☐ A9000100170-208			
Designfarbe (am Rahmen vorne)			
Gelb RAL 1023 ☐ glanz A9000100170-261 ☐ matt A9000100170-262	Lemon Green ☐ glanz A9000100170-250 ☐ matt A9000100170-251	Chili ☐ glanz A9000100170-253 ☐ matt A9000100170-254	
Rein Orange RAL 2004 ☐ glanz A9000100170-255 ☐ matt A9000100170-256	Café ☐ glanz A9000100170-278 ☐ matt A9000100170-279	Schwarz RAL 9005 ☐ glanz A9000100170-259 ☐ matt A9000100170-260	
Omega (Blau) ☐ glanz A9000100170-252 ☐ matt A9000100170-263	Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-264 ☐ matt A9000100170-265	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-266 ☐ matt A9000100170-267	
Pearl (Perlmutter-Weiß) ☐ glanz A9000100170-282 ☐ matt A9000100170-283	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-284 ☐ matt A9000100170-285	Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-280 ☐ matt A9000100170-281	
Mint ☐ glanz A9000100170-286 ☐ matt A9000100170-287	Sunflower (Sonnengelb) ☐ glanz A9000100170-276 ☐ matt A9000100170-277	Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-274 ☐ matt A9000100170-275	
Farbe - Anbauteile			
Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.			
Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen ☐ Schwarz A9000100171-003		Lenkradgabel und Lagerblock ☐ Silber A9000100173-011 ☐ Schwarz A9000100173-003	
Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:			
Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹ ☐ Rein Orange RAL 2004 A9000100171-022 CHF 227,06 ☐ Weiß RAL 9016 A9000100171-023 CHF 227,06 ☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 CHF 227,06 ☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 CHF 314,10 Farbe: _____ A9000100170- ☐ ☐ ☐		Lenkrad: 5“ Alu-Felge² (3-Speichen-Design) ☐ Rein Orange RAL 2004 A9000100174-022 CHF 52,11 ☐ Weiß RAL 9016 A9000100174-023 CHF 52,11 ☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 CHF 81,65 ☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 CHF 81,65 Farbe: _____ A9000100170- ☐ ☐ ☐	
Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)			
Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette ☐ A9000100170-100 CHF 436,00	Glanzgrad ☐ glanz ☐ matt	Farbbezeichnung _____	RAL Nummer _____
Hinweis: Anbauteile nicht in Designfarben möglich			
¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)			
² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A9000501200 oder gute Dämpfung A9000501210			

Schiebegriffe

Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

☐ A9000401051-K CHF 132,00

gerade.

Auch mit Lordosewölbung möglich:

☐ 1 cm

☐ 2 cm

☐ 3 cm



Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

☒ A9000401050
ab RH 23 cm



Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

☐ A9000401076 CHF 237,00

abschraubbar



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

☐ A9000401060 CHF 223,00

Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Anpassrücken
ab RH 43 cm bei Rückenschale
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

☐ A9030401071 CHF 411,50

stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert
Bis SB 42 cm oder Körpergewicht 95 kg,
nicht in Verbindung mit Armauflage
abschwenkbar



Rückenlehne

Rückenlehne abfaltbar

☒ A9000400021
7-fach winkel-verstellbar,
mit integrierten kunststoffummantelten
Aluminium-Seitenteilen



Rückenrohr mit Lordosewölbung

☐ A9000400005-K CHF 120,10

☐ 1 cm

☐ 2 cm

☐ 3 cm



Rückenlehne fest

☒ A9000400020
Alu Seitenteile fest verschraubt,
Rückenwinkel 90° zum Boden,
Rückenlehne nicht abfaltbar.

Rückenausstattung

Anpassrücken und Rückenpolster

☒ A9000802010-K
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Polsterstärke: 16 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „light“

☐ A9000802320-K **CHF 79,60**
Rückenpolster mit extra dünner Polsterung für leichtes, platzsparendes Zusammenfallen des Rollstuhles
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Polsterstärke: 9 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel
Hinweis: Nicht zu empfehlen bei Druckstellengefahr am Rücken.

Rückenerhöhung + 3 - 5 cm

☐ A9000802100 **CHF 157,00**
zu RH Nennmaß
Nur in Kombination mit höhenverstellbaren Schiebegriffen



Ausstattung ohne Rückenbespannung und ohne Rückenpolster bzw. Rückensystem

☐ A9000802011 **CHF - 65,00**
Ausstattung mit Rückenquerbügel

Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale siehe separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“




Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“



Sitzbespannung

Offenes Gurtsystem

☒ A9000801011-K



Geschlossenes Gurtsystem

☐ A9000801020-K **CHF 89,00**




Ausstattung ohne Sitzbespannung

☒ A9000801050




Sitzkissen



Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie in Rechteckkontur
Inlett: Standard

☐ A9000805190-K **CHF 166,70**



Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur
Inlett: Standard

☐ A9000805320-K **CHF 213,00**

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus ☐ A9000805210-K CHF 496,00	Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus ☐ A9000805310-K CHF 543,50	Sitzkissenhöhe: ☐ 4 cm ☐ 6 cm
Bezugsstoff: ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche ☐ Schwarz, geschlossene Oberfläche Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.		
☐ Sitzkissen ist vorhanden Fabrikat / Typ _____ Kissenhöhe _____ cm		
Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“		
Kleiderschutz		
Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar in anthrazit matt ☐ A9000403215-K  in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign) ☐ A9000403216-K CHF 71,50 in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich) ☐ A9000403217-K CHF 114,40		

Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen.

Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

☐ A9110102001 **CHF 590,00**

abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr 4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

☐ A9030202010

Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

4° Antriebsradsturz

☐ A9030202030

Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

☐ A9030202040

Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

☐ A9030201200-K **CHF 108,00**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2") Pro Activ und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen, bitte unter „Adaptionen“ wählen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH

(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)

☐ Fachhändler

Bremssystem

Integrialfeststellbremse

☐ A9035705000 **CHF 307,00**

Bremshalter am oberen Rahmenrohr angeschraubt
Nur in Verbindung mit max. 4° Antriebsradsturz möglich.



Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

☐ A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

☐ A9000701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel tief

☐ A9000701010-003



Bremshebel 20° ausgestellt

☐ A9000700002

Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard, lang oder tief.



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

☐ A9000706008 **CHF 155,60**

Länge: 9 cm



Fußstütze

Fußbügel durchgehend

☐ A9030601000-K
mit Rohr-Auflagebügel,
faltbar, abnehmbar
Beim Falten des Rollstuhls faltet der Fußbügel
ab USL 37 cm komplett mit.
Bei Fußauflagefläche $x < 22$ cm wird der
Fußbügel parallel ausgeführt.
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel einseitig hochklappbar

☐ A9030601300-K* **CHF 247,00**
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm,
nach außen schwenkbar, abnehmbar
(bei V-Form: ab SB 40 cm)
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

☐ A9035602005-K* **CHF 385,00**
abnehmbar, mit durchgehendem Rohr-
Auflagebügel
bei KW 105° ab USL 39 cm
bei KW 95° ab USL 38 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußstütze mittig geteilt

☐ A9030603101-K **CHF 298,00**
mit gummierter Fußbrettauflage,
winkelverstellbar,
nach außen schwenkbar und seitlich
hochklappbar, abnehmbar
(bei V-Form: ab SB 40 cm)



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert

☐ A9000610000-K **CHF 125,00**
verschraubt, winkelverstellbar
Tiefe: 14 cm



Fußbrettseitenanschlag

☐ A9000610100 **CHF 57,80**
einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Adaptionen

Kippstütze

☐ rechts **CHF 170,00**
A9000300100-K001

☐ links **CHF 170,00**
A9000300100-K002
verstellbar, abnehmbar, schwenkbar,
mit Zugfeder und Universaladapter



Vorbereitung zur Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber (e-fix, e-motion)

☐ A9016300105 **CHF 291,00**
Universaladapter ist vorbereitet für die Montage
der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma
Alber.
Lieferung ohne Kippstütze und
Kippstützenaufnahme.
Kippstütze bitte kundenseitig bei der Fa. Alber
bestellen.



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

☐ A9000501110 **CHF 72,00**
pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

☐ A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)

☐ A9000501120 **CHF 72,00**
pannensicher



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

☐ A9000501220 **CHF 122,00**
pannensicher



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501230 **CHF 152,00**
mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

☐ A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

☐ A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „2-Komponenten“

☐ A9000501030 **CHF 56,00**
pannensicher



5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

☐ A9000501221 **CHF 122,00**
pannensicher



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“

☐ Silber eloxiert
A9000501200 **CHF 180,00**

☐ Schwarz
A9000501201 **CHF 180,00**

mit austauschbarem Gummilauftring 3 mm
hart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“

☐ Silber eloxiert
A9000501210 **CHF 180,00**

☐ Schwarz
A9000501211 **CHF 180,00**

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm
mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501232 **CHF 152,00**

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber



6" Lenkräder

6" Lenkrad „Standard“ PU grau

☐ A9000501010-006
(82A), pannensicher



6" Lenkrad „luftbereift“

☐ A9000501050 **CHF 56,00**



6" Lenkrad „Flexel-System“

☐ A9000501070 **CHF 56,00**
pannensicher



Distanzscheibe Haarabweiser

☐ A9000500502 **CHF 24,30**

5,3 mm für Frog Legs Lenkräder
schwarz



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Lenkradgabel Standard

☐ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 **CHF 173,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 **CHF 59,90**
mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 **CHF 232,90**
mit Steckachse



Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“

☐ A9000500160-K001 **CHF 436,00**
mit Schraubachse

☐ A9000500160-K002 **CHF 596,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“

☐ A9000500300-K **CHF 298,00**
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“

☐ A9000500301-K **CHF 353,00**
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne
Lenkrad.
Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl
ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung



☐ A9000500400*
10 mm pro Seite

CHF 57,80

☐ A9000500401*
15 mm pro Seite

CHF 57,80

☐ A9000500410*
20 mm pro Seite

CHF 57,80

Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht

Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Adaptivbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000

Bis 120 kg Körpergewicht mit Liteline-Nabe (Bild links)

über 120 kg Körpergewicht mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts), radial verspeicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100

CHF 167,00

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200

CHF 167,00

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300

CHF 167,00

mit Alu-Hochflanschnabe,

radial verspeicht

Einsatz bei hohen Belastungen und Körpergewicht > 120 kg



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550

CHF 770,00

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559

CHF 770,00

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555

CHF 770,00



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203554

CHF 884,00



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz


☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203552

CHF 884,00



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205010-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ = Oberfläche glanz

☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 69,00**
A9000205020-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 69,00**
A9000205020-006



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 162,00**
A9000205030-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 162,00**
A9000205030-006



Titan Ø 19 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 285,00**
A9000205040-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 285,00**
A9000205040-006



Silikon-Greifringüberzug

- ☐ für Greifring 24"
A9000205100-004 **CHF 247,00**

- ☐ für Greifring 26"
A9000205100-006 **CHF 247,00**

Oberfläche ohne Struktur,
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.



Ultra-Grip „sehr griffig“

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**
A9000205070-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 422,00**
A9000205070-006



Ergo-Grip

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**
A9000205080-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 422,00**
A9000205080-006
Anbau an Felge anliegend



Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**
H 24 mm
A9000205130-004

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**
H 31 mm, Größe L
A9000205140-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 422,00**
H 31 mm, Größe L
A9000205140-006



Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L CHF 425,00 A9000205160-004 	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = Schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm CHF 448,00 A9000205135-004 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L CHF 448,00 A9000205145-004 ☐ 26" Greifring für 26" Rad H 31 mm, Größe L CHF 448,00 A9000205145-006 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm Größe L CHF 498,00 A9000205150-004 
Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205170-004 ☐ 25" Greifring für 25" Rad CHF 498,00 A9000205170-005 ☐ 26" Greifring für 26" Rad CHF 498,00 A9000205170-006 	Gekko schwarz eloxiert ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205175-004 ☐ 25" Greifring für 25" Rad CHF 498,00 A9000205175-005 ☐ 26" Greifring für 26" Rad CHF 498,00 A9000205175-006 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 
Gekko S schwarz eloxiert ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 	Ausstattung ohne Greifring ☒ A9000205990	

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

- ☐ für 24" Rad
A9000206300-004 **CHF 215,00**
- ☐ für 26" Rad
A9000206300-006 **CHF 215,00**



Bereifung

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☒ 24x1" (540-25)
A9000204001-004
Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☒ 24x1" (540-25)
A9000204000-004
- ☒ 25x1" (559-23)
A9000204000-005
- ☒ 26x1" (590-25)
A9000204000-006
Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- ☒ 24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-014 **CHF 45,60**
- ☐ 25x1" (559-25)
A9000204030-015 **CHF 45,60**
- ☐ 26x1" (590-25)
A9000204030-016 **CHF 45,60**
Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-004 **CHF 45,60**
Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204123-004 **CHF 98,00**
Farbe: Schwarz
9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204201-004 **CHF 169,00**
Farbe: Schwarz
Nicht in Verbindung mit 18 Speichen-
Antriebsrad, Spinergy und Einhandantrieb



Zubehör

24" MTB Wechselradsatz

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

☐ A9000203410 **CHF 696,00**

24x1,75" Continental „Ride Tour Trekking“
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203411 **CHF 696,00**

24x1,75" Continental „Explorer“
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203413 **CHF 696,00**

24x2,1" Schwalbe „Smart Sam“
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 **CHF 108,00**

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer
Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“,
nicht in Verbindung mit Einhandantrieb



Arretierbarer Antriebsrad- Achsverschluss „Tetra Clip“

☐ A9000206400 **CHF 165,00**

Nicht für Spinergy Antriebsräder ,
Einhandantrieb, Trommelbremse oder Liteline-
Nabe



Handluftkompressor mit Manometer

☐ A9000901100 **CHF 113,00**

bis 14 bar



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss

☐ A9000902100 **CHF 79,80**



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss

☐ A9000902110 **CHF 64,90**



Stockhalter mit Nylon-Becher

☐ A9000902310 **CHF 144,00**

flexibel



Beleuchtungsset SIGMA

☐ A9000903270 **CHF 106,00**

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Transporttasche für Traveler-Rahmen

☐ A9030903200 **CHF 259,20**

Nur in Verbindung mit Lenkradgabel mit
Steckachse



Transporttasche für Antriebsräder

☐ für 24" Rad
A9000903530-004 **CHF 88,00**
Ø 76 cm x 2 cm

☐ für 26" Rad
A9000903530-006 **CHF 88,00**
Ø 83 cm x 2 cm



Accessoire-Tasche ☐ A9000903600 CHF 84,00 17 cm x 13 cm x 5 cm 	Verriegelungsband für Traveler ☐ A9030902200 CHF 23,10	
Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de		
Dienstleistungen		
Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV ☐ A9990000000 CHF 357,00	Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV ☐ A9990000006 CHF 357,00	

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.