



## Triride Modell BASE

€ 3.855,00



CODE	BESCHREIBUNG
TR-BASE  A9140100000-012	<p><b>bis 120 kg Anhängelast   Ausstattung:</b>                      Radgröße 12" oder 14", programmierbare und anpassbare Elektronik (Software von Triride), 5 Geschwindigkeitsstufen, standardmäßig Fahrgeschwindigkeit bis 6 km/h mit Rückwärtsgang, Scheibenbremse, unterstütztes Ankoppeln, Basis-Tempomat, Display LCD Basic und zylinderförmiger Akku 36V 252 Wh im Standard  <b>Motorleistung: 540W</b></p>

### SANITÄTSHAUS/FIRMENADRESSE:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 ASP: \_\_\_\_\_

### RECHNUNGSADRESSE ABWEICHEND:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 ASP: \_\_\_\_\_

### VERSANDADRESSE ABWEICHEND:

Name: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_

### NUTZERDATEN/KOMMISSION:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Geb.-datum: \_\_\_\_\_  
 Kostenträger: \_\_\_\_\_  
 Indikation: \_\_\_\_\_

Bitte beachten: Beim Kauf eines Triride in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

## Dienstleistungen

<b>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</b>	9990000000	<input type="checkbox"/>	€ 250,00
<b>Montage des Rahmenadapters durch PRO ACTIV</b>			
an neubestellten PRO ACTIV Rollstuhl Prod.-Nr.: _____	9990000001	<input type="checkbox"/>	standard
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl Prod.-Nr.: _____	9990000002	<input type="checkbox"/>	€ 135,00
an Fremdprodukt (Kompatibilitätsprüfung und Anbaufreigabe sowie Auslieferung durch den Fachhandel, technischer Anbau durch PRO ACTIV) zzgl. Montagematerial	9990000014	<input type="checkbox"/>	€ 250,00
<b>Übergabe und Einweisung des Zugerätes durch PRO ACTIV</b>	9990000007	<input type="checkbox"/>	€ 450,00
<b>Montage des Rahmenadapters durch den Fachhandel</b>			
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl Prod.-Nr.: _____ (Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)	9990000008	<input type="checkbox"/>	standard
an Fremdprodukt (Kompatibilitätsprüfung und Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)	9990000005	<input type="checkbox"/>	standard



## Triride Model BASE TR-BASE

Medizinproduktregister: 922795

€ 3.855,00


BESTELLUNG

ANGEBOT

DATUM

### ROLLSTUHLEIGENSCHAFTEN für Adapterdefinition

Marke \_\_\_\_\_  
 Modell \_\_\_\_\_  
 Durchmesser Vorderrohre \_\_\_\_\_ mm  
 Sitzbreite \_\_\_\_\_ cm  
 Sitztiefe (b) \_\_\_\_\_ cm  
 Abstand von Zehen zum vorderen Rohr (a)\* \_\_\_\_\_ cm  
 Boden bis Kniehöhe (d) \_\_\_\_\_ cm  
 Länge d. gestreckten Arme von der Schulter (c) \_\_\_\_\_ cm  
 Neigung der Vorderrohre \_\_\_\_\_ Grad  
 Nutzergewicht \_\_\_\_\_ kg




Fußstütze: Fix  Intern   
 Abnehmbar  Extern

\*Für Rollstühle mit abnehmbarer Fußstütze

- Triride Standard-Adapter **standard**  
  
 Triride Zentraladapter  
 inkl. Triride Abstelländer BS-O-083  
 ersetzt Triride Standard-Adapter  
 BS-C-113 € 250,00  
  
 Kein Triride Adapter - PRO ACTIV  
 Adapter gewünscht  
 Auswahl unter der Kategorie "PRO ACTIV  
 Adapter"

### TRIRIDE KONFIGURATION

Elektronik	BS-O-096	Performance KIT für Autonomie und Sicherheit (IBS+ACC+Bremstaster) (Paket enthält BS-O-101, BS-O-097 und BS-R-366) Position Elektronischer Bremstaster für IBS <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re.	<input type="checkbox"/>	€ 225,00
Infoblätter und Videos unter: <a href="https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/zug-vorsatzgeraete/zuggeraete/278/rollstuhl-zuggeraete-von-triride">https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/zug-vorsatzgeraete/zuggeraete/278/rollstuhl-zuggeraete-von-triride</a>	BS-O-101	IBS Intelligentes Bremssystem (Intelligent Braking System) Intelligentes Bremssystem mit Einsatz der elektronischen Bremse und Schonung der Scheibenbremsen. Automatische Einstellung des Bremsverhaltens entsprechend eingestelltem Modus und der Geschwindigkeit. Rekuperation. Bedienung über Bremshebel.	<input type="checkbox"/>	€ 90,00
	BS-O-097	ACC Adaptiver Tempomat (Adaptive Cruise Control) Adaptiver Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit durch Aktivierung der elektronischen Bremse auch bergab. Rekuperation. Bedienung über Taster.	<input type="checkbox"/>	€ 90,00
	BS-R-366	Elektronischer Bremstaster für IBS <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re. Zusätzliche Bedienmöglichkeit des IBS über Taster.	<input type="checkbox"/>	€ 110,00
	BS-O-113	MDC Fahrkomfortsystem (Motion Direct Control) Innovatives Fahrkomfortsystem - mit nur einer Bedieneinheit das Triride beschleunigen und abbremsen. Beim Loslassen des Gashebels bremsst die elektronische Bremse sofort ab. Bergbrems- und Berganfahrassistent.	<input type="checkbox"/>	€ 145,00
Spezielle Tetra-Bedieneinheiten	BS-O-175	Mono-Command Hebel für Tetraplegiker <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re. "Push&Pull" für Gas & Einzelbremse	<input type="checkbox"/>	€ 425,00
	BS-O-176	Mono-Command Hebel für Tetraplegiker <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re. "Push&Pull" für Gas & Doppelbremse	<input type="checkbox"/>	€ 485,00
	BS-O-307	Feste vertikale Handstütze	<input type="checkbox"/>	€ 17,00
	BS-O-308	Winkelverstellbare Verlängerungen für Tetra-Lenker kompatibel mit allen Lenkern   bei einigen Tetrakonfigurationspaketen inbegriffen	<input type="checkbox"/>	€ 152,00
Spezielle Tetra-Bedieneinheiten & Elektronik-Pakete	<b>Tetrakonfigurationspakete</b> finden Sie im extra Bestellblatt "Tetrakonfigurationen". Bitte füllen Sie die entsprechende Konfigurationsseite dieses extra Bestellblatts aus (bitte diesem Bestellblatt beifügen) und tragen Sie zusätzlich die gewünschte Konfigurationsnummer hier ein: Konfiguration Nr. _____ (Preise s. extra Bestellblatt)			<input type="checkbox"/>

Display LCD	BS-C-076	Display LCD Basic 2,2" LCD-Display			<input type="checkbox"/>	standard
	BS-C-077	Display LCD Special mit USB 2,6" LCD-Display mit USB-Anschluss			<input type="checkbox"/>	€ 55,00
Bereifung	BS-R-353	12" City long life			<input type="checkbox"/>	€ 30,00
	BS-R-297	12" Cross long life			<input type="checkbox"/>	€ 40,00
	BS-R-301	14" City long life			<input type="checkbox"/>	standard
Pannenschutz	BS-R-300	12" Pannenschutzschlauch Verstärkter Schlauch für mehr Pannensicherheit			<input type="checkbox"/>	€ 12,00
	BS-R-342	14" Pannenschutzschlauch Verstärkter Schlauch für mehr Pannensicherheit			<input type="checkbox"/>	€ 14,00
Akku	BS-R-344	36 V 7 Ah 252 Wh Zylinder Reichweite bis zu 30 km			<input type="checkbox"/>	standard
	BS-O-187	36 V 8,8 Ah 317 Wh EVO Reichweite bis zu 40 km			<input type="checkbox"/>	€ 170,00
Lenker	BS-O-246	Gerader Lenker			<input type="checkbox"/>	standard
	BS-O-208	Ergonomischer Tetra-Lenker "Zoom" Standard bei Tetrakonfigurationspaketen			<input type="checkbox"/>	standard
	BS-O-107	Ergonomischer Lenker			<input type="checkbox"/>	standard
Lenkerverbindung	BS-O-222	Einstellbare Lenkerverbindung 110 mm			<input type="checkbox"/>	standard
	BS-O-220	Einstellbare Lenkerverbindung 130 mm			<input type="checkbox"/>	standard
	BS-O-185	Einstellbare Lenkerverbindung 160 mm			<input type="checkbox"/>	€ 84,00
	BS-O-211	Einstellbare Lenkerverbindung 190 mm			<input type="checkbox"/>	€ 84,00
Gashebel	BS-R-299	Daumengas		<input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re.	<input type="checkbox"/>	standard
	Links:S-R-329 Rechts:S-R-328	Ergonomischer Gashebel		<input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re.	<input type="checkbox"/>	standard
	S-R-333	Gasdrehgriff		<input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re.	<input type="checkbox"/>	€ 40,00
Bremsen	Links:S-R-331 Rechts:S-R-306	Einzelne mechanische Scheibenbremse		<input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re.	<input type="checkbox"/>	standard
	BS-O-218	Mechanische Scheibenbremse - doppelter Bremsattel			<input type="checkbox"/>	€ 148,00
	Links:BS-O-274 Rechts:BS-O-275	Einzelne hydraulische Scheibenbremse		<input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re.	<input type="checkbox"/>	€ 128,00
	BS-O-194	Hydraulische Scheibenbremse - doppelter Bremsattel			<input type="checkbox"/>	€ 295,00
Rahmenfarbe	BS-O-078	Neutral (Titanstahlfarbe)			<input type="checkbox"/>	standard
	BS-O-217-N	Schwarz RAL 9005			<input type="checkbox"/>	€ 145,00
	BS-O-217-W	Weiß RAL 9003			<input type="checkbox"/>	€ 145,00
	BS-O-217-A	Orange RAL 2004			<input type="checkbox"/>	€ 145,00
Schutzblechfarbe	BS-O-245	PP Schwarz			<input type="checkbox"/>	standard
	BS-O-169	PP Orange			<input type="checkbox"/>	standard
	BS-O-215	Composite Carbon			<input type="checkbox"/>	€ 103,00

Dreieckige Griffschrauben	BS-O-301	Dreieckige Griffschrauben - Schwarz		<input type="checkbox"/>	standard
	BS-O-127	Dreieckige Griffschrauben - Orange		<input type="checkbox"/>	standard
Hebelgriffschrauben	BS-R-330	Hebelgriffschrauben		<input type="checkbox"/>	standard

### Zusätzlicher Triride-Adapter für einen zweiten Rollstuhl

<p>Triride Standard-Adapter <input type="checkbox"/> Der Preis setzt sich aus den Adapterrahmen, -armen und -klemmen für den jeweiligen Rollstuhl zusammen. Preismitteilung erfolgt über ein Angebot für den angegebenen Rollstuhl.</p> <p>Marke: _____ Modell: _____</p> <p>Durchmesser Vorderrohre _____ mm</p> <p>Sitzbreite _____ cm</p> <p>Sitztiefe (b) _____ cm</p> <p>Abstand von Zehen zum vorderen Rohr (a) _____ cm</p> <p>Boden bis Kniehöhe (d) _____ cm</p> <p>Länge der gestreckten Arme von der Schulter (c) _____ cm</p> <p>Neigung der Vorderrohre _____ Grad</p>	<p><input type="checkbox"/> Triride Zentraladapter inkl. Triride Abstellständer BS-O-083 ersetzt Triride Standard-Adapter BS-C-113 € 250,00</p>  <p><input type="checkbox"/> Kein Triride Adapter - PRO ACTIV Adapter gewünscht Auswahl unter der Kategorie "PRO ACTIV Adapter"</p>
<p>Fußstütze <input type="checkbox"/> Fix (Rohr der Fußstütze verläuft in den Rollstuhlrahmen) <input type="checkbox"/> Intern (der größte Teil der Fußbrettauflage ist innerhalb des Rollstuhl-Rahmens)</p> <p><input type="checkbox"/> Abnehmbar (Rohr der Fußstütze läuft parallel zu den Rollstuhlrahmen-Vorderrohren) <input type="checkbox"/> Extern (der größte Teil der Fußbrettauflage ist vor dem Rollstuhl-Rahmen)</p>	

### ZUBEHÖR

Zweiter Akku 36 V 7 Ah 252 Wh Zylinder (ohne Halterung)	BS-R-344	<input type="checkbox"/>	€ 470,00
Zweiter Akku 36 V 8,8 Ah 317 Wh EVO (ohne Halterung)	BS-R-313	<input type="checkbox"/>	€ 560,00
Triride Abstellständer mit Rangierrollen In Kombination mit Triride Adapter nutzbar.	BS-O-083	<input type="checkbox"/>	€ 120,00
Rückspiegel <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> re.	BS-O-229	<input type="checkbox"/>	€ 29,00
Anhänger Durchmesser der Hinterachse _____ mm** (**Für Rollstühle mit festem Rahmen benötigt)	BS-O-251	<input type="checkbox"/>	€ 295,00
Triride-Transporttasche	BS-O-213	<input type="checkbox"/>	€ 155,00
Klemmanschlag für Adaption	BS-O-114	<input type="checkbox"/>	€ 15,00

### ANMERKUNGEN, NOTIZEN & HINWEISE

Anmerkungen und Notizen:



PRO ACTIV Adapter & Abstellständer			AB-Nr.:
			(wird von PRO ACTIV eingetragen)
Adapteranbau-Paket	A914070000	PRO ACTIV Adapteranbau-Paket für Triride Zugeräte bestehend aus Lenkkopf-Feststellung und Andockplatte montiert am Triride Zugerät. <b>Dieses Paket muss bestellt werden, wenn Sie einen PRO ACTIV Adapter für Ihr Triride nutzen möchten.</b> - Sollten Sie <u>bereits einen PRO ACTIV Adapter besitzen</u> , können Sie dieses Paket bestellen und Ihren bestehenden PRO ACTIV Adapter nutzen. Die Lenkkopf-Feststellung muss in diesem Fall an Ihrem bestehenden Adapter montiert werden. - Wenn Sie <u>bisher noch keinen PRO ACTIV Adapter besitzen</u> , müssen Sie dieses Anbaupaket und einen der nachfolgend aufgeführten Adapter auswählen. Die Lenkkopf-Feststellung wird dann schon montiert an den Adapter mitgeliefert.	<input type="checkbox"/> € 240,00
	A9110700141	SPEEDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“ mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme   Farbe: Schwarz	<input type="checkbox"/> € 407,90
	A9110701300	TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“ mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus Farbe: Schwarz	<input type="checkbox"/> € 436,00
	A9110701400	BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“ mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen Farbe: Schwarz	<input type="checkbox"/> € 407,90
	A9110701500	Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung & „Quick-Snap-Adaption“ Adapterbefestigung am Rollstuhlrähmenvorbau   Anbausituation bei PA Produkten: Rähmenvorbau G-From von SB 31 cm bis 54 cm Rähmenvorbau V-From von SB 30 cm bis 50 cm <u>Bitte Rohrdurchmesser wählen, s. ein paar Zeilen weiter unten.</u>	<input type="checkbox"/> € 464,70
	A9199701510	Rollstuhl-Frontadapter Heavy Duty > 120 kg - 200 kg mit Universalklemmung & „Quick-Snap-Adaption“ Adapter mit verstärkter Doppelrohr-Lenkkopfanbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Nutzergewicht >120kg-200kg   Adapterbefestigung am Rollstuhlrähmenvorbau   Anbausituation bei PA Produkten: Rähmenvorbau G-From von SB 31 cm bis 54 cm Rähmenvorbau V-From von SB 30 cm bis 50 cm <u>Bitte Rohrdurchmesser wählen, s. nachfolgende Zeilen.</u>	<input type="checkbox"/> € 596,20
	A9110701525	Rohrdurchmesser 23-27 mm	<input type="checkbox"/>
	A9110701530	Rohrdurchmesser 28-32 mm	<input type="checkbox"/>
A9110701535	Rohrdurchmesser 33-37 mm	<input type="checkbox"/>	
Adapteroptionen für funktionseingeschränkte Nutzer	A9110700004	Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern. Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter.	<input type="checkbox"/> € 82,00
	A9110700005	Hebelverlängerung Excenterverschluss für Quick Snap Anbindung Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra.	<input type="checkbox"/> € 58,10
	A9110700002	Adaptionshilfe Zentrierzapfen um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.	<input type="checkbox"/> € 43,40
	A9140900000	PRO ACTIV Abstellständer mit gefederten Rangierrollen Nur in Kombination mit PRO ACTIV Adapteranbau-Paket und PRO ACTIV Adapter nutzbar.	<input type="checkbox"/> € 220,00



## OPTIONEN FÜR HÖHERE GESCHWINDIGKEITEN

Geschwindigkeits- freischaltung	A9130900101	Freischaltung max. Speed 15 km/h Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO! Empfehlung: Nutzung "Hydraulische Bremse - doppelter Bremsattel" BS-0-194   Nur mit der Unterschrift beim rechtlichen Hinweis auslieferbar.	<input type="checkbox"/>	€ 112,30
	A9140900106	Freischaltung max. Speed 18 km/h bzw. 21 km/h 18 km/h bei 12" Rad   21 km/h bei 14" Rad Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO! Empfehlung: Nutzung "Hydraulische Bremse - doppelter Bremsattel" BS-0-194   Nur mit der Unterschrift beim rechtlichen Hinweis auslieferbar.	<input type="checkbox"/>	€ 112,30

## RECHTLICHER HINWEIS für die Zuggeräte von Triride

### Ausstattung mit einer programmierten Maximalgeschwindigkeit von 6km/h:

PRO ACTIV liefert das Triride mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 6km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des Triride in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr ohne Versicherungskennzeichen zugelassen.

### Optionale Ausstattung mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h mit erteilter Einzelbetriebserlaubnis:

PRO ACTIV liefert das Triride mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 15km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des Triride in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr mit einem Versicherungskennzeichen zugelassen.

### Optionale Ausstattung mit einer zusätzlichen, freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h, 18km/h bzw. 21km/h:

Optional kann eine zweite Geschwindigkeitsstufe mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 18km/h bzw. 21km/h bestellt werden. Diese Geschwindigkeitsstufe kann über einen „Schlüsselschalter“ am Steuerungsgehäuse mit einem separaten, abziehbaren Schlüssel freigeschaltet werden. PRO ACTIV weist darauf hin, dass die Nutzung des Triride in dieser zusätzlichen Geschwindigkeitsstufe nur in Verbindung mit einer Einzelbetriebserlaubnis (15km/h) bzw. mit 18 oder 21km/h in bestimmten Ländern im Straßenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist. Ohne Versicherungskennzeichen und Betriebserlaubnis ist das Fahren des Triride mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 18 bzw. 21km/h in Deutschland auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. Auch eine Benutzung auf Radwegen ist nach der Straßenverkehrsordnung nicht gestattet. PRO ACTIV weist außerdem darauf hin, dass der Betrieb des Triride mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 18 bzw. 21km/h, ohne Betriebserlaubnis, auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen in Deutschland einen Verstoß gegen die Versicherungspflicht gem. § 1 Pflichtversicherungsgesetz darstellt und sich der Nutzer in einem solchen Fall gem. § 6 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz strafbar macht.

Bitte bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben.

### Bestätigung der Kenntnisnahme und Beachtung der Vorschriften:

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass das Triride mit einer freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 18 bzw. 21km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung nur auf Privatgelände betrieben werden darf und von mir im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland nur mit einer gültigen Betriebserlaubnis betrieben wird. Sofern ich das Triride mit der Ausstattung einer zweiten freischaltbaren Geschwindigkeitsstufe von 15km/h oder 18 bzw. 21km/h in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.

\_\_\_\_\_  
Kundenname in Druckbuchstaben

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift (Endkunde)

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und  
Versandkosten.