



LIFT activ mit mechanischer Sitzhöhenverstellung

- Manuelle Sitzhöhenverstellung um 30 cm unterstützt durch individuell abgestimmte Hubfedern
 - Auslösung der Hubfunktion über ergonomischen Griff
 - Fahrwerk in Starrrahmenbauweise fest verschweißt
 - Sitzeinheit in Starrrahmenbauweise mit Fahrwerk verschraubt
 - Gesamtgewicht ab 14,5 kg
- Zugelassen bis 100 kg Zuladung

A9065100000 € 7.880,00

Kostenvoranschlag Datum: _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Grundmaße

Körpermaße:


Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg


Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich!



Rollstuhlmaße:



Sitzbreite SB	<input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46				
Sitztiefe ST	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Kurzer Rahmen</th> <th style="text-align: left;">Langer Rahmen</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 </td> <td> <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 </td> </tr> </table>	Kurzer Rahmen	Langer Rahmen	<input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48
Kurzer Rahmen	Langer Rahmen				
<input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48				
Rückenhöhe RH	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48				
Unterschenkellänge USL	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48				
Sitzhöhe hinten SHh (bei 24" Antriebsrädern)	<input type="checkbox"/> <u>41</u>				
Sitzhöhe vorne SHv (bei 24" Antriebsrädern)	<input type="checkbox"/> <u>47</u> <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51				
Kippwinkel KP (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitt. Antriebsrad)	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> <u>8</u> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10				

auf Anfrage möglich: 42 43

auf Anfrage möglich: 45 46

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen!

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

Pulverfarben

Weiß RAL 9016

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123

€ 40,10

Brillant Silber

glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101

€ 40,10

Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019

€ 40,10

Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122

€ 40,10

Pink Magenta RAL 4010

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137

€ 40,10

Pastellblau RAL 5024

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136

€ 40,10

Lemon Green

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105

€ 40,10

Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146

€ 40,10

Rot RAL 3001

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147

€ 40,10

Lagoon Blue

glanz A9000100170-052

matt A9000100170-152

€ 40,10

Athletic Grey

glanz A9000100170-050

matt A9000100170-150

€ 40,10

Muddy Grey

glanz A9000100170-051

matt A9000100170-151

€ 40,10

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber

glanz A9000100170-007

Sky Blue

glanz A9000100170-017

Marine Blau

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145

€ 40,10

Electric Green

glanz A9000100170-015

matt A9000100170-115

€ 40,10

Violett

glanz A9000100170-044

Fire Red

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118

€ 40,10

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

€ 323,20

Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

Café

glanz A9000100170-520

matt A9000100170-521

Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-524

matt A9000100170-525

Berry (Beere)

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

Blue Ocean

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

Mint

glanz A9000100170-528

matt A9000100170-529

Chili

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)

€ 248,30

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

A9000100170-200

Brillant Silber

A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

Lemon Green

A9000100170-207

Gelb RAL 1023

A9000100170-208

Lagoon Blue

A9000100170-212

Athletic Grey

A9000100170-210

Muddy Grey

A9000100170-211

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

Café

glanz A9000100170-278

matt A9000100170-279

Mint

glanz A9000100170-286

matt A9000100170-287

Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-282

matt A9000100170-283

Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Die Anbauteile werden immer in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹

Rein Orange RAL 2004
A9000100171-022 € 193,10

Weiß RAL 9016
A9000100171-023 € 193,10

Rahmenfarbe
A9000100171-999 € 230,80

Auswahl aus
Einfarbdesign
(abweichend von der
Rahmenfarbe)
A9000100171-998 € 267,10

Farbe: _____

A9000100170-

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (3-Speichen-Design)

Rein Orange RAL 2004
A9000100174-022 € 44,40

Weiß RAL 9016
A9000100174-023 € 44,40

Rahmenfarbe
A9000100174-999 € 69,50

Auswahl aus
Einfarbdesign
(abweichend von der
Rahmenfarbe)
A9000100174-998 € 80,60

Farbe: _____

A9000100170-

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

Auswahl aus RAL Farbpalette

A9000100170-100 € 383,10

Glanzgrad

glanz

matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile nicht in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A9000501200 oder gute Dämpfung A9000501210

Rahmen

Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form $x = SB - (0,25 \times USL + 6 \text{ cm})$

Rahmenvorbau G-Form

A9065100010
Kniewinkel 100°
nur bei langem Rahmen


A9065100011
Kniewinkel 105°



Rahmenvorbau V-Form

A9065100020
Kniewinkel 100°
ab SB 40 cm nur in Verbindung mit langem
Rahmen möglich

A9065100021
Kniewinkel 105°



Schiebegriffe

Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

A9000401051-K € 120,60
gerade.

Auch mit Lordosewölbung möglich:

- 1 cm
- 2 cm
- 3 cm



Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

A9000401050 € 120,60
ab RH 23 cm
ab RH 42 cm bei Lordosegelenk



Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

A9000401076 € 223,60
abschraubbar
ab RH 37 cm bei Lordosegelenk



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

A9000401060 € 200,10

Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Anpassrücken
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose
ab RH 42 cm bei Lordosegelenk
ab RH 43 cm bei Rückenschale



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

A9000401075 € 344,80

stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert
Bis SB 42 cm oder Körpergewicht 95 kg



Rückenlehne

Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

A9065400011

7-fach winkelverstellbar,
mit integrierten kunststoffummantelten
Aluminium-Seitenteilen
Hinweis: Die Rückenlehne lässt sich erst ab SB
41 cm komplett abfallen. Bis SB 40 cm
empfehlen wir daher die Zusatzoption
„Rückenrohr mit Lordosegelenk“.



Rückenrohr mit Lordosewölbung

A9000400005-K € 105,80

- 1 cm
- 2 cm
- 3 cm



Rückenrohr mit Lordosegelenk

A9065401020-K € 391,00

Rückenlehne auf Höhe der
Lordoseunterstützung zusätzlich abfaltbar
ab RH 35 cm

- 1 cm
- 2 cm
- 3 cm



Rückenausstattung

Anpassrücken und Rückenpolster

A9000802010-K

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Rückenerhöhung + 3 - 5 cm

A9000802100 € 144,40

zu Rückenhöhe Nennmaß
Nur in Kombination mit höhenverstellbaren
Schiebegriffen



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

A9000802011 € - 53,00

Ausstattung mit Rückenquerbügel


Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale siehe
separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“



Sitzbespannung


Body Contour

A9000801025-K



Offenes Gurtsystem

A9000801010-K € 71,10





Ausstattung ohne Sitzbespannung

A9000801050



Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

A9000805180-K* € 106,60

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

A9000800300-K* € 148,00

Sitzkissenhöhe:

3 cm 5 cm
 4 cm 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

bis 30x30 cm
A9000805204-K* € 276,20

>30x30 bis 50x50 cm
A9000805200-K* € 401,90

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

bis 30x30 cm
A9000800311-K* € 326,50

>30x30 bis 50x50 cm
A9000800310-K* € 443,70

Sitzkissenhöhe:

4 cm
 6 cm

Bezugsstoff:

Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ _____

Kissenhöhe _____ cm

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Hubmechanismus

Mechanische Sitzhöhenverstellung um 30 cm

über Gasdruckfedern bis ca. 100 kg

Auslösung rechts
A9065300401-K*

Auslösung links € 102,40
A9065300402-K*

Hinweis: Die Auslösemechanik ist nur rechts
ODER links möglich

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium

starr an der Armstütze befestigt
Abdeckung dem Radlauf folgend

in anthrazit matt

A9065403210-K*

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei
Zweifarbdesign)

A9065403211-K* € 74,10



in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im
Zweifarbdesign möglich)

A9065403212-K* € 111,30

Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring.

1° Antriebsradsturz

A9065202010-K
Gesamtbreite = ca. SB + 21 cm*
ab SB 38 cm

2,5° Antriebsradsturz

A9065202020-K
Gesamtbreite = ca. SB + 23,5 cm*
ab SB 36 cm

4° Antriebsradsturz

A9065202030-K
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

A9065201200* € 465,00

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion,
1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")
4° Radsturz nur bis 60 kg

Rollstuhllieferung erfolgt an:

- Alber GmbH
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse
abweichend“ eintragen)
- Fachhändler

Bremssystem

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

A9000701010-002



Integralfeststellbremse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0599

A9065702020 € 229,80



Bremshebel 20° ausgestellt

A9000700002

Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem,
Bremshebel Standard, lang oder tief.



Fußstütze

Fußbügel durchgehend

A9016601010-K*

mit Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

A9016602005-K* € 265,70

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
ab USL 40 cm
nur bei V-Form und langem Rahmen
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

A9016602010-K* € 284,70

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und
20 mm Betätigungshebel
ab USL 42 cm
bei V-Form ab SB 38 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußstütze mittig geteilt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

A9016603200-K € 311,40

mit gummierter Fußbrettauflage,
höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar,
nach außen schwenkbar und seitlich
hochklappbar
inkl. Rahmenverstärkung
bei V-Form ab SB 40 cm



Rahmenvorbau abnehmbar, abschwenkbar mit geteilter Fußstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

A9065630000-K € 782,00

höhenverstellbar, mit gummierter Auflage
Kniewinkel 105°
nur bei G-Form
bei kurzem Rahmen nur mit Integralbremse



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

A9000610000-K € 116,40

verschraubt, winkelverstellbar
Tiefe: 14 cm



Fußbrettseitenanschlag

A9000610100 € 55,20

einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Adaptionen

Kippstütze nach oben schwenkbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

A9065300100
abnehmbar durch Quickpin



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501120 € 65,40
pannensicher



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501220 € 87,60
pannensicher



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

A9000501230 € 196,50

mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „2-Komponenten“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501030 € 52,00
pannensicher



<p>5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm) HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401</p> <p><input type="checkbox"/> A9000501221 € 87,60 pannensicher</p> 	<p>5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401</p> <p><input type="checkbox"/> Silber € 160,50 A9000501200</p> <p><input type="checkbox"/> Schwarz € 160,50 A9000501201</p> <p>mit austauschbarem Gummilauftring 3 mm hart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)</p> 	<p>5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401</p> <p><input type="checkbox"/> Silber € 166,30 A9000501210</p> <p><input type="checkbox"/> Schwarz € 166,30 A9000501211</p> <p>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm mittelhart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)</p> 
<p>5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)</p> <p><input type="checkbox"/> A9000501232 € 196,50 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)</p> 		
<p>6" Lenkräder auf Anfrage nach Prüfung, nur bei Rahmenvorbau V-Form</p>		
<p>Lenkradgabel</p>		
<p>Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“</p>		
<p>Lenkradgabel Standard</p> <p><input type="checkbox"/> A9000500100-K001 mit Schraubachse</p> <p><input type="checkbox"/> A9000500100-K002 € 154,80 mit Steckachse HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403</p> 	<p>Lenkradgabel Heavy Duty für hohe Belastungen Mehrgewicht ca. 100 - 150 gr.</p> <p><input type="checkbox"/> A9000510111-K001 € 49,90 mit Schraubachse</p> <p><input type="checkbox"/> A9000510111-K002 € 202,40 mit Steckachse HMV Pos.Nr. 18.99.99.040</p> 	
<p>Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403</p> <p><input type="checkbox"/> A9000500300-K € 274,40 Lenkradgabel Standard mit Steckachse</p> 	<p>Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403</p> <p><input type="checkbox"/> A9000500301-K € 312,50 Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse</p> 	<p>Der Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne Lenkrad. Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.</p>

Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

24" (ETRTO 540)
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht
Nicht in Verbindung mit Pannensicherer
Bereifung
nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)
A9000203000

Bis 120 kg Körpergewicht mit Liteline-Nabe
(Bild links)
über 120 kg Körpergewicht mit Alu-
Hochflanschnabe (Bild rechts),
radial verspeicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540)
A9000203100

€ 145,90

25" (ETRTO 559)
A9000203200

€ 145,90

26" (ETRTO 590)
A9000203300

€ 145,90

mit Alu-Hochflanschnabe,
radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540)
A9000203550

€ 725,00

25" (ETRTO 559)
A9000201559

€ 725,00

26" (ETRTO 590)
A9000203555

€ 725,00



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540)
A9000203554

€ 885,00



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499


24" (ETRTO 540)
A9000203552

€ 885,00



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- x = 11 mm
- x = 19 mm

Greifringanbau
Curve Greifringe:

- x = 10 mm
- x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205010-004
- 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- = Oberfläche glanz
- = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 63,10**
A9000205020-004
- 26" Greifring für
26" Rad **€ 63,10**
A9000205020-006



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 152,50**
A9000205030-004
- 26" Greifring für
26" Rad **€ 152,50**
A9000205030-006



Titan Ø 19 mm

- Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 310,30**
A9000205040-004
- 26" Greifring für
26" Rad **€ 310,30**
A9000205040-006



Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

- für Greifring 24"
A9000205100-004 **€ 215,20**
- für Greifring 26"
A9000205100-006 **€ 215,20**

Oberfläche ohne Struktur,
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.



Ultra-Grip „sehr griffig“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 372,10**
A9000205070-004
- 26" Greifring für
26" Rad **€ 372,10**
A9000205070-006



Ergo-Grip

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 377,90**
A9000205080-004
- 26" Greifring für
26" Rad **€ 377,90**
A9000205080-006
Anbau an Felge anliegend



Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 370,60**
H 24 mm
A9000205130-004
- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 370,60**
H 31 mm, Größe L
A9000205140-004
- 26" Greifring für
26" Rad **€ 370,60**
H 31 mm, Größe L
A9000205140-006



<p>Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L € 375,50 A9000205160-004</p> 	<p>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) <input type="checkbox"/> = schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm € 432,40 A9000205135-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L € 432,40 A9000205145-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad H 31 mm, Größe L € 432,40 A9000205145-006</p> 	<p>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm Größe L € 481,40 A9000205150-004</p> 
<p>Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 492,90 A9000205170-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad € 492,90 A9000205170-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad € 492,90 A9000205170-006</p> 	<p>Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 477,30 A9000205175-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad € 477,30 A9000205175-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad € 477,30 A9000205175-006</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe</p> 	<p>Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 488,80 A9000205185-004</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe</p> 
<p>Gekko S HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 477,30 A9000205195-004</p> <p>schwarz eloxiert mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm</p> 	<p>Ausstattung ohne Greifring</p> <p><input type="checkbox"/> A9000205990</p>	

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

- für 24" Rad
A9000206300-004 € 191,50
- für 26" Rad
A9000206300-006 € 191,50



Bereifung

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)
A9000204001-004
Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)
A9000204000-004
- 25x1" (559-25)
A9000204000-005
- 26x1" (590-25)
A9000204000-006
Farbe: Grau, schwarz
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- 24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „Marathon Plus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

- 24x1" (540-25)
A9000204030-014 € 45,50
- 25x1" (559-25)
A9000204030-015 € 45,50
- 26x1" (590-25)
A9000204030-016 € 45,50
Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „Marathon Plus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

- 24x1" (540-25)
A9000204030-004 € 45,50
Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

- 24x1" (540-25)
A9000204123-004 € 86,00
Farbe: Schwarz
9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

- 24x1" (540-25)
A9000204201-004 € 113,40
Farbe: Schwarz
Nicht in Verbindung mit Spinergy
Antriebsrädern



Zubehör

Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

A9000200096 € 97,80

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit arretierbarem Antriebsrad-Achverschluss „Tetra Clip“, nicht in Verbindung mit Einhandantrieb



Arretierbarer Antriebsrad-Achverschluss „Tetra Clip“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000206400 € 153,90

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrädern, Einhandantrieb, Trommelbremse oder Liteline-Nabe



Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000901100 € 98,30
bis 14 bar



Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

A9000902100 € 74,60



Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

A9000902110 € 59,60



Stockhalter mit Nylon-Becher

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

A9000902310 € 127,00
flexibel



Beleuchtungsset SIGMA

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

A9000903270 € 99,80

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO-zugelassenes Beleuchtungsset



Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

für 24" Rad A9000903530-004 € 71,90
Ø 76 cm x 2 cm

für 26" Rad A9000903530-006 € 71,90
Ø 83 cm x 2 cm



Accessoire-Tasche

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000903600 € 70,30
17 cm x 13 cm x 5 cm



Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 € 327,80

Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

A9990000006 € 327,80

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

- 15 - 2023-02-01 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten = im Grundpreis = Position gewählt
LIFT activ Rev. 01