

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____



LITTY 4all

Kinderrollstuhl

Zugelassen bis 50 kg Zuladung

Gewicht ab 6,7 kg


A9043100000-* CHF 3.360,00

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Unterschenkelänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____


Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich

Grundmaße

☐ Sitzplatte und Rückenschale am Seitenteil verschraubt

Achtung: Sitzplatte und Rückenschale bitte separat auswählen

Rollstuhlmaße:



Sitzbreite **SB**

☐ 18	☐ 20	☐ 22	☐ 24	☐ 26	☐ 28	☐ 30	☐ 32	☐ 34
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Sitztiefe **ST**

☐ 20	☐ 25	☐ 30	☐ 35
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Hinweis: Verstellung über Langloch +/- 2 cm

Rückenhöhe **RH**

☐ 20	☐ 25	☐ 30	☐ 35
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Hinweis: Höhenverstellung über Lochraster +/- 2 cm

Unterschenkelänge **USL**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44					

Auswahl Antriebsradgröße

(erforderlich für die weiteren Abmessungen)

☐ 20"	☐ 22"	☐ 24"
------------------------------	------------------------------	------------------------------

Sitzhöhe hinten **SHh**

20":	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35
22":	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38
24":	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41

Sitzhöhe vorne **SHv**

20":	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38
22":	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41
24":	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44

Kipppunkt **KP**

(Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)

20":	☐ 5	☐ 6	☐ 7
22":	☐ 6	☐ 7	☐ 8
24":	☐ 7	☐ 8	☐ 9

H: Position des Lenkradlagerblocks

20":	22":	24":
☐ 37	☐ 40	☐ 43

I: Abstand Vorderkante Fußbrett bis Rücken _____ cm (Falls nichts angegeben: Sitztiefe + 15 cm)

Abweichende Maße sind gegen Aufpreis möglich

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920

Genauigkeitsgrad	Bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Rahmenfarbe - Einfarbdesign		
Rahmen, Seitenteile und Sitzsystem		
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php		
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette		
Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben		
☐ A9000100170-000		
Pulverfarben		
Weiß RAL 9016 ☐ glanz A9000100170-023 ☐ matt A9000100170-123 CHF 46,00	Brillant Silber ☐ glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016 ☐ glanz A9000100170-001 ☐ matt A9000100170-101 CHF 46,00
Schwarz RAL 9005 ☐ glanz A9000100170-003 ☐ matt A9000100170-019 CHF 46,00	Rein Orange RAL 2004 ☐ glanz A9000100170-022 ☐ matt A9000100170-122 CHF 46,00	Pink Magenta RAL 4010 ☐ glanz A9000100170-037 ☐ matt A9000100170-137 CHF 46,00
Pastellblau RAL 5024 ☐ glanz A9000100170-036 ☐ matt A9000100170-136 CHF 46,00	Lemon Green ☐ glanz A9000100170-005 ☐ matt A9000100170-105 CHF 46,00	Gelb RAL 1023 ☐ glanz A9000100170-046 ☐ matt A9000100170-146 CHF 46,00
Rot RAL 3001 ☐ glanz A9000100170-047 ☐ matt A9000100170-147 CHF 46,00		
Pulverfarben „Dormant“		
Tiefschwarz Effekt Silber ☐ glanz A9000100170-007	Sky Blue ☐ glanz A9000100170-017	Marine Blau ☐ glanz A9000100170-045 ☐ matt A9000100170-145 CHF 46,00
Apple Green ☐ glanz A9000100170-014 ☐ matt A9000100170-114 CHF 46,00	Violett ☐ glanz A9000100170-044	Fire Red ☐ glanz A9000100170-018 ☐ matt A9000100170-118 CHF 46,00
Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“		
Rahmen, Seitenteile und Sitzsystem		
CHF 348,00		
Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-500 ☐ matt A9000100170-501	Café ☐ glanz A9000100170-520 ☐ matt A9000100170-521	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-504 ☐ matt A9000100170-505
Pearl (Perlmutter-Weiß) ☐ glanz A9000100170-524 ☐ matt A9000100170-525	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-526 ☐ matt A9000100170-527	Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-522 ☐ matt A9000100170-523
Omega (Blau) ☐ glanz A9000100170-512 ☐ matt A9000100170-513	Mint ☐ glanz A9000100170-528 ☐ matt A9000100170-529	Chili ☐ glanz A9000100170-516 ☐ matt A9000100170-517
Sunflower (Sonnengelb) ☐ glanz A9000100170-518 ☐ matt A9000100170-519	Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-514 ☐ matt A9000100170-515	

Rahmenfarbe - Zweifarbdesigns

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

- ☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Rahmenfarbe und einer zweiten Farbe für Seitenteile bzw. Sitzplatte und Rückenschale** CHF 283,00
A9042100170-200

Farben bitte nachstehend wählen:

Zweifarbbeschichtung Litty bestehend aus einer Grundfarbe am Rahmen mit Achsrohr und einer zweiten Farbbeschichtung für die Seitenteile und falls gewünscht für das Sitzsystem. Auswahl aus Einfarbdesign:

A: Rahmenfarbe: A9000100170- ☐ ☐ ☐

B: Seitenteilfarbe: A9000100170- ☐ ☐ ☐

Farbe Sitzplatte und Rückenschale: ☐ A oder ☐ B

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

- ☐ Silber A9000100173-011
☐ Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

- ☐ Silber A9000100173-011
☐ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹

- ☐ Rein Orange RAL 2004 CHF 227,06
A9000100171-022
☐ Weiß RAL 9016 CHF 227,06
A9000100171-023
☐ Rahmenfarbe CHF 227,06
A9000100171-999
☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) CHF 314,10
A9000100171-998
Farbe: _____
A9000100170- ☐ ☐ ☐

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (3-Speichen-Design)

- ☐ Rein Orange RAL 2004 CHF 52,11
A9000100174-022
☐ Weiß RAL 9016 CHF 52,11
A9000100174-023
☐ Rahmenfarbe CHF 81,65
A9000100174-999
☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) CHF 81,65
A9000100174-998
Farbe: _____
A9000100170- ☐ ☐ ☐

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

- ☐ A9000100170-100 CHF 436,00

Glanzgrad

- ☐ glanz
☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18)

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A9000501200 oder gute Dämpfung A9000501210

Schiebegriffe

Zentral-Schiebegriff Aluminium

☒ A9042401085-K
höhenverstellbar
Halterung mittig am Rückenquerbügel
verschweißt



Zentral-Schiebegriff Aluminium mit abfaltbarem Griffbereich

☐ A9042401084-K **CHF 225,70**
höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich
über Verzahnungsgelenk
Halterung mittig am Rückenquerbügel
verschweißt
Zugelassen bis 50 kg Körpergewicht



Zentral-Schiebegriff Aluminium für Bremsgriffe mit abfaltbarem Griffbereich

☐ A9042401086-K **CHF 225,70**
höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich
über Verzahnungsgelenk
Halterung mittig am Rückenquerbügel
verschweißt
Zugelassen bis 50 kg Körpergewicht
Nur in Verbindung mit A9042701020 Feststell-
Kniehebelbremse für Begleitperson



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

☐ Länge: 45 cm
max. Höhe =
SHh + ca. 53 cm **CHF 269,00**
A9042401075-K001


☐ Länge: 55 cm
max. Höhe =
SHh + ca. 63 cm **CHF 269,00**
A9042401075-K002

stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert



Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk

☐ A9042401069-K **CHF 426,50**
stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter rückverlagert



Rückenausstattung

Ergonomie - Rückenschale Aluminium

☐ A9042802210-K **CHF 443,50**
in Rahmenfarbe
ab RH 20 cm und ab SB 18 cm



Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

☐ A9042802220-K **CHF 220,70**
Bezugsstoff:
☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der
Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche“ ausgeliefert.




Sitzsystem

Sitzplatte Aluminium

☒ A9042801210-K
in Rahmenfarbe
zwischen den Aluseitenteilen verschraubt
verstellbar in Höhe, Winkel und Tiefe




Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805180-K* **CHF 120,60**



Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000800300-K* **CHF 165,40**

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm
A9000805204-K* **CHF 262,10**

☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000805200-K* **CHF 446,20**

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm
A9000800311-K* **CHF 307,80**

☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000800310-K* **CHF 491,90**

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm
☐ 6 cm

Bezugsstoff:

☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, geschlossene Oberfläche
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ _____

Kissenhöhe _____ cm

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Antriebsradsturz

11° Antriebsradsturz

☒ A9042202030

Bremssystem

Kniehebelbremssystem

☐ A9042701010
Bremshebel im Seitenteil integriert



Feststell- Kniehebelbremse für Begleitperson

☐ A9042701020 **CHF 472,00**

Bedienung vom Schiebegriff über
Bowdenzüge
Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem
und Schiebegriffen



Fußstütze

Fußauflage fest

☒ A9042601010-K
einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel
inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt



Fußauflage nach hinten hochklappbar

☐ A9042602010-K **CHF 289,00**
inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt



Adaptionen

Kippstütze nach oben schwenkbar

☐ rechts
A9042301160-12*

☐ links
A9042301160-22*
abnehmbar durch Quickpin

Eine Kippstütze ist im Grundpreis enthalten, sind zwei Kippstützen gewünscht, entsteht ein Aufpreis in Höhe von **CHF 208,00**.



Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel

☐ A9042900200-K **CHF 925,00**
Ausstattung mit Geradeauslaufrückmeldung
über Schnellspannklammer vom Rollstuhl
abnehmbar
mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4"
Lenkrad
über Steckachse vom Halterohr abnehmbar
für maximalen Bodendruck am
Vorsatzgerät von 30 kg



Outdoor Radvorsatz starr ohne Lenkfunktion

☐ A9042900100-K **CHF 815,00**
geeignet für Schiebeeinsatz durch
Begleitperson,
mit luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4" Lenkrad
für maximalen Bodendruck am
Vorsatzgerät von 30 kg



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

☐ A9000501110 **CHF 72,00**
pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

☐ A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)

☐ A9000501120 **CHF 72,00**
pannensicher



4" Sicherheitsleuchtröhre (100 mm)

☐ A9000501220 **CHF 122,00**
pannensicher



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501230 **CHF 152,00**
mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

☒ A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

☒ A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

☐ A9000501221 **CHF 122,00**
pannensicher



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“

☐ Silber eloxiert **CHF 180,00**
A9000501200

☐ Schwarz **CHF 180,00**
A9000501201

mit austauschbarem Gummlauftring 3 mm
hart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“

☐ Silber eloxiert **CHF 180,00**
A9000501210

☐ Schwarz **CHF 180,00**
A9000501211

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm
mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501232 **CHF 152,00**
mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber



Distanzscheiben Haarabweiser

☐ A9000500502 **CHF 24,30**

5,3 mm für Frog Legs Lenkräder
schwarz



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Lenkradgabel Standard

☒ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 **CHF 173,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz LITTY

☐ A9000500300-K **CHF 298,00**
mit Steckachse

Artikel ist ohne Lenkrad. Falls ein Lenkrad
gewünscht wird, bitte unter der Rubrik
„Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.



Antriebsräder

Antriebsrad Alu-Felge, 18 Speichen mit Liteline-Nabe

radial verspeicht

Design-Inlett in Rahmenfarbe

Antriebsradgröße entsprechend Seite 2 auswählen




☐ 20" (ETRTO 451)
A9000203053

☐ 22" (ETRTO 489)
A9000203063

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203123

Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring eng (11 mm / 10 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205010-001
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205010-002
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205010-004



Aluminium Ø 19 mm Silber eloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 16 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205021-001 **CHF 69,00**
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205021-002 **CHF 69,00**



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grip nicht empfohlen.

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205020-001 **CHF 69,00**
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205020-002 **CHF 69,00**
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205020-004 **CHF 69,00**



Aluminium Ø 16 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205031-001 **CHF 162,00**
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205031-002 **CHF 162,00**



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205030-001 **CHF 162,00**
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205030-002 **CHF 162,00**
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205030-004 **CHF 162,00**



Titan ø 19 mm ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205040-004 CHF 285,00 	Silikon-Greifringüberzug ☐ für Greifring 20" A9000205100-001 CHF 247,00 ☐ für Greifring 22" A9000205100-002 CHF 247,00 ☐ für Greifring 24" A9000205100-004 CHF 247,00 Oberfläche ohne Struktur kompatibel zu Greifring Ø 19 mm und Ø 20 mm 	Ultra-Grip „sehr griffig“ ☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000205070-001 CHF 422,00 ☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205070-002 CHF 422,00 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205070-004 CHF 422,00 
Ergo-Grip ☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000205080-001 CHF 422,00 ☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205080-002 CHF 422,00 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205080-004 CHF 422,00 Anbau an Felge anliegend 	Maxgrepp mit Zell- und Naturgummiüberzug sehr griffig, weich ☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000200788 CHF 422,00 ☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000200789 CHF 422,00 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000200787 CHF 422,00 	Greifring Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil ☐ 22" Greifring für 22" Rad H 24 mm A9000205130-002 CHF 422,00 ☐ 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205130-004 CHF 422,00 
Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205135-004 CHF 448,00 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205155-004 CHF 540,00 	Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205170-004 CHF 498,00 

Gekko schwarz eloxiert ☐ 22" Greifring für 22" Rad CHF 498,00 A9000205175-002 ☐ 24" Greifring für 24" Rad CHF 498,00 A9000205175-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm  	Gekko silber eloxiert ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko S schwarz eloxiert ☐ 22" Greifring für 22" Rad CHF 498,00 A9000205195-002 ☐ 24" Greifring für 24" Rad CHF 498,00 A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm  
Ausstattung ohne Greifring ☐ A9000205990		

Speichenschutz		
Finger- und Speichenschutz „transparent“ ☐ für 20" Rad CHF 215,00 A9000206300-001 ☐ für 22" Rad CHF 215,00 A9000206300-002 ☐ für 24" Rad CHF 215,00 A9000206300-004 		

Bereifung		
Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung ☐ 22x1" (489-25) CHF 45,60 A9000204001-002 ☐ 24x1" (540-25) CHF 45,60 A9000204001-004 Farbe: Schwarz 7,5 bar 	Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung ☐ 20x1" (451-25) CHF 45,60 A9000204000-001 ☐ 22x1" (489-25) CHF 45,60 A9000204000-002 ☐ 24x1" (540-25) CHF 45,60 A9000204000-004 Farbe: Grau, schwarzwand 7,5 bar 	Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor und Reflektorstreifen ☐ 22x1" (489-25) CHF 45,60 A9000204030-002 Farbe: Schwarz 10 bar 

Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor ☐ 24x1" (540-25) A9000204030-014 Farbe: Schwarz 10 bar CHF 45,60 	Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor ☐ 24x1" (540-25) A9000204030-004 Farbe: Grau, schwarzwand 10 bar CHF 45,60 	
Zubehör		
Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß ☐ A9000200096 CHF 108,00 Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm Achsdurchmesser: 12 mm Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“, nicht in Verbindung mit Einhandantrieb 	Handluftkompressor mit Manometer ☐ A9000901100 bis 14 bar CHF 113,00 	Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss ☐ A9000902100 CHF 79,80 
Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss ☐ A9000902110 CHF 64,90 	Accessoire-Tasche ☐ A9000903600 17 cm x 13 cm x 5 cm CHF 84,00 	Transporttasche für Antriebsräder ☐ für 24" Rad Ø 76 cm x 2 cm A9000903530-004 CHF 88,00 
Therapie-Tisch ☐ Breite 350 mm A9000902800-001 CHF 476,70 abnehmbare Tischplatte aus Lexan, transparent, mit Frontkantung, mit 2 Stück. Positionsanschlänge Ø 25 mm (für Adaption an Rahmenrohr Ø 25 mm) 		
Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de		
Dienstleistungen		
Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV ☐ A9990000000 CHF 357,00	Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV ☐ A9990000006 CHF 357,00	

Anmerkungen und Notizen

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 13 - 2022-09-15 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt
Bestellblatt LITTY 4all Rev. 07 CH